

Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Comercial

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Orçamento

Pedido

Anexo para fabricação especial



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Referência: 490E46=00000_C

Equipamento standard

Preço: 4.902,- €

Válido de 01.01.2025 a 31.12.2025

- Comando VR2
- Suporte de comando articulado
- 6 km/h
- Baterias de gel 28,75Ah (C5) / 35Ah C20)
- Carregador
- Rodas de acionamento de 12 1/2" (pneumáticas)
- Rodas dianteiras maciças de 8"
- Assento standard
- Almofada de assento
- Apoios de braço
- Patins
- Cor chassis prata metalizada

Carga máx.: 100 kg/220 lbs *

*: As opções adicionais podem reduzir a capacidade de carga segura. Tenha em conta o peso máximo permitido na placa de identificação.

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

Indústria Ortopédica Otto Bock Unipessoal, Lda. · T +351 213535587 · F +351 213535590 · info@ottobock.pt · www.ottobock.com/es-es/


Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Dados básicos (informação voluntária)

Género masculino feminino diverso

Indicação



Informação necessária*

Altura utilizador [cm]

Peso utilizador [kg]

1 Largura assento [cm]

2 Profundidade assento [cm]

3 Profundidade tronco [cm]

4 Altura apoios de braço [cm]

5 Altura axilar [cm]

6 Altura ombros [cm]

7 Altura cabeça [cm]

8 Comprim. antebraço até à palma

9 Largura tronco [cm]

10 Comprimento tibial [cm]

* Esta informação irá auxiliar nos ajustes orientados ao utilizador e no desenvolvimento do produto. A Ottobock garante o uso confidencial e puramente interno destes dados.

Assento standard

Preço

EC18	Assento standard Junior (PA 34 ... 40 cm, LA 34 ...40 cm)(Carga máxima: 75 kg)	170 €
EC01	Assento standard, pequeno (PA 38 ... 46 cm, LA 38 ... 42 cm)	-
EC02	Assento standard, grande (PA 42 ... 50 cm, LA 43 ... 48 cm)	-

Ajustes para assento standard

Ângulo de encosto -9/1/11/21° 0/10/20/30°

Não disponível com reclinção manual de encosto

Largura de assento LA em cm	34	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48	

Para LA 34 – 37 cm, ver indicação 4.7)

Para LA 38 – 40 cm, ver indicação 4.2)

Para LA 41 – 42 cm, ver indicação 5.1)

Para LA 43-48 cm, ver indicação 4.5)

Prof. de assento PA em cm	34	36	38	40	42
	44	46	48	50	

Para PA 34 ver indicação 4.7)

Para PA 36 ver indicação 4.1)

Para PA 38 / 40 ver indicação 4.2)

Para PA 42 / 44 ver indicação 4.9)

Para PA 46 ver indicação 4.4)

Para PA 48 ver indicação 4.5)

Para PA 50 ver indicação 4.6)

Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Comprimento tibial em cm	25	26	27	28	29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54		

Para CT 25 – 27 ver indicação 3.1)

Para CT 47 ver indicação 4.9)

Para CT 48-54 ver indicação 6.1)

Altura de assento em cm	43	48	51	56
--------------------------------	----	----	----	----

Nota: sem almofada de assento, depende do CT; recomenda-se uma distância ao solo de pelo menos 3cm; altura de assento 43 não disponível com assento standard grande

Para altura de assento 43 ver indicações 7.1), 7.2)

Para altura de assento 48 ver indicações 3.1), 7.1)

Para altura de assento 51 ver indicações 7.1), 7.3)

Para altura de assento 56 ver indicações 6.1), 7.1)

Almofada de assento (apenas para assento standard)

Preço

EC06	Almofada de assento, revestimento preto (Equipamento standard) (Espessura: 50 mm)	-
EC07	Sem almofada	-

Assento Contour

Preço

EC03	Assento Contour, pequeno (PA 36 ... 44 cm, AA 38 ... 42 cm) (espessura 50 mm)	427 €
EC04	Assento Contour, grande (PA 42 ... 48 cm, AA 43 ... 48 cm) (espessura 50 mm)	444 €

Tipo de contorno

Preço

EC23	Com contorno plano	-
EC24	Com contorno profundo	-

Tipo de estofa

Preço

EC25	Estofa de tecido	-
EC26	Estofa de couro sintético	52 €
EC27	Revestimento anti-incontinência (pode ser pedido em conjunto com o estofa de tecido EC 25)	34 €

Medidas para assento Contour

Largura de assento LA em cm	34	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48	

Para LA 34 – 37 cm, ver indicação 4.7)

Para LA 38 – 40 cm, ver indicação 4.2)

Para LA 41 – 42 cm, ver indicação 5.1)

Para LA 43-48 cm, ver indicação 4.5)

Profundidade de assento PA em cm	36	38	40	42	44	46	48
---	----	----	----	----	----	----	----

Para PA 34 ver indicação 4.7)

Para PA 36 ver indicação 4.1)

Para PA 38 / 40 ver indicação 4.2)

Para PA 42 / 44 ver indicação 4.9)

Para PA 46 ver indicação 4.4)

Para PA 48 ver indicação 4.5)

Para PA 50 ver indicação 4.6)

Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Comprimento tibial CT em cm	25	26	27	28	29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54		

Para CT 25 – 27 ver indicação 3.1)

Para CT 47 ver indicação 4.9)

Para CT 48-54 ver indicação 6.1)

Altura de assento em cm	43	48	51	56
-------------------------	----	----	----	----

Nota: sem almofada de assento, depende do CT; recomenda-se uma distância ao solo de pelo menos 3cm; Altura de assento 51 não disponível com assento Contour grande

Para altura de assento 43 ver indicações 7.1), 7.2)

Para altura de assento 48 ver indicações 3.1), 7.1)

Para altura de assento 51 ver indicações 7.1), 7.3)

Para altura de assento 56 ver indicações 6.1), 7.1)

Ajuste encosto		Preço
ED20	Reclinação manual de encosto (êmbolo de gás) ver indicações 8.1) 8.2)	539 €

Patins		Preço
EB01	Patim em duas peças com plataformas de plástico (Equipamento standard) Não disponível com assento standard Junior.	-
EB02	Patim em duas peças com plataformas de alumínio (reguláveis em ângulo)	176 €
EB03	Patim único com plataforma de alumínio (regulável em ângulo) Não disponível com assento standard Junior.	143 €
EB07	Sem Patins	-
EB20	Patins elevatórios de forma mecânica com compensação de comprimento e plataformas de alumínio, reguláveis em ângulo (êmbolo de gás) (CT a partir de 27 cm em assentos standard, em assentos Contour a partir de 32 cm.)	686 €

Acessórios patins		Preço
EB80	Almofada lateral para perna para patins elevatórios (par) ver indicação 10.1)	206 €
EB70	Cintos de fixação para plataformas de alumínio (inc. kits de montagem) ver indicações 4.9) 10.2)	30 €

Acessórios apoios de braço		Preço
EE34	Adaptador fixo para apoio de braço, à esquerda	22 €
EE24	Adaptador fixo para apoio de braço, à direita	22 €
EE35	Adaptador giratório para apoio de braço, à esquerda	173 €
EE25	Adaptador giratório para apoio de braço, à direita	173 €
EE36	Correia de fixação de braço, à esquerda	Consultar
EE26	Correia de fixação de braço, à direita	Consultar
EL021	Revestimento almofadado para apoios de braço	76 €
EL022	Revestimento almofadado proteção de roupa	75 €

Para informação sobre as almofadas de antebraço e de mão, consulte o nosso catálogo de acessórios.

Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Cor de chasis		Preço
016	Prata metalizada (Equipamento standard)	-
001	Prata brilhante	166 €
002	Cinza antracite metalizado	166 €
003	Preto profundo RAL 9005	166 €
004	Azul gelo	166 €
005	Cor de laranja claro brilhante	166 €
009	Cor de vinho brilhante	166 €
010	Azul marinho	85 €
012	Azul céu	166 €
013	Preto profundo mate RAL 9005	166 €
014	Vermelho guloseima	166 €
017	Amarelo RAL 1023	166 €
018	Vermelho semáforo RAL 3001	166 €
020	Azul saturno metalizado	166 €
021	Verde maçã metalizado	166 €
022	Branco creme RAL 9001	166 €
023	Branco RAL 9016	166 €
026	Cinza ferro brilhante	166 €
027	Cinza shimano mate	166 €
Rodas		Preço
EF10	Rodas dianteiras maciças (Equipamento standard)	-
EG06	Rodas maciças às quatro rodas	142 €
Carregador		Preço
EU91	Carregador (Equipamento standard)	-
EU02	Carregador sem ventoinha (não faz ruído) ver indicações 19.1) 19.2)	81 €
Suporte para comando		Preço
EU19	Suporte para comando standard (Equipamento standard)	-
EU18	Suporte para comando articulado, ajustável em altura	295 €
EU20	Suporte para comando articulado em paralelo	-
Lado montagem de comando		
	Direita	
	Esquerda	

Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Acessórios de comando		Preço
EU15	Comando para acompanhante	972 €
EU23	Forqueta para tetraplégicos, horizontal (regul. para uma largura de mão 70 ... 90 mm) ver indicação 16.1)	150 €
EU24	Stick S80 (manípulo especial de Joystick 80 mm) ver indicação 16.1)	65 €
EU25	Bola de espuma (com revestimento preto) ver indicação 16.1)	118 €
EU26	Bola, pequena (diâmetro 43 mm) ver indicação 16.1)	112 €
EU27	Bola, grande (diâmetro 48 mm) ver indicação 16.1)	141 €
EU28	Barra de Joystick flexível, inclui bola, grande* ver indicação 16.1)	275 €
EU35	Bola mole, preta (diâmetro 30 mm, 4 peças) ver indicações 16.1) 19.1)	75 €

*: (Extensão de 60 mm; recomenda-se a utilização do suporte de comando ajustável em altura ou o suporte de comando articulado em paralelo)

Acessórios gerais		Preço
EE 30	Adaptador para kit de montagem de apoio de cabeça Para mais informação sobre apoios de cabeça consulte o nosso catálogo de acessórios.	42 €
EP 65	Cinto pélvico com fivela	113 €
EZ 52	Kit de ferramentas com bomba de ar	71 €
ES 25	Iluminação adicional	178 €
EF 07	Trepa-passeios (não compatível com patim único)	294 €
ES 22	Bolsa para acessórios	49 €
ES 24	Bolso para telemóvel	30 €
ES 35	Mesa de terapia rebatível (incl. kit de montagem; O recorte do comando deve ser adaptado)	526 €
EA 60	Suporte para bengala	81 €
ES 60	Kit de transporte para VTD (requerido para o sistema de pontos de ancoragem para AMF)	34 €

Cadeira de rodas elétrica **A200.**

Folha de pedido

Informação



EC01 Assento standard




EC23 Assento Contour com contorno plano



EC24 Assento Contour com contorno profundo



ED20 Regulação manual de encosto 30°



EC25 Estofa de tecido



EC26 Estofa de pele sintética



EC27 Revestimento anti-incontinência



EP65 Cinto pélvico com fivela



EB02 Patim em duas peças com plataformas de alumínio



EB03 Patim único




EB20 Patins elevatórios mecanicamente



EB80 Almofada lateral para perna



EF07 Tropa-passeios



EU35 Bola mole

Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Acessórios adicionais para almofada de assento

Nota: Ao efetuar o pedido, o número, ou números de artigo dos seguintes acessórios devem ser introduzidos adicionalmente através do número de referência.

Almofada de assento Livo (Peso máx. de utilizador = 125 kg)

Espessura: 50 mm

Almofada completa com revestimento

Referência	Tamanho almofada de assento (mm)	Preço
476C00=SK1450	380 x 400	103 €
476C00=SK1451	400 x 420	103 €
476C00=SK1452	420 x 420	103 €
476C00=SK1453	420 x 440	103 €
476C00=SK1454	420 x 460	103 €
476C00=SK1455	420 x 520	103 €
476C00=SK1456	450 x 420	103 €
476C00=SK1457	450 x 440	103 €
476C00=SK1458	450 x 460	103 €
476C00=SK1459	480 x 420	103 €
476C00=SK1460	480 x 440	103 €
476C00=SK1461	480 x 460	103 €
476C00=SK1462	510 x 440	103 €
476C00=SK1463	510 x 460	103 €
476C00=SK1464	520 x 520	103 €

Para tamanhos especiais, consultar prazos de entrega.



Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Almofada de assento EvoFlair (Peso máx. de utilizador = 200 kg)

Espessura: 80 mm

Almofada completa com revestimento

Referência	Tamanho almofada de assento [mm]	Preço
476C00=SK1480	380 x 400	374 €
476C00=SK1481	400 x 400	374 €
476C00=SK1482	400 x 420	374 €
476C00=SK1483	410 x 460	374 €
476C00=SK1484	420 x 400	374 €
476C00=SK1485	420 x 420	374 €
476C00=SK1486	420 x 440	374 €
476C00=SK1487	420 x 460	374 €
476C00=SK1488	420 x 520	374 €
476C00=SK1489	450 x 420	374 €
476C00=SK1490	450 x 440	374 €
476C00=SK1491	450 x 460	374 €
476C00=SK1492	460 x 510	374 €
476C00=SK1493	480 x 420	374 €
476C00=SK1494	480 x 440	374 €
476C00=SK1495	480 x 460	374 €
476C00=SK1496	500 x 420	374 €
476C00=SK1497	510 x 440	374 €
476C00=SK1498	510 x 460	374 €
476C00=SK1499	520 x 520	374 €

Para tamanhos especiais, consultar prazos de entrega.



Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Almofada de assento Cloud (Peso máx. de utilizador = 250 kg)

Altura funcional:

Zona de coxa: ajustável

Zona isquial: ajustável

Lateral: 110 mm

Nota: As dimensões da cadeira de rodas servem de guia para ajudar na escolha da almofada

Almofada completa com revestimento

Referência	Descrição	Largura cadeira [mm]	Profundidade cadeira [mm]	Preço
476C00=FFC12x12*	Cloud 300 x 300	290 – 320	290 – 320	872 €
476C00=FFC14x14	Cloud 350 x 350	340 – 360	340 – 370	872 €
476C00=FFC14x16	Cloud 350 x 400	340 – 360	380 – 420	872 €
476C00=FFC15x15	Cloud 380 x 380	370 – 390	360 – 400	872 €
476C00=FFC15x16	Cloud 380 x 400	370 – 390	380 – 420	872 €
476C00=FFC16x16	Cloud 400 x 400	390 – 410	380 – 420	872 €
476C00=FFC16x16.5	Cloud 400 x 420	390 – 410	400 – 440	872 €
476C00=FFC16x18	Cloud 400 x 460	390 – 410	420 – 480	872 €
476C00=FFC16,5x16	Cloud 420 x 400	410 – 430	380 – 420	872 €
476C00=FFC16,5x16.5	Cloud 420 x 420	410 – 430	400 – 440	872 €
476C00=FFC17x17	Cloud 430 x 430	420 – 440	420 – 460	872 €
476C00=FCC17x18	Cloud 430 x 460	420 – 440	420 – 480	872 €
476C00=FFC17,5x16,5	Cloud 440 x 420	430 – 450	400 – 440	872 €
476C00=FCC18x16	Cloud 460 x 400	450 – 480	380 – 420	872 €
476C00=FCC18x16.5	Cloud 460 x 420	450 – 480	400 – 440	872 €
476C00=FCC18x18	Cloud 460 x 460	450 – 480	420 – 480	872 €
476C00=FCC18x20	Cloud 460 x 500	450 – 480	460 – 520	872 €
476C00=FCC19x18	Cloud 480 x 460	460 – 500	420 – 480	872 €
476C00=FCC20x16*	Cloud 500 x 400	480 – 540	380 – 420	872 €
476C00=FCC20x18	Cloud 500 x 460	480 – 540	420 – 480	872 €
476C00=FCC22x16*	Cloud 560 x 400	520 – 600	380 – 420	872 €
476C00=FFC22x18*	Cloud 560 x 460	520 – 600	420 – 480	872 €
476C00=FCC22x20*	Cloud 560 x 500	520 – 600	460 – 520	872 €
476C00=FCC24x16*	Cloud 610 x 400	570 – 650	380 – 420	872 €
476C00=SA200	Tamanho especial Cloud (largura x profundidade) mín. 305 x 305 mm; máx. 910 x 10 mm			Consultar

Para tamanhos especiais, consultar prazos de entrega.



Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Almofada de assento Terra (Peso máx. de utilizador = 150 kg)

Altura funcional:

Zona de coxa: 60 mm

Zona isquial: 70 mm


Lateral: 95 mm

Nota: As dimensões da cadeira de rodas servem de guia para ajudar na escolha da almofada

Almofada completa com revestimento

Referência	Descrição	Largura cadeira [mm]	Profundidade cadeira [mm]	Preço
476C00=SK631	Terra, 355 × 355	350 – 370	340 – 360	271 €
476C00=SK608	Terra, 355 × 405	350 – 370	370 – 390	271 €
476C00=SK606	Terra, 380 × 405	380 – 390	370 – 390	271 €
476C00=SK601	Terra, 405 × 405	400 – 410	370 – 390	271 €
476C00=SK640	Terra, 405 × 430	400 – 410	400 – 420	271 €
476C00=SK604	Terra, 405 × 455	400 – 410	430 – 450	271 €
476C00=SK632	Terra, 405 × 505	400 – 410	460 – 480	271 €
476C00=SK633	Terra, 430 × 405	420 – 430	370 – 390	271 €
476C00=SK638	Terra, 430 × 430	420 – 430	400 – 420	271 €
476C00=SK607	Terra, 430 × 455	420 – 430	430 – 450	271 €
476C00=SK634	Terra, 430 × 505	420 – 430	460 – 480	271 €
476C00=SK603	Terra, 455 × 405	440 – 470	370 – 390	271 €
476C00=SK639	Terra, 455 × 430	440 – 470	400 – 420	271 €
476C00=SK602	Terra, 455 × 455	440 – 470	430 – 450	271 €
476C00=SK635	Terra, 455 × 505	440 – 470	460 – 480	271 €
476C00=SK636	Terra, 505 × 405	480 – 520	370 – 390	271 €
476C00=SK605	Terra, 505 × 455	480 – 520	430 – 450	271 €
476C00=SK637	Terra, 505 × 505	480 – 520	460 – 480	271 €
476C00=SA620	Tamanho especial Terra largura 505 x prof. 430 mm	480 – 520	400 – 420	Consultar

Para tamanhos especiais, consultar prazos de entrega.



Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Almofada Terra Aquos (Peso máx. de utilizador = 150 kg)

Altura funcional:

Zona de coxa: 60 mm

Zona isquial: 70 mm

Lateral: 95 mm

Nota: As dimensões da cadeira de rodas servem de guia para ajudar na escolha da almofada

Almofada completa com revestimento

Referência	Descrição	Largura cadeira [mm]	Profundidade cadeira [mm]	Preço
476C00=SK681	Terra Aquos, 355 × 355	350 – 370	340 – 360	305 €
476C00=SK658	Terra Aquos, 355 × 405	350 – 370	370 – 390	305 €
476C00=SK656	Terra Aquos, 380 × 405	380 – 390	370 – 390	305 €
476C00=SK651	Terra Aquos, 405 × 405	400 – 410	370 – 390	305 €
476C00=SK690	Terra Aquos, 405 × 430	400 – 410	400 – 420	305 €
476C00=SK654	Terra Aquos, 405 × 455	400 – 410	430 – 450	305 €
476C00=SK682	Terra Aquos, 405 × 505	400 – 410	460 – 480	305 €
476C00=SK683	Terra Aquos, 430 × 405	420 – 430	370 – 390	305 €
476C00=SK688	Terra Aquos, 430 × 430	420 – 430	400 – 420	305 €
476C00=SK657	Terra Aquos, 430 × 455	420 – 430	430 – 450	305 €
476C00=SK684	Terra Aquos, 430 × 505	420 – 430	460 – 480	305 €
476C00=SK653	Terra Aquos, 455 × 405	440 – 470	370 – 390	305 €
476C00=SK689	Terra Aquos, 455 × 430	440 – 470	400 – 420	305 €
476C00=SK652	Terra Aquos, 455 × 455	440 – 470	430 – 450	305 €
476C00=SK685	Terra Aquos, 455 × 505	440 – 470	460 – 480	305 €
476C00=SK686	Terra Aquos, 505 × 405	480 – 520	370 – 390	305 €
476C00=SK655	Terra Aquos, 505 × 455	480 – 520	430 – 450	305 €
476C00=SK687	Terra Aquos, 505 × 505	480 – 520	460 – 480	305 €
476C00=SA660	Tamanho especial Terra Aquos largura 505 × prof. 430 mm	480 – 520	400 – 420	Consultar

Para tamanhos especiais, consultar prazos de entrega.



Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Almofada Terra Flair (Peso máx. de utilizador = 150 kg)

Altura funcional:

Zona de coxa: 60 mm

Zona isquial: 70 mm

Lateral: 95 mm

Nota: As dimensões da cadeira de rodas servem de guia para ajudar na escolha da almofada

Almofada completa com revestimento

Referência	Descrição	Largura cadeira [mm]	Profundidade cadeira [mm]	Preço
476C00=SK878	Terra Flair, 355 × 405	350 – 370	350 – 390	581 €
476C00=SK876	Terra Flair, 380 × 405	380 – 390	370 – 390	581 €
476C00=SK871	Terra Flair, 405 × 405	400 – 410	370 – 390	581 €
476C00=SK879	Terra Flair, 405 × 430	400 – 410	400 – 420	581 €
476C00=SK874	Terra Flair, 405 × 455	400 – 410	430 – 450	581 €
476C00=SK882	Terra Flair, 405 × 505	400 – 410	460 – 480	581 €
476C00=SK883	Terra Flair, 430 × 405	420 – 430	370 – 390	581 €
476C00=SK888	Terra Flair, 430 × 430	420 – 430	400 – 420	581 €
476C00=SK877	Terra Flair, 430 × 455	420 – 430	430 – 450	581 €
476C00=SK884	Terra Flair, 430 × 505	420 – 430	460 – 480	581 €
476C00=SK873	Terra Flair, 455 × 405	440 – 470	370 – 390	581 €
476C00=SK889	Terra Flair, 455 × 430	440 – 470	400 – 420	581 €
476C00=SK872	Terra Flair, 455 × 455	440 – 470	430 – 450	581 €
476C00=SK885	Terra Flair, 455 × 505	440 – 470	460 – 480	581 €
476C00=SK886	Terra Flair, 505 × 405	480 – 520	370 – 390	581 €
476C00=SK875	Terra Flair, 505 × 455	480 – 520	430 – 450	581 €
476C00=SK887	Terra Flair, 505 × 505	480 – 520	460 – 480	581 €
476C00=SA880	Tamanho especial Terra Flair largura 505 × prof. 430 mm	480 – 520	400 – 420	Consultar

Para tamanhos especiais, consultar prazos de entrega.



Cadeira de rodas elétrica A200.



Folha de pedido

Acessórios adicionais de cinto e arnês

Nota: Ao efetuar o pedido, o número, ou números de artigo dos seguintes acessórios devem ser introduzidos adicionalmente através do número de referência.

Arnês anteriores

Os sistemas de posicionamento da zona superior do corpo devem ser utilizadas sempre am conjunto com um cinto pélvico para evitar lesões.

Referência	Imagem	Descrição	Tamanho	Dimensões [mm]	Preço
476P52=SK015		Arnês torácico	S	A: 225, B: 320, C: 130, D: 60, E: 130	227 €
476P52=SK016			M	A: 255, B: 380, C: 155, D: 60, E: 150	227 €
476P52=SK017			L	A: 260, B: 510, C: 200, D: 60, E: 200	227 €
476P52=SK009		Arnês dinâmico	XS	A: 90, B: 170, C: 140, D: 45	229 €
476P52=SK010			S	A: 110, B: 180, C: 160, D: 45	238 €
476P52=SK011			M	A: 145, B: 230, C: 200, D: 50	238 €
476P52=SK012			L	A: 175, B: 260, C: 230, D: 60	238 €
476P52=SK020		Arnês para ombros	S	A: 350, B: 95, C: 45	246 €
476P52=SK021			M	A: 380, B: 115, C: 65	246 €
476P52=SK022			L	A: 480, B: 145, C: 75	246 €
473K00=SK020		Arnês torácico anterior, standard, preto	Gr. 1	A: 240, B: 180, C: 95, D: 90	229 €
473K00=SK021			Gr. 2	A: 335, B: 210, C: 190, D: 155	229 €
473K00=SK022			Gr. 3	A: 405, B: 260, C: 225, D: 160	229 €
434S7=1.5-7		Arnês torácico anterior sem almofadado			73 €

Cintos pélvicos anteriores

Referência	Imagem	Descrição	Dimensões [mm]	Preço
476P52=SK004		Cinto de dois pontos, com fivela de plástico, adaptação bilateral	B: 40, L: 2000	165 €
476P52=SK002		Cinto de dois pontos com fivela de metal, adaptação unilateral	B: 40, L: 2000	186 €
476P52=SK001		Cinto de quatro pontos com fivela de metal, adaptação unilateral	B: 40, L: 2000	183 €

Cadeira de rodas elétrica A200.

Folha de pedido

Notas e indicações

- 2.1) Apenas possível em combinação com carga máxima de até 75 kg
- 3.1) Apenas possível em combinação com assento standard
- 4.1) Apenas possível em combinação com assento standard, Junior, ou assento Contour, pequeno
- 4.2) Apenas possível em combinação com assento standard, Junior, assento standard, pequeno, ou assento Contour, pequeno
- 4.4) Incompatível com assento standard, Junior, ou assento Contour, pequeno
- 4.5) Apenas possível em combinação com assento standard, grande, ou assento Contour, grande
- 4.6) Apenas possível em combinação com assento standard, grande
- 4.7) Apenas possível em combinação com assento standard, Junior
- 4.9) Incompatível com assento standard, Junior
- 5.1) Apenas possível em combinação com assento standard, pequeno, ou assento Contour, pequeno
- 6.1) Apenas possível em combinação com assento Contour
- 7.1) Altura de assento \geq comprimento tibial + 1 cm
- 7.2) Apenas possível em combinação com assento standard, Junior ou standard, pequeno
- 7.3) Apenas possível em combinação com assento Contour, pequeno
- 8.1) Incompatível com ângulo de encosto -9.1.11/21° ou 0/10/20/30°
- 8.2) Informação obrigatória relacionada com a combinação do ângulo de encosto não selecionado e assento standard
- 9.1) Incompatível com a combinação de assento standard, pequeno ou grande, comprimento tibial $<$ 27 cm ou assento Contour e CT $<$ 32 cm
- 9.2) Apenas possível em combinação com o comprimento tibial selecionado
- 9.3) Incompatível com a combinação o comprimento tibial selecionado
- 10.1) Apenas possível em combinação com patins elevatórios manualmente
- 10.2) Apenas possível em combinação com placas de patim de alumínio ou patins elevatórios manualmente
- 11.1) Incompatível com adaptador de apoio de braço hemiplégico, giratório, montagem à esquerda
- 11.2) Incompatível com adaptador de apoio de braço hemiplégico, giratório, montagem à direita
- 11.3) Incompatível com adaptador de apoio de braço hemiplégico, fixo, montagem à esquerda
- 11.4) Incompatível com adaptador de apoio de braço hemiplégico, fixo, montagem à direita
- 16.1) Apenas é possível selecionar um topo de joystick
- 17.1) Incompatível com patim único com placa de alumínio
- 17.3) Incompatível com Austrália, Japão, Canadá ou EUA como país de destino
- 17.4) Incompatível com adaptador de apoio de braço hemiplégico, adaptador de apoio de braço fixo ou hemiplégico, giratório
- 18) Informação obrigatória em combinação com o assento standard
- 19.1) Incompatível com Alemanha ou Áustria como país de destino
- 19.2) Incompatível com Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, México ou EUA como país de destino
- 20) Apenas possível em combinação com assento Contour; informação obrigatória
- 22) Apenas possível em combinação com estofo em tecido