

Eco-Buggy.

Folha de pedido

Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP / Cidade

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP / Cidade

Comercial

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Orçamento

Pedido

Anexo para fabricação especial



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Equipamento standard

Preço: 953.- €

válido de 01.01.2025 a 31.12.2025

- Cadeira de transporte dobrável leve
- Estofado de encosto e de assento
- Patim regulável em altura; divisível, com placas rebatíveis.
- Rodas duplas com bloqueio de direção (pin de bloqueio)
- Bloqueio nas rodas traseiras
- Cinto pélvico standard
- Rede de armazenamento dobrável
- Carga máx.: 50 kg

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

Eco-Buggy.

Folha de pedido

Eco-Buggy		Preço
HR32100001-011	Eco-Buggy, cadeira de transporte dobrável para reabilitação Cor de chassis: antracite metalizado Cor do estofo: azul Cor do estofo almofadado: azul coró	953 €
Acessórios		
HR32070020-343	Estofo almofadado com guias laterais, azul coró	382 €
HR32135300-343	Estofo almofadado simples, azul coró	142 €
HR32102300	Cinto de cinco pontos (apenas em combinação com o estofo almofadado simples)	66 €
HR32102200	Capota	105 €
HR16001102	Buggy board "Techno"	244 €
HR32070060-031	Apoio de cabeça tamanho 1, almofadado (não disponível em conjunto com o estofo almofadado com guias)	233 €

Dados técnicos			
Idade	3 – 8 anos	Altura de encosto	550 mm
Largura de assento	350 mm	Ângulo de encosto	90° - 110°
Profundidade de assento	300 mm	Diâmetro das rodas dianteiras/traseiras	170 / 210 mm
Medidas, dobrado (C x L x A)	1150 x 420 x 290 mm	Comprimento tibial /espaço entre o rebordo do assento e o patim	200 – 340 mm*
		Capacidade máx. de carga	50 kg
		Peso (equipamento standard)	9 kg

* O comprimento máx. requer um ajuste da roda dianteira.


Informação




Capota



Rede de armazenamento dobrável



Estofo almofadado simples



Estofo almofadado com guias laterais laterales