

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Comercial

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Orçamento

Pedido

Anexo para fabricação especial



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Equipamento standard

Referência: 480F61=2_AA02_C

Preço: 2.339,- €

válido de 01.01.2025 a 31.12.2025

- Chassis tubular de alumínio com cruzeta
- Dobrável
- Patins destacáveis
- Plataforma para pés em duas peças, regulável em ângulo
- Tubos de encosto com diferentes opções de regulação de altura
- Estofa de encosto adaptável
- Resguardos laterais com protetor de roupa
- Rodas traseiras com jantes ocas e eixo de extração rápida, pneus de 1"
- Travão de manípulo 4.0

Carga máx.: 125 kg


À prova de impactos de acordo com a norma DIN ISO 7176-19

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Medidas da cadeira de rodas



LA= cm

Largura assento
Rebordo exterior do chassis –
Rebordo exterior do chassis



PA= cm

Profundidade de assento
Parte frontal do estofado de assento –
Tubo de encosto



AAA= cm

Altura anterior de assento
Solo –
Parte superior do estofado



APA= cm

Altura posterior de assento
Solo –
Parte superior do estofado



AE= cm

Altura encosto
Parte superior do tubo de assento –
Parte superior do estofado de encosto



CT= cm

Comprimento tibial
Parte superior do estofado
Parte superior da plataforma para pés (centro)

Tipo de cadeira de rodas

Preço

	Standard	–
MA50	Cadeira para propulsão com os pés (distância ao solo reduzida por na condição de entrega para o modelo para hemiplegia)*	–

* : Risco de ficar preso em obstáculos. Por favor tenha em conta as indicações de segurança no manual de instruções.

Largura de assento LA [cm]

35,5	38	40,5	43	45,5	48
------	----	------	----	------	----

Profundidade de assento PA [cm]

36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Altura anterior de assento [cm] (ver tabela)

38 ¹⁾	39 ¹⁾	40 ¹⁾	41 ²⁾	42 ²⁾	43 ²⁾	44 ²⁾	45 ²⁾	46 ²⁾
47 ²⁾	48 ²⁾	49 ²⁾	50 ²⁾	51 ²⁾	52 ²⁾	53 ²⁾	54 ²⁾	55 ²⁾

¹⁾: Roda de 22"

²⁾: Roda de 24"

Comprimento tibial (CT) em cm

Comprimento tibial (CT) [cm] Parte superior do estofado - parte superior da plataforma para pés (centro)

Altura posterior de assento [cm]

36 ¹⁾	37 ¹⁾	38 ¹⁾	39 ¹⁾	40 ²⁾	41 ²⁾	42 ²⁾	43 ²⁾	44 ²⁾
45 ²⁾	46 ²⁾	47 ²⁾	48 ²⁾	49 ²⁾	50 ²⁾	51 ²⁾	52 ²⁾	

¹⁾: Roda de 22"

²⁾: Roda de 24"

Altura de encosto [cm]

30	32,5	35	37,5	40	42,5	43	45	47,5	48	50
----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	----

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Acessórios de chassis				Preço
MA51	Auxiliar de inclinação, direito			54 €
MA52	Auxiliar de inclinação, esquerdo			54 €
MA55	Anti-volteio, direito			111 €
MA56	Anti-volteio, esquerdo			111 €
MA57	Porta bengala, direito			103 €
MA58	Porta bengala, esquerdo			103 €
Rodas dianteiras				Preço
MF30	Macaixa de 4", preta			–
MF31	Macaixa de 5", preta			–
MF04	Borracha mole 5,5", jante alumínio			–
MF32	Macaixa de 6", preta			–
MF08	Macaixa de 7"			–
Inclinação da roda traseira				
0 °	2 °	3 °	4 °	
Posição horizontal roda traseira				
A	B	C	D	
Jantes da roda traseira				Preço
MG06	Jante oca			–
MG15	Infinity Ultralight (impossível em combinação com MG 34)			156 €
MG80	Roda traseira com travão de tambor / acompanhante*			438 €
Pneus rodas traseiras				Preço
MG30	Pneumáticos, 1 3/8"			–
MG31	Schwalbe RightRun 1"			–
MG34	PU 1 3/8" (impossível em combinação com MG 15/MG 150)			–
MG341	PU 1", preto (impossível em combinação com MG 15/MG 150)			106 €
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"			99 €
MG200	Schwalbe ONE 1"			212 €
Aros motores				Preço
MG52	Alumínio anodizado prata, alto			–
MG53	Alumínio anodizado prata, baixo			80 €
MG54	Revestimento de borracha			123 €
MG56	Aço inoxidável, polido, alto			65 €
MG65	GEKKO, ergonómico			450 €
Montagem aros motores				Preço
SBK13379.001	Posição de montagem mais estreita segundo requisitos do cliente,		mm	Consultar
Prolongamento da distância entre eixos incluindo adaptador de travão				Preço
MG82	Extra longo com segundo encaixe			389 €
Acessórios rodas traseiras				Preço
MG87	Bomba de ar de alta pressão, 14 bar			132 €
MG88	Bomba Airman. acionada por bateria			265 €

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Travão		Preço
MH01	Travão de manípulo	–
MH11	Travão de manípulo invertido (puxar para bloquear)	29 €
MH05	Travão de "tesoura"	215 €
MH06	Travão de manípulo para utilizador e acompanhante	320 €
Acessório travão		Preço
MH10	Prolongamento do manípulo de travão	34 €
Sistema de encosto		Preço
MD01	Encosto, reto	–
MD09	Encosto com curva lombar de 8°	–
MD10	Encosto, regulável em ângulo 30° (altura de encosto 43 ou 48 cm, carga máxima 125kg)	349 €
MD11	Dobrável	221 €
Estofos de encosto		Preço
MD03	Adaptável, almofadado	–
MD04	Standard (apenas para encosto regulável em ângulo 30°)	–
MD05	Adaptável, transpirável	118 €
MD06	Sem estofos de encosto	–
Extensão de largura da almofada de encosto		Preço
MD80	+ 2 cm	26 €
MD81	+ 4 cm	26 €
MD82	Sem	–
Uso de sistema de encosto BAXX		Preço
Encosto de Alumínio Baxx		Ver folha de pedido correspondente
Suportes torácicos		Preço
MD23	Suporte lateral de tronco, STS, médio, dto.	154 €
MD24	Suporte lateral de tronco, STS, médio, esq.	154 €
MD62	Suporte lateral de tronco, STS, grande, dto.	Consultar
MD63	Suporte lateral de tronco, STS, grande, esq.	Consultar
Kit de montagem apoio de cabeça		Preço
MZ54	Kit de montagem, preto	138 €
MZ61	Kit de montagem clínico, preto	176 €
Apoios de cabeça / nuca para UniLink		Preço
MZ105	Comfort Plus, tamanho M	Consultar
MZ106	Combo (3 almofadas), tamanho L	Consultar
Acessórios UniLink		Preço
MZ107	Extensão UniLink 38 mm	Consultar
MZ108	Extensão UniLink 50 mm	Consultar
MZ109	Extensão UniLink 76 mm	Consultar

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Punhos		Preço
MD50	Curtos	–
MD51	Longos	–
MD53	Telescópicos, curtos	111 €
MD52	Telescópicos, longos	111 €
MD55	Reguláveis em altura/destacáveis	168 €
MD45	Reguláveis em altura/destacáveis para Baxx	166 €
MD56	Rebatíveis (carga máx. 125 kg)	104 €

Ajustes de encosto		Preço
	30 - 32,5 (encosto reto com punhos reguláveis em altura/telescópicos)	–
	30 - 37,5 (encosto reto com punhos curtos/longos/rebatíveis)	–
	32,5 - 40 (encosto reto com punhos reguláveis em altura/telescópicos)	–
	35 - 40 (encosto 8° com punhos reguláveis em altura/telescópicos)	–
	37,5 - 45 (encosto reto com punhos curtos/longos/rebatíveis)	–
	40 - 45 (encosto reto com punhos curtos/longos/rebatíveis)	–
	42,5 - 50 (encosto 8°/encosto dobrável com punhos reguláveis em altura/telescópicos)	–
	45 - 50 (encosto 8°)	–
	47,5 - 50 (encosto reto com punhos curtos/longos/rebatíveis ou encosto dobrável com punhos longos)	–

Acessório de encosto		Preço
MD58	Barra estabilizadora para punhos	132 €

Resguardos laterais		Preço
ME01	Alumínio com proteção contra o frio	–
ME02	Alumínio com proteção de roupa e contra o frio	–
ME04	Protetor de roupa de carbono	496 €
ME05	Alumínio com apoio de braço curto	437 €
ME06	Alumínio com apoio de braço longo	323 €
ME11	Resguardo lateral de plástico com apoio de braço destacável	–
ME17	Alumínio com apoio de braço longo, regulável em profundidade	473 €

Acessórios resguardos laterais		Preço
ME50	Apoio de braço almofadado, rebatível	323 €
	curto longo longo, extra alto	
ME60	Mesa de terapia	233 €
ME67	Mesa de terapia dobrável pelo meio, esquerda	Consultar
ME68	Mesa de terapia dobrável pelo meio, direita	Consultar

Estofos de assento		Preço
MC13	Standard	–
MC14	Adaptável	115 €
MC06	Sem	–

Almofadas de assento		Preço
MC01	Standard (espessura 5 cm)	66 €
MC02	Cubic Foam (espessura 5 cm)	165 €
MC05	Evolight (espessura 6 cm)	289 €
MC20	Terra (espessura 6 cm)	271 €

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

MC21	Terra Aquos (espessura 6 cm)	305 €
MC22	Terra Flair (espessura 6 cm)	581 €
MC23	Cloud (espessura 11 cm)	872 €
MC29	Livo (espessura 5 cm)	103 €
MC30	Evoflair (espessura 8 cm)	374 €

Patins		Preço
MB03	Plataforma única, regulável em ângulo	–
MB09	Plataforma em duas peças, regulável em ângulo, rebatível, alumínio	127 €
MB10	Plataforma única, regulável em ângulo, articulada, plástico	–
MB20	Plataforma única, para CT curto	198 €
MB21	Patim para amputado, direito	247 €
MB22	Patim para amputado, esquerdo	247 €
MB23	Patim para amputado, par	496 €
MB26	Patim elevatório, direito	167 €
MB27	Patim elevatório, esquerdo	167 €
MB25	Patins elevatórios, par	341 €
MB99	Sem patins	–

Comprimento barra de patim (sem almofada de assento)		Preço
MB40	Curto (máx. 34 cm – 41 cm)	–
MB41	Médio (máx. 41 cm – 51 cm)	–
MB42	Longo (máx. 47 cm – 55 cm)	–

Outros acessórios		Preço
MZ51	Cinto pélvico com fecho de metal	80 €
MZ52	Kit de ferramentas	99 €

Protetor de raios		Preço
MG90	Transparente	152 €

Cores de chassis		Preço
002	Antracite metalizado	–
010	Azul marinho*	118 €
012	Azul céu	118 €
014	Vermelho guloseima	118 €
016	Prata metalizada	–
021	Verde maçã brilhante	118 €
023	Branco RAL 9016	–
048	Preto profundo mate (estrutura)	–
SBK24817.000	Cor especial segundo requisitos do cliente	Consultar

*: Suporte de patim preto mate; para todas as outras cores, na cor do chassis

Resguardos laterais na cor do chassis *		Preço
ME20	Sim **	61 €

*: Cor standard 048 preto mate (textura) sem custo adicional **: impossível em combinação com resguardos laterais ME04 & ME11

Acessórios especiais		Preço
MZ58	Saco para as rodas traseiras (para duas rodas traseiras)	119 €
MZ59	Bolsa para telemóvel	30 €
MZ89	Proteção para o eixo de extração rápida	12 €
MZ92	Wheelblades (mini squis para rodas dianteiras)	535 €
MZ93	Mochila	66 €


Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Informação

Medidas da cadeira de rodas

- 1 Altura anterior de assento (AAA) = desde o solo até à parte superior do estofado de assento
- 2 Comprimento tibial (CT) = desde a parte superior do estofado de assento até à parte superior da plataforma para pés (sem almofada de assento)
- 3 Altura posterior de assento (APA) = desde o solo até à parte superior do estofado de assento
- 4 Altura de encosto (AE) = desde a parte superior do tubo de assento (cruzeta) até à parte superior do estofado de encosto
- 5 Profundidade de assento (PA) = desde a parte anterior do estofado de assento ao tubo de encosto
- 6 Largura de assento (LA) = Desde o rebordo exterior do tubo de chassis ao rebordo exterior do tubo de chassis contralateral



Altura anterior de assento [mm]					
Forqueta roda dianteira	Diâmetro de roda				
	4"	5"	5,5"	6"	7"
Curta	38 - 46	40 - 46	42 - 47	42 - 47	44 - 49
Longa	46 - 53	47 - 54	44 - 55	44 - 55	45 - 55

Os dados indicados são teóricos, permite-se um desvio máximo de 1 cm.

A altura anterior de assento depende do tamanho da roda dianteira, da forqueta e da posição de montagem.

Indicações sem almofada de assento para inclinação = 0°.

Posição horizontal do adaptador da roda traseira: ver desenho.

A altura posterior de assento depende do tamanho e da posição de montagem da roda traseira no adaptador.

Ter em conta a tabela de alturas de assento

Aplica-se uma tolerância de 10 mm em todas as medidas, e de 10% nos pesos especificados.

Posição roda traseira → Distância a partir do ponto de volteio em mm		
Dimensão (horizontal) a partir do eixo até ao vértice do tubo de encosto (rebordo anterior)/barra de estofado (rebordo superior)		
Posição roda traseira	Distância a partir do ponto de volteio	
D (ativo)	83 mm	
C	63 mm	
B	43 mm	
A	23 mm	

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*.

Folha de pedido

Informação



Adaptador de rodas traseiras



MA51 Auxiliar de inclinação




MA55 Anti-volteio




MA57 Porta bengala




MF30/31/32 Maciças
4", 5", 6", pretas



MF04 Borracha mole
5,5"



MG06 Jante oca




MG15 Infinity Ultralight



MG31 Right Run 1"



MH01 Travão de manípulo



**MG54 Revestimento de bor-
racha**



MG65 Gekko



MH05 Travão de tesoura

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Informação



MH10 Prolongamento do manípulo de travão



MD10 Encosto regulável em ângulo 30°



ME11 Encosto dobrável



MD04 Estofa de encosto standard



MD05 Estofa de encosto, transpiável



MD03 Estofa de encosto, almofadado



MD58 Barra estabilizadora




MD55 Punhos reguláveis em altura, destacáveis




MD56 Punhos rebativeis



ME11 Resguardo lateral com apoio de braço destacável



ME02 Resguardo lateral com proteção de roupa e contra o frio




ME04 Protetor de roupa de carbono



ME17 Resguardo lateral com apoio de braço longo, regulável em altura



ME50 Apoio de braço almofadado



ME60 Mesa de terapia


Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*.

Folha de pedido

Informação



MB10 Plataforma de patim em duas peças, rebatível, destacável



MB25 Patins elevatórios



MB22 Patim para amputados



MZ59 Bolsa para telemóvel



MZ58 Saco para rodas traseiras




MZ89 Protecção para eixos de extração rápida




MZ92 Wheelblades (Mini squis)




MZ93 Mochila



MC29 Livo




MC20 Terra




MC30 Evoflair



MC23 Cloud



MC22 Terra Flair



MC21 Terra Aquos