










FREEDOM	
LAGOON	
VINTAGE	

				Precio	Imagen
2217		Desde 14 años, longitud piernas 68-88 cm	FREEDOM Blanco y Rojo. 2217 FRWR	<input type="checkbox"/> € 1.260,00	
			FREEDOM Negro y Verde. 2217 FRBG	<input type="checkbox"/> € 1.260,00	









2219		Adulto, longitud piernas 75-105 cm	LAGOON Gris y Gris oscuro. 2219 LG	<input type="checkbox"/> € 1.365,00	
			LAGOON Rojo y Blanco. 2219 LBW	<input type="checkbox"/> € 1.365,00	
			VINTAGE Marrón y Beige. 2219 VTBB	<input type="checkbox"/> € 1.490,00	

MODO DE CONDUCCIÓN

Freno de rueda trasera i freno de llanta siempre delantero




PIÑÓN FIJO				
06	Sin freno de disco en ruedas traseras	<input checked="" type="checkbox"/>		
06+B1	Con freno de disco en ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	€ 255,00	
PIÑÓN LIBRE				
01+B1	Con freno de disco en ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	€ 327,00	
FRENO CON LOS PEDALES				
02	Sin freno de disco en ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	€ 100,00	
02+B1	Con freno de disco en ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	€ 355,00	
DIFERENCIAL				
23	Sin freno de disco en ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
23+B1	Con freno de disco en ruedas traseras	<input type="checkbox"/>	€ 455,00	
03	Sistema con 3 marchas No compatible con piñón fijo ni piñón libre	<input type="checkbox"/>	€ 178,00	
07	Sistema con 7 marchas No compatible con piñón fijo ni piñón libre	<input type="checkbox"/>	€ 334,00	

S1	Manillar estándar		<input type="radio"/>		
S2	Manillar rectangular		<input type="radio"/>		
S3	Manillar versión ciudad	Standard para Vintage	<input type="radio"/>		
S4	Manillar recto		<input type="checkbox"/>	€ 95,00	
S5	Soporte dirección ajustable		<input type="checkbox"/>	€ 72,00	
S6	Manillar alto	Standard para 2217, 2219	<input type="checkbox"/>	€ 95,00	
D1	Sistema de bloqueo para manillar		<input type="checkbox"/>	€ 72,00	




P1S	Soporte pélvico S No compatible con P5		<input type="checkbox"/>		
P1M	Soporte pélvico M No compatible con P5		<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
P1L	Soporte pélvico L No compatible con P5		<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
P2S	Soporte de respaldo - S (incluye barra) No compatible con P5		<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
P2M	Soporte de respaldo - M (incluye barra) No compatible con P5		<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
P2L	Soporte de respaldo - L (incluye barra) No compatible con P5		<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
P3S	Soporte pélvico + respaldo - S No compatible con P5		<input type="checkbox"/>	€ 279,00	
P3M	Soporte pélvico + respaldo - M No compatible con P5		<input type="checkbox"/>	€ 279,00	
P3L	Soporte pélvico + respaldo - L No compatible con P5		<input type="checkbox"/>	€ 279,00	
20.07	NEOFLEX Cincha pectoral (Especificar talla en la hoja de pedidos)		<input type="checkbox"/>	€ 64,00	
20.06	NEOFLEX Arnés hombros tipo H (Especificar talla en la hoja de pedidos)		<input type="checkbox"/>	€ 95,00	
20.02	NEOFLEX Chaleco estrecho con cremallera (Especificar talla en la hoja de pedidos)		<input type="checkbox"/>	€ 122,00	
P4M	Sillín ajustable M		<input type="checkbox"/>	€ 56,00	
P5	Tubo con amortiguador No compatible con P4M		<input type="checkbox"/>	€ 72,00	



F1	Pedales con fijación	L/R	<input type="checkbox"/>	€ 56,00	
F2	Pedales tipo ciclista	L/R	<input type="checkbox"/>	€ 56,00	

E17BS	Timbre estándar		<input type="radio"/>		
-------	-----------------	--	-----------------------	--	--

F3M	Pedales con sandalia M		<input type="checkbox"/>	€ 139,00	
F3L	Pedales con sandalia L		<input type="checkbox"/>	€ 139,00	
F4S	Pedales con fijación de tobillo S	L / R	<input type="checkbox"/>	€ 139,00	
F4M	Pedales con fijación de tobillo M	L / R	<input type="checkbox"/>	€ 156,00	
F4L	Pedales con fijación de tobillo L	L / R	<input type="checkbox"/>	€ 156,00	
F5	Pedales ajustables en longitud		<input type="checkbox"/>	€ 56,00	
F6	Sistema de pedales: mantiene los pedales en posición horizontal	S: 47 M: 51 L: 56	<input type="checkbox"/>	€ 70,00	

E1M	Barra de empuje M	Solo 2217	<input type="checkbox"/>	€ 67,00	
E1L	Barra de empuje L	Solo 2219	<input type="checkbox"/>	€ 67,00	
E2	Luz delantera y trasera		<input type="checkbox"/>	€ 111,00	
E3	Velocímetro		<input type="checkbox"/>	€ 34,00	
E4	Cesta Vintage	Solo 2219	<input type="checkbox"/>	€ 223,00	
E19S	Cesta metálica	Solo 2217	<input type="checkbox"/>		
E19L	Cesta metálica	Solo 2219	<input type="checkbox"/>		
E14	Cesta de la compra		<input type="checkbox"/>	€ 50,00	
E5	Baúl		<input type="checkbox"/>	€ 279,00	
E6	Soporte para muletas		<input type="checkbox"/>	€ 22,00	
E7	soporte para bebida		<input type="checkbox"/>	€ 22,00	
E8	Espejo retrovisor		<input type="checkbox"/>	€ 45,00	

E9	Cinchas de mano (Par)		<input type="checkbox"/>	€ 67,00	
E10M	Fijación de mano con cinchas M	5 cm de ancho 9 cm de largo	<input type="checkbox"/>	€ 45,00	
E10L	Fijación de mano con cinchas L	6 cm de ancho 9 cm de largo	<input type="checkbox"/>	€ 45,00	
E11S	Fijación de mano S (Par)	4 cm de ancho 8 cm de largo	<input type="checkbox"/>	€ 72,00	
E11M	Fijación de mano M (Par)	5 cm de ancho 9 cm de largo	<input type="checkbox"/>	€ 72,00	
E11L	Fijación de mano L (Par)	6 cm de ancho 9 cm de largo	<input type="checkbox"/>	€ 72,00	

-	Sillín estándar	S		
E12	Sillín confort	<input type="checkbox"/>	€ 56,00	
E18	Sillín Banana	<input type="checkbox"/>	€ 106,00	
E13	Rodillo	<input type="checkbox"/>	€ 223,00	