

ottobock.



exopulse suit.
Espasticidade.

 EXOPULSE

Informação para os utilizadores



Conhece o fato.

Um único botão pode fazer a diferença no controlo dos teus sintomas.

Uma forma inovadora e fácil de usar para gerir os sintomas da espasticidade.

A espasticidade é uma dificuldade motora comum em pessoas com paralisia cerebral (PC), esclerose múltipla (EM) e sequelas de AVC. Com este fato, existe finalmente uma maneira de gerir esta condição de forma regular e consistente, mesmo entre as flutuações de outros tratamentos — e sem os seus efeitos secundários.

Só precisas usá-lo uma hora a cada dois dias, ou com a frequência indicada por um especialista.

Benefícios para os utilizadores e os seus cuidadores:



Resultados em 60 minutos

Basta uma hora para começar a modular os sintomas da espasticidade com o fato.



Abordagem personalizada

A estimulação do fato pode ser ajustada consoante as tuas necessidades — ou as da pessoa que cuidas — para oferecer o apoio adequado.



Terapia complementar

O fato funciona como complemento aos tratamentos convencionais para a espasticidade, como a fisioterapia e o exercício físico.




Sem fármacos nem cirurgia

Não são necessários medicamentos adicionais nem procedimentos cirúrgicos para começar a usar o fato.

Últimas atualizações.

Novo design, novas funcionalidades & novas possibilidades.



Conhece em detalhe o novo e melhorado design do fato.

1 Ainda mais precisão

O novo fato incorpora uma matriz otimizada de 50 elétrodos ampliados e combinados. Esta configuração facilita ainda mais garantir que cada eletrodo esteja corretamente posicionado em todos os momentos.

2 Ainda mais conforto

Tanto a casaca como as calças são agora confeccionadas com um material elástico de camada única, mais fácil de vestir e confortável de usar. Além disso, as peças contam com menos fechos e mangas e pernas mais curtas e confortáveis.

3 Ainda mais personalização

O fato integra agora uma aplicação intuitiva que te permite ajustar a estimulação conforme as tuas necessidades. Podes personalizá-la facilmente com apenas alguns toques.

4 Ainda mais fácil de usar

As unidades de controlo redesenhadas, agora com conectividade Bluetooth, tornam a configuração, ativação e ajuste do fato ainda mais simples. E esquece as pilhas: ambas as unidades são totalmente recarregáveis.

A app dá-te ainda mais controlo

- Ativa, controla e ajusta o dispositivo com total facilidade.
A nova aplicação intuitiva permite-te personalizar a estimulação do fato conforme as tuas necessidades, de forma rápida e simples.

Como funciona.

Descobre como a neuromodulação pode ajudar a aliviar a espasticidade.

O fato foi projetado para aliviar os músculos tensos utilizando uma técnica conhecida como neuromodulação.

Os 50 elétrodos integrados no fato enviam pulsos suaves e quase imperceptíveis tanto aos músculos

espásticos como aos músculos enfraquecidos que normalmente os contrabalançam. Estes pulsos relaxam os músculos tensos e reativam os fracos, restaurando o equilíbrio do grupo muscular e facilitando o movimento do corpo como deveria.



O que esperar.

Como o fato se encaixa no manejo da espasticidade.

1 Ajuste personalizado

Uma vez que um profissional de saúde confirme que o fato é adequado para ti ou para a pessoa que cuidas, visitarás uma clínica onde especialistas capacitados te mostrarão como usar o fato e ajustá-lo aos sintomas específicos.

2 Volta à tua vida

Após o treino e a personalização, a maioria dos utilizadores pode começar a usar o fato em casa, juntamente com tratamentos convencionais como exercício, fisioterapia e medicação.

3 Esquece os altos e baixos

Ao contrário das terapias que desaparecem com o tempo ou que exigem visitas regulares à clínica, o fato ajuda a manter os sintomas da

espasticidade sob controlo ao longo do tempo com o uso regular.

4 Consulta com a tua equipa de cuidados

Eles entrarão em contacto contigo periodicamente para rever o teu fato e avaliar como está a afetar os sintomas da espasticidade de ti ou da pessoa que cuidas.

5 Leva os tratamentos regulares mais além

A estimulação regular pode ajudar os utilizadores a manter os seus corpos mais relaxados, permitindo-lhes obter os melhores resultados possíveis da fisioterapia ou do exercício físico.

Mantém a constância para sustentar os benefícios.


A menos que um profissional de saúde indique o contrário, o fato deve ser usado durante uma hora por dia, a cada dois dias. A estimulação regular pode ajudar a manter os efeitos do fato sobre os sintomas da tua espasticidade ou da pessoa que cuidas.

**60
mins**
a cada dois dias

“

*Con el traje exopulse, lo
imposible se vuelve posible
nuevamente”*

Ricky





Perguntas frequentes.

Houve efeitos secundários ao usar o fato?

Foram reportadas irritações na pele e queimaduras abaixo dos elétrodos com o uso de estimuladores transcutâneos.

Pode-se usar o fato juntamente com tratamentos convencionais para a espasticidade?

Na maioria dos casos, sim, mas deve-se sempre consultar um profissional de saúde para garantir que seja adequado para ti ou para a pessoa que cuidas. Com a aprovação de um profissional de saúde, a maioria dos utilizadores do fato pode continuar com a sua fisioterapia, exercícios de treino ou outros regimes de tratamento baseados na atividade para a espasticidade.

Fala com o teu médico se tu ou a pessoa que cuidas estiverem a receber injeções de toxina botulínica ou se foi prescrita medicação oral para a espasticidade.

De que material é feito o fato?

A casaca e as calças são fabricadas com materiais sintéticos confortáveis, elásticos e laváveis (mistura de poliamida/elastano). As peças não contêm produtos nem fibras de origem animal.

O fato está geralmente coberto pelo seguro e/ou reembolsado pelos sistemas de saúde nacionais?

A cobertura financeira do fato pode variar dependendo do teu local de residência, idade, diagnóstico e outros fatores. Para obteres mais informações sobre o custo potencial do uso do fato, contacta um representante da Ottobock.

O fato foi avaliado em estudos clínicos independentes?

A eficácia do fato foi avaliada em vários programas de investigação clínica, incluindo estudos independentes e estudos patrocinados pela Ottobock.

Se desejares obter mais informações sobre os resultados desses estudos, por favor, contacta um representante da Ottobock.



Lavagem à máquina

A casaca e as calças podem ser lavadas até 60 vezes numa máquina de lavar doméstica.



NÃO lavar as unidades de controlo.

Isto pode anular a garantia de dois anos do fato.

Contraindicaciones.

Não utilizar o fato:

- Juntamente com equipamentos de suporte vital eletrônico, como marcapassos de demanda cardíaca ou equipamentos de operação de alta frequência.
- Juntamente com equipamentos de ECG.
- Existe o risco de que o fato interfira no funcionamento dos tipos de equipamentos mencionados acima.

Não utilizar o fato sem consultar um médico se algum dos seguintes casos se aplicar:

- Doenças cardíacas ou outras condições relacionadas
- Câncer
- Doenças infecciosas
- Febre
- Epilepsia
- Doenças da pele, erupções ou problemas cutâneos
- Uso junto com outro dispositivo médico



O uso em relação aos cenários ou condições anteriores pode expor o utilizador a riscos desnecessários, pelo que será sob sua própria responsabilidade.





Pronto para dar início à tua vida novamente?

Consulta uma clínica certificada e descobre se o fato pode ajudar a gerir a tua espasticidade ou a de quem cuidas. Começa em **www.ottobock.es**.

Indicações e uso relacionados com a espasticidade:

O fato Exopulse destina-se a proporcionar relaxamento dos músculos tensos e espásticos, ativação muscular, melhorar a circulação sanguínea local e aliviar a dor em pacientes com paralisia cerebral (PC), esclerose múltipla (EM), AVC e outros distúrbios neurológicos que possam causar este tipo de sintomas.

Recomenda-se o uso do dispositivo durante 60 minutos a cada dois dias, a menos que um profissional de saúde indique o contrário. Com a aprovação de um profissional de saúde, a maioria dos utilizadores do fato também pode continuar com a sua fisioterapia, exercícios de treino ou outros tratamentos baseados na atividade para a espasticidade.

Notificação: A informação contida neste documento destina-se apenas a uma audiência fora dos Estados Unidos. Tenha em atenção que os produtos descritos neste documento não estão aprovados pela FDA. Nem todos os produtos e serviços estão registados nem disponíveis para venda em todos os países.

Ottobock Ibérica S.A.
Av. de los Artesanos (Esq. Calle Majada)
28760 Tres Cantos/España
T +34 91 806 30 00
info@ottobock.com · **www.ottobock.es**