

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde XXL2*

## Folha de pedido

**Cliente**

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

**Morada de envio** (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Nome \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

**Orçamento**

**Pedido**

**Anexo para fabricação especial**



**Referência: 480F45=50000\_K**

**Equipamento standard**

**Preço: 3.264,- €**

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Chassis de alumínio com cruzeta dupla
- Curvatura de chassis à escolha
- Patins individuais de alumínio
- Encosto com diferentes opções de ajuste de altura, estofado adaptável
- Resguardos laterais de alumínio
- Suportes de patins articulados
- Design modular
- Jantes ocas reforçadas
- Travão de manípulo

**Dobrável, Carga máx. permitida: 180 kg**

**Testada de acordo com ISO 7176-19**

**(com roda de 24" e encosto reto)**

Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde XXL2*

## Folha de pedido

### Medidas cadeira de rodas



**LA=** cm

Largura de assento (LA)  
reborço exterior do tubo de chassis ao  
reborço exterior do tubo de chassis



**PA=** cm

Profundidade de assento (PA)  
parte da frente do estofo de assento  
ao tubo de encosto



**AAA=** cm

Altura anterior de assento (AAA)  
do solo à parte superior  
do estofo de assento



**APA=** cm

Altura posterior de assento (APA)  
do solo à parte superior  
do estofo de assento



**AE=** cm

Altura de encosto (AE)  
da parte superior do tubo  
de assento à parte superior do  
estofo de encosto



**CT=** cm

Comprimento tibial  
da parte superior do estofo de assento  
até à parte superior da placa de patins

#### Medidas de assento em cm\*

Largura de assento LA	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Profundidade de assento PA	40	42	44	46	48	50	52	54	56

#### Medidas altura de assento em cm\*

Altura anterior de assento	44 53	45	46	47	48	49	50	51	52
Altura posterior de assento	41 51	42 52	43 53	44	45	47	48	49	50

#### Chassis anterior

		Preço
MA01	Standard	-
MA02	Encurvado 2 cm (sobre recetor patins)	-

#### Acessórios chassis

		Preço
MA50	Rodízios de interior*	188 €
MA51	Auxiliar de inclinação, direito	77 €
MA52	Auxiliar de inclinação, esquerdo	77 €
MA55	Anti-volteio direito*	163 €
MA56	Anti-volteio esquerdo*	163 €
MA57	Porta bengala com auxiliar de inclinação, direito	90 €
MA58	Porta bengala com auxiliar de inclinação, esquerdo	90 €

\* a escolha de rodízios de interior exclui a opção anti-volteio e viceversa.

#### Rodas dianteiras

		Preço
MF36	5" borracha mole, jante de alumínio (Carga máxima: 160 kg)	163 €
MF04	5.5" borracha mole	-
MF37	6" borracha mole, jante de alumínio (Carga máxima: 160 kg)	163 €
MF14	7" maciças, largas (requer forqueta longa)	-
MF09	8" pneumáticas (requer forqueta longa)	-

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde XXL2*

## Folha de pedido

<b>Forquetas roda dianteira</b>		<b>Preço</b>			
MF80	Longas	-			
MF81	Curtas	-			
<b>Tamanho rodas traseiras</b>		<b>Preço</b>			
MG02	24"	-			
MG03	26"	-			
<b>Posição horizontal da roda traseira</b>					
A	B	C	D	E	F
<b>Jantes roda traseira</b>		<b>24" 26"</b>	<b>Preço</b>		
MG06	Jante oca		-		
MG80	Roda de traseira com travão de tambor / acompanhante		344 €		
<b>Pneus</b>		<b>24" 26"</b>	<b>Preço</b>		
MG30	Pneumáticos, 1 3/8"		-		
MG35	PU maciços, 1 3/8"		-		
<b>Aros motores</b>		<b>24" 26"</b>	<b>Preço</b>		
MG50	Alumínio, pintado de preto, alto		-		
MG52	Alumínio, anodizado em prata, alto		-		
MG53	Alumínio, anodizado em prata, baixo		34 €		
MG54	Revestimento de borracha, alto		188 €		
MG56	Aço inoxidável, polido, alto		59 €		
MG57	Aço inoxidável, polido, baixo		59 €		
MG63	CURVE L (anodizado)		418 €		
MG64	CURVE L Grip, para utilizadores com funções de prensão limitadas		474 €		
MG65	GEKKO, ergonómico		431 €		
MG69	Sem		-		
<b>Montagem aros motores</b>		<b>Preço</b>			
MG70	Estreita (15 mm)	-			
MG71	Larga (25 mm)	-			
<b>Acessórios roda traseira</b>		<b>Preço</b>			
MG84	Revestimento de silicone para aros de 24"	163 €			
MG87	Bomba de ar de alta pressão, 14 bar	186 €			
MG88	Bomba Airman, ativada por bateria	318 €			
<b>Travões</b>		<b>Preço</b>			
MH01	Travão de manípulo standard	-			
MH02	Travão de manípulo standard, curto	24 €			
MH06	Travão de manípulo para utilizador e acompanhante	341 €			
MH08	Travão de manípulo hemiplégico, lado direito*	364 €			
MH09	Travão de manípulo hemiplégico, lado esquerdo*	364 €			

\*Inclui prolongamento do manípulo de travão no lado operacional

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde XXL2*

## Folha de pedido

<b>Acessório para travão</b>		<b>Preço</b>								
MH10	Prolongamento do manípulo de travão, destacável	98 €								
<b>Altura de encosto em cm</b> (ver informação na página 2)										
25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50
<b>Encosto</b>		<b>Intervalo de ajuste em cm</b>				<b>Preço</b>				
MD01	Encosto reto*	25 – 35	30 – 40	35 – 45	40 – 50	–				
MD10	Encosto regulável em ângulo (Intervalo de -9° a +15° em passos de 6°)	30 – 35	35 – 40	40 – 45	47.5 – 50	170 €				
* Diversas opções de altura, ajustável										
<b>Estofos de encosto</b>		<b>Preço</b>								
MD04	Standard (altura de encosto deve estar predefinida)	–								
MD05	Ajustável	–								
MD06	Sem	–								
<b>Estofos de encosto com bolso com fecho</b>		<b>Preço</b>								
MD70	Sim	29 €								
MD71	Não	–								
<b>Estofos de encosto com tecido espaçador</b>		<b>Preço</b>								
MD72	Sim	68 €								
MD73	Não	–								
<b>Punhos</b>		<b>Preço</b>								
MD50	Curtos	–								
MD51	Longos	–								
MD52	Telescópicos, longos (não compatível com MD 10)	174 €								
MD53	Telescópicos, curtos (não compatível com MD 10)	174 €								
MD55	Reguláveis em altura/destacáveis	241 €								
<b>Acessórios de encosto</b>		<b>Preço</b>								
MD21	Punhos almofadados (não compatível com MD 55)	78 €								
MD58	Barra estabilizadora	174 €								
<b>Resguardos laterais</b> (Alumínio)		<b>Preço</b>								
ME01	Reguláveis, com proteção contra o frio	–								
ME02	Protetor de roupa, regulável, com proteção contra o frio	57 €								
ME05	Resguardo lateral com apoio de braço curto	351 €								
ME06	Resguardo lateral com apoio de braço longo	351 €								
ME17	Resguardo lateral com apoio de braço longo, regulável em profundidade	351 €								
<b>Estofos de assento</b>		<b>Preço</b>								
MC13	Estofos standard	–								
MC15	Estofos de assento com compartimentos de armazenamento	82 €								
MC06	Sem	–								

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde XXL2*

## Folha de pedido

<b>Almofadas de assento</b>		<b>Preço</b>
MC01	Almofada de assento standard (espessura 5 cm)	98 €
MC05	Almofada de assento Evolight (espessura 6 cm, até 125 kg)	298 €
MC20	Almofada de assento Terra (espessura 10 cm, até 150 kg)	279 €
MC21	Almofada de assento Terra Aquos (espessura 10 cm, até 150 kg)	314 €
MC22	Almofada de assento Terra Flair (espessura 10 cm, até 150 kg)	598 €
MC23	Almofada de assento Cloud (espessura 10 cm)	898 €
MC29	Livo (espessura 5 cm)	106 €
MC30	Evoflair (espessura 8 cm)	385 €

### Comprimento tibial em cm (sem almofada)

Comprimento tibial (CT) em cm (Intervalo 32 – 49 cm)

<b>Comprimento barra para patins</b>		<b>Preço</b>
MB40	Curto (LP 31 – 40 cm)	–
MB41	Médio (LP 36 – 45 cm)	–
MB42	Longo (LP 41 – 50 cm)	–
MB43	Extra longo (LP 46 – 55 cm)	–

<b>Patins</b>		<b>Preço</b>
MB01	Plataforma para pés única, profundidade 12.5 cm	80 €
MB03	Plataforma para pés única, profundidade 16 cm	–
MB10	Plataformas para pés em duas peças reguláveis em ângulo, profundidade 16 cm	–
MB80	Sem	–

<b>Acessórios patins</b>		<b>Preço</b>
MB70	Bloqueio lateral patim único (evita que a placa rebata para cima)	106 €
MB72	Cintos de calcanhar para plataformas em duas peças	38 €
MB73	Bloqueio lateral de tornozelo regulável	40 €

<b>Outros acessórios</b>		<b>Preço</b>
MZ51	Cinto de assento com fecho em metal (extra longo)	98 €
MZ52	Kit de ferramentas	96 €

Por favor, utilize também a folha de pedido de posicionamento 647F661.

<b>Apoios de cabeça</b>		<b>Preço</b>
MZ61	Kit de montagem para apoio de cabeça, horizontal	192 €
MZ62	Kit de montagem para apoio de cabeça, horizontal e vertical	329 €
MZ63	Apoio de cabeça completo incl. kit de montagem horizontal e vertical	379 €

<b>Protetores de raios</b>		<b>Preço</b>
MG90	Protetor de raios transparente	157 €
MG100	Protetor de raios, Graphic	228 €
MG101	Protetor de raios, Miracle	228 €
MG102	Protetor de raios, Network	228 €
MG103	Protetor de raios, Robots	228 €
MG104	Protetor de raios, Spectrum	228 €

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde XXL2*


## Folha de pedido

<b>Cores de chassis</b>		<b>Preço</b>
002	Antracite metalizado	-
003	Preto RAL 9005	-
013	Preto RAL 9005 mate	-
023	Branco RAL 9016	-
051	Laranja Sol (textura)	-
057	Verde bosque	-
058	Verde menta	-
059	Framboesa	-
060	Azul Azure	-
001	Prata brilhante	69 €
012	Azul céu	69 €
014	Vermelho guloseima	69 €
027	Cinza Shimano mate	69 €
056	Branco pérola	69 €
<b>Cores estofo</b>		<b>Preço</b>
901	Preto	-
902	Azul	-
<b>Acessórios especiais</b>		<b>Preço</b>
MZ58	Bolsa para rodas de traseiras	170 €
MZ59	Bolso para telemóvel	70 €
MZ89	Proteção para eixo de extração	9 €
MZ93	Mochila	114 €
<b>Fabricos especiais</b>		<b>Preço</b>
24817.000	Cor especial numa camada	Consultar
24817.001	Cor especial em duas camadas	Consultar

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde XXL2*

### Folha de pedido

Altura anterior assento	
Forqueta curta	Intervalo de ajuste em cm
Diâmetro roda dianteira 5"	44 – 46
Diâmetro roda dianteira 5.5"	46 – 47
Diâmetro roda dianteira 6"	46 – 47
Diâmetro roda dianteira 7"	–
Diâmetro roda dianteira 8"	–
Forqueta longa	Intervalo de ajuste em cm
Diâmetro roda dianteira 5"	46 – 49
Diâmetro roda dianteira 5.5"	47 – 50
Diâmetro roda dianteira 6"	47 – 51
Diâmetro roda dianteira 7"	48 – 52
Diâmetro roda dianteira 8"	51 – 53




Os dados indicados são teóricos, permite-se um desvio máximo de 1 cm. A altura anterior de assento depende do tamanho da roda dianteira, da forqueta e da posição de montagem. Ter em conta a tabela de alturas de assento.

Indicações sem almofada de assento para inclinação = 0°

A altura posterior de assento depende do tamanho e da posição de montagem da roda traseira no adaptador. Ter em conta a tabela de alturas de assento.

Altura posterior de assento em cm		
Posição de montagem	Diâmetro roda dianteira	
	24"	26"
1	41	42
2	43	44
3	45	47
4	48	49
5	50	51
6	52	53



# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde XXL2*

## Folha de pedido



**MA01**  
Chassis anterior  
standard



**MF80**  
Forqueta roda dianteira, longa



**MD10**  
Encosto regulável em ângulo



**MA02**  
Chassis anterior  
encurvado




**MG02**  
Jante oca 24"



**MD58**  
Barra estabilizadora



**ME06**  
Resguardo lateral com apoio de  
braço



**MB10**  
Patins em duas peças



**MG100**  
Graphic



**MG101**  
Miracle



**MG102**  
Network



**MG103**  
Robots



**MG104**  
Spectrum