

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.** Folha de pedido

Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Orçamento



Tração traseira

a imagem contém opções com acréscimo de preço

Pedido



Tração traseira

a imagem contém opções com acréscimo de preço

Anexo para fabricação especial



Tração traseira

a imagem contém opções com acréscimo de preço

Referência: 490E75=1_AL01_C

Equipamento standard

Preço: 4.567,- €

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- 6 km/h, 7,2 km/h (opcional 10 km/h)
- Eletrónica VR2
- Baterias AGM
- Carregador
- Suporte de comando articulado
- Rodas dianteiras maciças de 9"
- Iluminação básica
- Assento standard
- Almofada de assento
- Apoios de braço com protetor de roupa
- Patim em duas peças
- Suspensão traseira

Carga máx. permitida: 160 kg (equipamento standard)

As opções adicionais podem reduzir a capacidade de carga segura. Tenha em conta o peso máximo permitido na placa de identificação. Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

Indústria Ortopédica Otto Bock Unipessoal, Lda. · T +351 213535587 · F +351 213535590 · info@ottobock.pt · www.ottobock.com/es-es/

Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.


Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Dados básicos (informação voluntária)

Género masculino feminino diverso

Indicação



Informação necessária*

Altura utilizador [cm]

Peso utilizador [kg]

1 Largura assento [cm]

2 Profundidade assento [cm]

3 Profundidade tronco [cm]

4 Altura apoio de braço [cm]

5 Altura axilar [cm]

6 Altura ombros [cm]

7 Altura cabeça [cm]

8 Comprimento antebraço até à palma

9 Largura tronco [cm]

10 Comprimento tibial [cm]

* Esta informação irá ajudar a apoiar os ajustes orientados ao utilizador e o desenvolvimento do produto. A Ottobock garante o uso confidencial e puramente interno destes dados.

Classificação do produto

Preço

EA001	Juvo B4 (Largura total: 60cm; carga máx. 160 kgs)	-
-------	---	---

Máximo peso do utilizador (informação obrigatória; utilizador + equipamento, informação necessária para a suspensão do chassis)

70 kg	-
100 kg	-
113 kg	-
125 kg	-
140 kg	-
150 kg	-
160 kg	-

Sistemas de assento (informação obrigatória)

Preço

EC001	Assento Standard Junior (máx. carga: 75 kg)	99 €
EC002	Assento Standard, pequeno	-
EC003	Assento Standard, grande	-
EC004	Assento Standard, XL	182 €
EC005	VAS (Assento variável) (máx. carga 125 kg) ver indicação 3.3)	543 €

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Medidas para assento standard Junior ver indicações 3.2) 4.0) 5.0)

Largura Assento LA em cm	34	36	38	40
Profundidade Assento PA em cm	34	36	38	40
Altura de encosto AE 47 cm (regulável para 42 cm ou 37 cm)				

Medidas para assento standard pequeno ver indicações 3.2) 4.0) 4.1) 4.4) 5.0)

Largura Assento LA em cm	38	40	42		
Profundidade Assento PA em cm	38	40	42	44	46
Altura de encosto AE 55 cm (regulável para 50 cm ou 45 cm)					

Medidas para assento standard grande ver indicações 4.0) 5.0)

Largura Assento LA em cm	44	46	48		
Profundidade Assento PA em cm	42	44	46	48	50
Altura de encosto AE 55 cm (regulável para 50 cm ou 45 cm)					

Medidas para assento standard XL ver indicações 4.0) 5.0)

Largura Assento LA em cm	50	52	54	56	
Profundidade Assento PA em cm	42	44	46	48	50
Altura de encosto AE 55 cm (regulável para 50 cm ou 45 cm)					

Medidas para assento VAS ver indicações 4.0) 5.0)

Largura Assento LA em cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Profundidade Assento PA em cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	

Altura de encosto AE 55 cm (regulável para 50 cm ou 45 cm)

Comprimento tibial CT cm (15 ... 47 cm) (sem almofada de assento)

Sistemas de assento; largura e profundidade

Largura de assento

Assento	Largura de assento LA [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
As. standard Junior												
As. standard peq.												
As. standard grande												
As. standard XL												
Assento VAS												

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Profundidade de assento

Assento	Profundidade de assento PA [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
As. standard Junior													
As. standard peq.													
As. standard grande													
As. standard XL													
Assento VAS													

Almofadas de assento (informação obrigatória) ver indicações 9.0) 9.1)

	Preço
EC011 Sem almofada	–
EC012 Almofada de assento, revestimento preto (espessura 5 cm)	–
EC034 Livo (carga máx. 125 kg; espessura 5 cm) ver indicações 3.3) 7.6)	106 €
EC035 Evoflair (carga máx. 200 kg; espessura 8 cm) ver indicação 7.7)	385 €
EC014 Terra (carga máx. 150 kg; espessura 6 cm) ver indicações 7.1) 7.2)	279 €
EC015 Terra Aquos (carga máx. 150 kg; espessura 6 cm) ver indicações 7.1) 7.2)	314 €
EC016 Terra Flair (carga máx. 150 kg; espessura 6 cm) ver indicações 7.1) 7.3)	598 €
EC018 Cloud (carga máx. 250 kg; espessura 11 cm) ver indicação 7.5)	898 €
EC020 Almofada de assento com contorno plano, revestimento Dartex® (espessura 7 cm) ver indicações 7.8) a 7.11)	344 €
EC021 Almofada de assento com contorno profundo, revestimento Dartex® (espessura o 9 cm) ver indicações 7.8) a 7.11)	344 €

Por favor, consulte o nosso catálogo de almofadas de assento para obter informação sobre as almofadas de assento adicionais.

Acessório estofo assento com contorno, com revestimento Dartex®

	Preço
EC024 Revestimento anti-incontinência (colocado pelo técnico ortoprotésico)	36 €

Encostos (Informação obrigatória)

	Preço
ED032 Sem estofo de encosto	–
ED033 Estofo de encosto, adaptável	–
ED034 Encosto com contorno plano, revestimento Dartex® (redução da PA em aprox. 2 cm) Ver indicações 7.8) 7.9)	445 €
ED035 Encosto com contorno profundo, revestimento Dartex® (redução da PA em aprox. 2 cm) Ver indicações 7.8) 7.9)	445 €
ED050 Encosto com contorno plano AD, revestimento Dartex® (redução da PA em aprox. 2 cm) Ver indicação 9.1)	546 €
ED051 Encosto com contorno profundo AD, revestimento Dartex® (redução da PA em aprox. 2 cm) Ver indicações 9.1)	546 €
ED036 Baxx encosto anatómico de alumínio (peso máx. utilizador 113 kg, kit de montagem 4 pontos, redução da PA em aprox. 2 cm, largura do encosto = largura de assento escolhida) ver indicações 9.1) a 9.3)	ver folha de pedido

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Acessórios encosto com contorno (ver indicação 11.0)		Preço
ED039	Placas laterais (apenas para encosto com contorno profundo) ver indicação 10.0)	113 €
ED040	Suporte lombar (ver indicação 11.1)	74 €
Acessórios para apoios de braço (ver indicação 12)		Preço
EL021	Revestimento almofadado para apoio de braço (ver indicação 12.1)	74 €
EL022	Revestimento almofadado para a proteção da roupa	74 €
Altura de encosto Baxx ver indicações 14.0) 14.1)		
ED041	Alto (18"/46 cm)	Consultar
ED042	Extra alto (20"/51 cm)	Consultar
Contorno do encosto Baxx ver indicações 14.0) 14.1)		
ED043	Ativo (2,5"/6 cm)	Consultar
ED044	Profundo (4"/10 cm)	Consultar
ED045	Extra profundo (6"/15 cm)	Consultar
Cores para Baxx ver indicações 14.0) 14.1)		
ED014	Vermelho guloseima	– EDM51 Laranja sol (textura) Consultar
ED023	Branco RAL 9016	– EDM52 Lima (textura) Consultar
EDM48	Preto Obsidian (textura) Consultar	EDM55 Mirtilo (textura) Consultar
EDM50	Beringela (textura) Consultar	
Inclinação de assento		
	-3° (não compatível com EC005) ver indicação 17.1)	–
	0°	–
	3° (não compatível com EC005) ver indicação 17.1)	–
	6°	–
	9°	–
Basculação e elevação de assento (apenas em conjunto com inclinação de assento 0°)		Preço
EC025	Basculação elétrica de assento 45° com deslocação do centro de gravidade (máx. carga: VAS 100 kg, assento standard/contour 140 kg) ver indicações 3.1) 18.1) 24.9)	1.209 €
EC026	Elevação elétrica de assento até 35 cm (máx. carga: VAS 100 kg, assento standard/contour 140 kg; incompatível com EU060 ou EU051) ver indicações 3.1) 18.1) 24.9)	2.863 €
EC027	Combinação de elevação de assento até 35 cm com basculação de assento de 45°, com deslocação do centro de gravidade (máx. carga: VAS 100 kg, assento standard/contour 140 kg; incompatível com EU060 ou EU051) ver indicações 3.1) 18.1) 24.9)	3.436 €
EC028	Basculação elétrica de assento 20° (máx. carga: assento standard/contour 140 kg, incompatível com EC005) ver indicações 3.1) 17.1) 18.1)	763 €
Acessório de ajuste de assento		Preço
ES307	Estabilizador para o ajuste de altura de assento ver indicação 68.1)	88 €

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Forquetas roda dianteira (informação obrigatória)		Preço
EF001	Com suspensão (incompatível com EF007 e EF008) ver indicação 2.1)	327 €
EF002	Sem suspensão	-
Rodas dianteiras (informação obrigatória)		Preço
EF005	9" pneumáticas, resistentes a furos ver indicação 2.1)	-
EF006	9" maciças ver indicação 2.1)	31 €
EF007	10" pneumáticas, resistentes a furos (incompatível com EF001) ver indicações 2.1) 20.1)	-
EF008	10" maciças (no combinable con EF001) ver indicações 2.1) 20.1)	76 €
EF004	8" pneumáticas, resistentes a furos (apenas em conjunto com EG003) (utilização exclusiva em interiores) ver indicação 20.2)	-
Rodas de acionamento (informação obrigatória)		Preço
EG001	14" pneumáticas, resistente a furos ver indicação 2.1)	-
EG002	14" maciças ver indicação 2.1)	93 €
EG003	12" maciças (apenas em conjunto com EF004) (utilização exclusiva em interiores) ver indicação 20.2)	164 €
Cor pneus (informação obrigatória)		Preço
EG011	Cinza	-
EG012	Preto (incompatível com EG003 e EF004, EG013 e EG015) ver indicação 22.1)	-
Superfície pneus (informação obrigatória)		Preço
EG013	Ranhuras (apenas em conjunto com pneus cinza) ver indicação 23.1)	-
EG014	Tacos (incompatível com rodas de 12" e de 8") ver indicação 22.1)	-
EG015	Rodas dianteiras com ranhuras, de acionamento com tacos (incompatível com EG003 e EF004) ver indicações 22.1) 23.1)	-
Reclinação de encosto (Informação obrigatória)		Preço
ED046	Manual em passos (Assento standard 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)	-
ED047	Regulação elétrica do ângulo de encosto (30°)	868 €
Kits de montagem para apoios de cabeça		Preço
EL001	Pescoço de cisne	211 €
EL002	Multiaxial, encurvado	188 €
EL003	Multiaxial, reto	178 €
EL031	Suporte UniLink para apoio de cabeça, multiaxial (apenas possível em combinação com os apoios de cabeça Advanced line; incompatível com EL006, EL007, EL013 a EL016)	315 €
Acessórios UniLink ver indicação 69.0)		Preço
EL039	Elemento de extensão UniLink, 38 mm (pode ser necessário para compensar a distância numa postura cifótica)	78 €
EL038	Elemento de extensão UniLink, 50 mm (pode ser necessário para compensar a distância numa postura cifótica)	78 €
EL040	Elemento de extensão UniLink, 76 mm (pode ser necessário para compensar a distância numa postura cifótica)	78 €

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.** Folha de pedido

Alturas de assento (com inclinação de assento de 0°, sem almofada de assento, suspensão totalmente estendida/sem utilizador); info. obrigatória)

Rodas		1.1)	1.1)	1.2)	1.3)	1.1)	1.2)	1.3)	1.1)	1.1)	1.2)	1.3)	1.2)	1.1)	1.2)	1.3)	1.3)	1.1)	1.2)	1.3)				
LA	cm	38	40			42,5			44	45			46	47,5			48,5	50						
	inch	14,6	15,6			16,6			17,2	17,6			18	18,6			19	19,5						
Notificações e exclusões	24.37)	24.37)	24.33)	24.16)	24.0)	24.37)	24.31)	24.29)	24.25)	24.37)	24.37)	24.31)	24.27)	24.26)	24.37)	24.37)	24.36)	24.24)	24.21)	24.37)	24.37)	24.35)	24.23)	24.22)
	24.32)	24.17)	24.13)	24.28)	24.2)	24.17)	24.27)	24.15)	24.0)	24.34)	24.0)	24.2)	24.0)	24.20)	24.19)	24.18)	24.0)	24.0)	24.12)	24.0)	2.1)	24.3)	24.2)	
	24.4)	24.14)		24.3)		24.11)		24.9)	24.2)	24.3)	24.4)		24.7)	24.2)				24.8)						
	24.5)									24.0)			24.6)					24.6)						
	24.14)									24.10)														
	24.0)									24.1)														
	24.1)									24.6)														
24.2)																								
24.21)																								
Assento Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Assento Standard, basc. 20°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Assento Standard, basc. 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VAS, basc. 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Assento Standard, Elevação 35 cm + basc. 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Assento VAS, Elevação 35 cm + basc. 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rodas		Pesos	
1.1)	8"/12,5"	2.1)	máx. 75 kg
1.2)	9" rodas dianteiras	2.2)	máx. 100 kg
1.3)	9" rodas dianteiras com suspensão ou rodas de 10"		

<input type="checkbox"/>	Combinação possível
<input type="checkbox"/>	Combinação impossível

Apoios de cabeça ver indicações 27.0) 27.1)

Preço

Care line

EL006	Apoio de cabeça, pequeno ver indicação 27.2)	88 €
EL007	Apoio de cabeça, grande ver indicação 27.2)	88 €
EL013	Apoio para cabeça e nuca, pequeno ver indicação 27.2)	88 €
EL014	Apoio para cabeça e nuca, grande ver indicação 27.2)	88 €
EL015	Apoio para cabeça e nuca em forma de "X", pequeno ver indicação 27.2)	122 €
EL016	Apoio para cabeça e nuca em forma de "X", grande ver indicação 27.2)	122 €

Advanced line

EL033	Comfort Plus, tamanho S	205 €
EL034	Comfort Plus, tamanho M	239 €
EL035	Comfort Plus, tamanho L	239 €

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

EL036	Combo (3-almofadas), tamanho S	410 €
EL037	Combo (3-almofadas), tamanho L	424 €
Cintos ver indicação 28.0)		Preço
EP001	Cinto pélvico standard	-
EP002	Cinto de dois pontos almofadado com fecho de metal	211 €
EP003	Cinto de dois pontos almofadado com fecho de plástico	196 €
EP020	Cinto de dois pontos almofadado com fecho de metal e rebobinador ver indicações 7.8) 28.1)	239 €
Arneses de peito/ombros		Preço
EP005	Arnês dinâmico, tamanho S	254 €
EP006	Arnês dinâmico, tamanho M	254 €
EP007	Arnês dinâmico, tamanho L	254 €
EP008	Arnês de esterno (peito e ombros), tamanho S	254 €
EP009	Arnês de esterno (peito e ombros), tamanho M	254 €
EP010	Arnês de esterno (peito e ombros), tamanho L	254 €
EP011	Arnês de esterno (peito e ombros) fino, tamanho S	254 €
EP012	Arnês de esterno (peito e ombros) fino, tamanho M	254 €
EP013	Arnês de esterno (peito e ombros) fino, tamanho L	254 €
EP014	Arnês para ombros, tamanho S	274 €
EP015	Arnês para ombros, tamanho M	274 €
EP016	Arnês para ombros, tamanho L	274 €
Acessórios para VAS ver indicação 9.1)		Preço
ED048	Punhos	80 €
ES302	Suportes laterais para coxas, tamanho M (1 par de suportes laterais exteriores para a coxa com ajuste multiaxial dos materiais de montagem UniLink) ver indicações 3.1) 30.1)	809 €
ES303	Suportes laterais para coxas, tamanho S (1 par de suportes laterais exteriores para a coxa com ajuste multiaxial dos materiais de montagem UniLink) ver indicações 3.1) 30.1)	809 €
Extensão de encosto para VAS ver indicação 9.1)		
15 cm 71.1) 71.2) 71.3)		
15 cm com travessão 71.1) 71.2) 71.3)		
Apoios de braço		Preço
EE023	Standard	-
EE024	Rebatível para cima (largura efetiva de assento +/- 1 cm por lado; no assento standard, pequeno, LA 42 cm; assento standard, grande, LA 48 cm; assento standard, XL, LA 54 cm; VAS + 2 cm; peso máx. de utilizador: 125 kg; incompatível com EC001) ver indicações 3.3) 7.8) 24.5) 67.1) a 67.4)	199 €
EE026	Reforçado ver indicações 9.1) 30.1) 30.2) 67.5) 67.6)	49 €
Almofadas apoio de braço		Preço
EE060	Curta (27 cm)	-
EE061	Longa (37 cm)	49 €

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Suportes de patim		Preço			
EB001	Standard (design básico) (informação de CT obrigatória) ver indicações 7.8) 31.1) 31.6) 31.7) 31.8)	-			
EB011	Standard (novo design) ver indicação 31.1) 31.8) 31.8)	284 €			
EB002	Elevatórios manuais com compensação de comprimento (peso máx. utilizador 140 kg; não disponível para CT < 21 cm; incompatível com EB012 / EB009) ver indicações 3.1) 31.1) a 31.4) 31.7) 31.8)	801 €			
EB003	Elevatórios elétricos com compensação de comprimento e controlo separado (máx. carga 140 kg; não disponível para CT < 21 cm; incompatível com EB012 / EB009) ver indicações 3.1) 31.1) a 31.4) 31.7) 31.8)	1.617 €			
EB004	Elevatórios elétricos com compensação de comprimento e controlo simultâneo (não disponível para CT < 21 cm; incompatível com EB012) ver indicações 31.1) a 31.4) 31.7) 31.8)	1.617 €			
EB005	Sem patins ver indicação 31.5)	-			
Plataformas para pés ver indicações 32.0) 32.1)		Preço			
EB006	Plataformas em duas peças de plástico (carga máx. 140 kg; (incompatível com EB002 / EB003 / EB004) ver indicações 3.1) 31.6) 32.2) a 32.4)	-			
EB007	Plataformas em duas peças de alumínio, novo design (carga máx. 160 kg; incompatível com EB001) ver indicações 32.6) a 32.8) 32.10)	206 €			
EB009	Plataforma única de alumínio (carga máx. 160 kg; incompatível com EB001 / EB002 / EB003) ver indicações 32.6) a 32.9)	224 €			
Acessórios patins		Preço			
EB010	Almofada lateral (para patins elevatórios; par) ver indicação 33.1)	239 €			
EB017	Bloqueio para plataforma única de alumínio (apenas em conjunto com EB009) ver indicações 33.2) 33.3) 33.4)	93 €			
EB022	Patim para amputado, direito ver indicações 3.1) 33.5)	716 €			
EB023	Patim para amputado, esquerdo ver indicações 3.1) 33.5)	716 €			
Baterias		Preço			
EU036	AGM 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20)	-			
EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	809 €			
EU500	Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) standard	370 €			
Carregadores baterias		Preço			
EU040	Sem carregador	-			
EU041	Carregador 8 A, sem ventoinha (apenas para baterias de 56 Ah (C5)), ver indicações 35.3) 35.4)	-			
EU044	Carregador 10 A, sem ventoinha (IP54) ver indicação 35.2)	341 €			
EU046	Carregador 10 A, com ventoinha	324 €			
EU042	Carregador 12 A, inclui recetor de carga externo (magnético, no lado direito) ver indicação 35.4)	537 €			
Cores da cadeira (cor para braço oscilante da roda dianteira e tira de metal; cor de chassis: preto; informação obrigatória)				Preço	
000	Sem cor	-	050	Bringela (textura)	102 €
014	Vermelho guloseima	102 €	051	Laranja sol (textura)	102 €
023	Branco RAL 9016	102 €	052	Lima (textura)	102 €
048	Preto Obsidian (textura)	-	055	Mirtilo (textura)	102 €

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Acessórios de chassis		Preço
EA010	Pára-lamas para as rodas de acionamento ver indicações 2.1) 39.5) 39.6)	102 €
EA011	Pára-lamas para as rodas dianteiras ver indicação 2.1)	68 €
Bloqueio de direção rodas dianteiras		Preço
EF020	Manual	187 €
Acessórios chassis		Preço
EF021	Trepa-passeios ver indicação 2.1)	503 €
ES002	Kit para transporte em VTD (incompatível com ED036; máx. carga 140 kg) ver indicações 3.1) 41.1) 41.3)	239 €
ES013	Kit de instalação Ottobock para estação de acoplamento Dahl (incompatível com EA001 / EF021; máx. carga 140 kg) ver indicações 2.1) 3.1) 24.5) 41.1) 41.2)	134 €
Acessórios gerais		Preço
ES003	Bolso para telemóvel	45 €
ES004	Prateleira porta objetos ver indicações 2.1) 3.1)	324 €
ES005	Porta-bengala	118 €
ES006	Espelho retrovisor (montagem no lado oposto ao do comando; incompatível com ES012) ver indicação 42.1)	205 €
ES007	Kit de ferramentas	61 €
ES010	Porta-copos	34 €
ES011	Bomba Airman ver indicação 42.4)	238 €
ET001	Buzina amplificada	567 €
ES012	Mesa de terapia (rebatível no lado oposto ao do comando: incompatível com ES006) ver indicação 42.2)	614 €
ES095	Aquecedor de mãos ver indicação 42.3)	1.465 €
ES023	Ganchos para mochila (na parte posterior)	91 €
ES305	Mochila com logo Ottobock	70 €
ES306	Bolsa para catéter, grande	49 €
ES024	Carcaça protetora para módulo de mão	69 €
ES300	Punho de transferência, esq. ver indicações 30.1) 30.2) 42.5) 42.6) 42.7) 42.8)	99 €
ES301	Punho de transferência, dto. ver indicações 30.1) 30.2) 42.5) 42.6) 42.7) 42.8)	99 €
Conetor para fonte de alimentação externa, direito		Preço
ET002	12 V ver indicações 43.1) 43.4)	431 €
ET003	24 V ver indicação 43.2)	168 €
ET004	USB ver indicação 43.3)	192 €
Iluminação ver indicação 44.0)		Preço
ES020	Iluminação elétrica para passeios (compatível também com comando sem função de iluminação, montagem à direita) ver indicação 44.1)	-
ES021	Iluminação elétrica completa	666 €

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Comandos		Preço
EU059	VR2 (70 A), sem funções elétricas nem iluminação (recomendado para cargas de até 140 kg) ver indicações 46.1) 46.2) 46.4)	-
EU060	VR2 (70 A), máx. 2 funções elétricas e iluminação (recomendado para cargas de até 140 kg; incompatível com EC026 / EC027) ver indicações 46.2) 46.3) 46.5) 46.8)	170 €
EU050	VR2 (90 A), sem funções elétricas nem iluminação (recomendado para cargas de até 160 kg) ver indicações 2.1) 46.1) 46.4)	136 €
EU051	VR2 (90 A), máx. 2 funções elétricas e iluminação (recomendado para cargas de até 160 kg; incompatível com EC026 / EC027) ver indicações 2.1) 46.3) 46.5) 46.8)	252 €
EU052	TEN° (90 A), 1 função elétrica cor Shimano mate , escolher a opção EU056 para mais funções elétricas, iluminação possível (recomendado para cargas de até 160 kg)	1.364 €
EU058	R-net LED-L (90 A), 1 função elétrica , escolher a opção EU056 para mais funções elétricas, iluminação possível (recomendado para cargas de até 160 kg)	931 €
Botões para comando (apenas em conjunto com EU052) ver indicação 47.0)		Preço
EU067	Piko button, diâmetro 50 mm (vermelho/preto)	305 €
EU068	Piko button, diâmetro 30 mm (vermelho/preto)	305 €
Suportes de comando (informação obrigatória)		Preço
EU070	Standard (incompatível com EU052) ver indicação 50.1)	-
EU071	Articulado em paralelo, reg. altura 6 cm	-
EU072	Articulado em paralelo, reg. altura 14 cm	102 €
EU440	Articulado em paralelo, reg. altura 6 cm, destacável	409 €
EU441	Articulado em paralelo, reg. altura 14 cm, destacável	409 €
Lado montagem comando (informação obrigatória)		
Direito		
Esquerdo		
Acessórios Joystick		Preço
EU080	Forqueta para tetraplégicos, horizontal (regul. para uma largura de mão 70 - 90 mm)	170 €
EU081	Stick S80 (manípulo especial de Joystick 80 mm)	118 €
EU082	Bola de espuma, com revestimento preto	205 €
EU083	Bola de golfe pequena (diâmetro 43 mm)	136 €
EU084	Bola de golfe grande (diâmetro 48 mm)	158 €
EU085	Bola mole, preta (diâmetro 30 mm, 4 peças)	131 €
Módulo para comandos TEN°/R-net LED-L ver indicação 53.0)		Preço
EU054	Módulo TEN° LCD	2.300 €
Suportes para módulo TEN° LCD ver indicações 54.0) 54.1)		Preço
EU073	Standard (montagem no lado oposto ao do comando; incompatível com ES012) ver indicação 42.1)	118 €
EU074	Pescoço de cisne (montagem no lado oposto ao do comando; incompatível com ES012) ver indicação 42.1)	367 €
EU075	Pescoço de cisne para mesa de terapia	274 €

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Módulo atuador para TEN°/R-net LED-L ver indicações 53.0) 55.0) 55.1)		Preço
EU056	Módulo atuador (necessário para as funções de assento elétricas nos comandos R-net LED-L, e TEN°, quando se necessita de mais do que uma função elétrica de assento)	666 €
Acessório comando		Preço
EU057	Comando para acompanhante ver indicação 56.1)	1.009 €
Lado montagem comando de acompanhante ver indicações 57.0) 57.1)		
	Direito ver indicação 57.2)	
	Esquerdo	
Estabilizador de condução ver indicações 53.0) 59.0)		Preço
EF023	Módulo giroscópico (incompatível com EU059, EU060, EU050 ou EU051; dependendo do terreno, a distância de condução especificada pode reduzir ao utilizar o giroscópio) ver indicações 59.1) 59.2)	640 €
Motores (informação obrigatória)		Preço
ET016	Performance (até um peso bruto de 320 kg)	–
ET011	Alto rendimento (apenas em conjunto com EU052, EU058 ou EU064) ver indicações 2.1) 53.0)	853 €
Velocidades		Preço
ET012	6 km/h	–
ET013	7,2 km/h ver indicações 2.1) 61.1)	–
ET014	10 km/h ver indicações 2.1) 61.1) 61.2)	–
Instruções adicionais de uso (IFU adicionais para línguas não nacionais)		Preço
ES028	Pessoal qualificado	–
ES029	Utilizador	–

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.** Folha de pedido



EC001 - EC004
Assento standard



EC005 Assento VAS



EC020/ED034 Assento com Contorno




EC021/ED035 Assento com Contorno




ED050/ED051 Encosto com Contorno



ED036 Encosto de alumínio Baxx



ED039 Placas laterais



ED040 Suporte lombar



EC025 Basculação 45°



EC026 Elevação elétrica de assento 35 cm



ED047 Regulação elétrica do ângulo de encosto

Cadeira de rodas elétrica *Juvo B4.*
 Folha de pedido



EG013 Ranhuras



EG014 Tacos



EG015 Roda dianteira com ranhuras



EL001 Pescoço de cisne



EL002 Multiaxial, encurvado



EL003 Multiaxial, recto



EL031 Multiaxial UniLink



EL006/EL007 Apoio de cabeça pequeno/grande



EL013/EL014 Apoio para cabeça e nuca pequeno/grande



EL015/EL016 Apoio para cabeça e nuca em forma de X, pequeno/grande



EL033/034/035 Comfort Plus



EL036/037 Combo



EE024 Apoio de braço rebatível para cima



EP001 Cinto pélvico standard




EP002 Cinto pélvico de dois pontos almofadado, fecho de metal

Cadeira de rodas elétrica *Juvo B4.*
Folha de pedido



EP003 Cinto pélvico de dois pontos almofadado, fecho de plástico



EP020 Cinto com rebobinador



EP005 - EP007 Arnês dinâmico



EP008 - EP010 Arnês de esterno



EP011 - EP013 Arnês de esterno fino



EP014 - EP016 Arnês para ombros



EB011 Standard (design básico)



EB001 Standard (novo design)



EB002 Elevação manual com compensação de comprimento



EB003 Elevação elétrica, controlo separado




EB004 Elevação elétrica, controlo simultâneo



EB012 Plataformas para pés em duas peças de plástico



EB007 Plataformas para pés em duas peças de alumínio



EB017 Bloqueio para plataforma única



EB022/023 Patim para amputado esq./dto.


Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.** Folha de pedido



EA010 Pára-lamas para rodas de acionamento



EU041 Carregador de bateria 8 A, sem ventoinha



EU044 Carregador de bateria 10 A, sem ventoinha



EU046 Carregador de bateria 10 A, com ventoinha



EU042 Carregador 12A incl. recetor de carga externo magnético



EF021 Trepá-passeios



ES013 Kit de instalação Dahl



ES003 Bolso para telemóvel



ES004 Prateleira porta-objetos




ES005 Porta-bengala



ES006 Espelho retrovisor



ES010 Porta-copos



ES023 Ganchos para mochila



ES305 Mochila com logo Ottobock




ES306 Bolsa para catéter, grande

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.** Folha de pedido



ET002 Recetor para 12 V
ET003 Recetor para 24 V
ET004 USB



ES021 Iluminação elétrica



EU050/059 VR2




EU051/060 VR2



EU052 TEN°



EU058 R-net LED-L



EU080 Forqueta para tetraplégicos, horizontal



EU081 Stick S80




EU082 Bola de espuma suave



EU083 Bola de golfe pequena



EU084 Bola de golfe grande



EU085 Bola mole



EU054 Módulo TEN° LCD



EU057 Comando para acompanhante




EU095 Aquecedor de mão (coberturas simples para o comando)

Cadeira de rodas elétrica *Juvo B4*.
Folha de pedido

Almofada de assento Livo

PA [cm]	Largura de assento [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													



Cadeira de rodas elétrica *Juvo B4.*
 Folha de pedido

Almofada de assento Evoflair



PA [cm]	Largura smento [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Cadeira de rodas elétrica Juvo B4.
Folha de pedido

Almofada de assento Terra, Terra Aquos


PA [cm]	Largura assento [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Cadeira de rodas elétrica Juvo B4.
Folha de pedido

Almofada de assento Terra Flair

PA [cm]	Largura assento [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Cadeira de rodas elétrica *Juvo B4.*
 Folha de pedido

Almofada de assento Cloud

PA [cm]	Largura assento [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													



Cadeira de rodas elétrica *Juvo B4*. Folha de pedido

Almofada de assento com contorno plano ou profundo

PA [cm]	Largura assento [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: dimensão possível em combinação com VAS

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

Indicações

- 2.1) Não compatível com categoria A de produto (de uso interior)
- 3.1) Apenas possível em combinação com carga máxima ≤ 140 kg
- 3.2) Apenas possível em combinação com carga máxima ≤ 75 kg
- 3.3) Apenas possível em combinação com carga máxima ≤ 125 kg
- 4.0) Ver tabela "Profundidade de assento"
- 4.1) Incompatível com carga máxima > 75 kg e assento standard Júnior ou VAS
- 4.4) Apenas possível em combinação com carga máxima ≤ 113 kg
- 5.0) Ver tabela "Largura del assento"
- 7.1) Apenas possível em combinação com carga máxima ≤ 150 kg
- 7.2) Ver tabela "Almofada de assento Terra, Terra Aquos"
- 7.3) Ver tabela "Almofada de assento Terra-Flair"
- 7.5) Ver tabela "Almofada de assento Cloud"
- 7.6) Ver tabela "Almofada de assento Livo"
- 7.7) Ver tabela "Almofada de assento Evoflair"
- 7.8) Incompatível com assento standard Junior
- 7.9) Incompatível com a opção com VAS e largura de assento de 38 cm, 42 cm, 46 cm, 48 cm ou 52 cm
- 7.10) Incompatível com a opção com VAS, largura de assento de 40 cm e profundidade de assento de 48 cm, 50 cm, 52 cm, 54 cm ou 56 cm
- 7.11) Incompatível com a opção com VAS, largura de assento de 44 cm, 50 cm ou 54 cm e profundidade de assento de 38 cm ou 40 cm
- 9.1) Apenas possível em combinação com VAS
- 9.3) Incompatível com largura de assento de 54 cm
- 11.0) Apenas possível em combinação com encostos com contorno plano ou profundo
- 11.1) Apenas possível em combinação com encosto com contorno profundo
- 12) Informação obrigatória em combinação com assento pequeno e LA de 38 cm
- 12.1) Incompatível com assento standard pequeno e LA de 38 cm e estofa para apoios de braço não selecionado
- 14.0) Apenas possível em combinação com encosto em alumínio Baxx sem recorte escapular (AFT)
- 14.1) Informação obrigatória para combinação com encosto em alumínio Baxx sem recorte escapular
- 17.1) Incompatível com VAS
- 18.1) Apenas possível com inclinação do assento de 0°
- 18.2) Incompatível com inclinação do assento de $-3^\circ / 6^\circ / 9^\circ$
- 20.1) Incompatível com o braço oscilante da roda dianteira com suspensão
- 20.2) Incompatível com a categoria B do produto (de utilização interior/exterior)
- 22.1) Incompatível com rodas dianteiras de 8" ou rodas traseiras de 12"
- 23.1) Apenas possível em combinação com pneu de cor cinza
- 24.0) Altura do assento $\geq CT+3$ cm
- 24.1) Apenas para utilização em interiores
- 24.2) Incompatível com basculação de assento 45° , com elevação de assento 35 cm e com elevação de assento até 35 cm e basculação 45°
- 24.3) Incompatível com VAS e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão e rodas dianteiras de 9"
- 24.4) Incompatível com VAS e peso máximo do utilizador > 75 kg
- 24.5) Incompatível com basculação de assento de 20°
- 24.6) Apenas possível em combinação com basculação de assento de 45° ou com elevação de assento até 35 cm, ou elevação de assento até 35 cm e basculação de 45°
- 24.7) Apenas possível em combinação com braço oscilante da roda dianteira sem suspensão ou rodas dianteiras de 9"
- 24.8) Apenas possível em combinação com braço oscilante da roda dianteira com suspensão e rodas dianteiras de 10"
- 24.9) Apenas possível em combinação com carga máxima ≤ 100 kg e VAS
- 24.10) Incompatível com com elevação de assento até 35 cm e basculação de assento de 45° e VAS.
- 24.11) Incompatível com com VAS e LA > 42 cm e inclinação do assento de $6^\circ, 9^\circ$ e braço oscilante da roda dianteira com suspensão ou rodas dianteiras de 10"
- 24.12) Incompatível com VAS e braço oscilante da roda dianteira com suspensão e rodas dianteiras de 10"
- 24.13) Incompatível com rodas dianteiras de 10" ou braço oscilante da roda dianteira com suspensão
- 24.14) Incompatível com inclinação do assento de -3°
- 24.15) Incompatível com inclinação do assento de -3° e rodas dianteiras de 10" ou braço oscilante da roda dianteira com suspensão
- 24.16) Incompatível com assento standard grande/XL e basculação de assento de 20° e rodas dianteiras de 8"
- 24.17) Incompatível com assento standard grande/XL e basculação de assento de 20° e braço oscilante da roda dianteira com suspensão ou rodas dianteiras de 9"
- 24.18) Incompatível com VAS e inclinação do assento de 9° e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão e rodas dianteiras de 9"
- 24.19) Incompatível com VAS e inclinação do assento de 9° e braço oscilante da roda dianteira com suspensão ou rodas dianteiras de 10"
- 24.20) Incompatível com VAS e inclinação do assento de 9° e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão e rodas dianteiras de 10" ou braço oscilante da roda dianteira sem suspensão e rodas dianteiras de 9"
- 24.21) Incompatível com VAS e rodas dianteiras de 8"
- 24.22) Incompatível com assento standard Júnior/pequeno/grande/XL e inclinação do assento de $6^\circ, 9^\circ$ e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão ou rodas dianteiras de 10" ou braço oscilante da roda dianteira sem suspensão ou rodas dianteiras de 9"
- 24.23) Incompatível com assento standard Júnior/pequeno/grande/XL e inclinação do assento de $3^\circ, 6^\circ$ e 9° e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão ou rodas dianteiras de 9"
- 24.24) Incompatível com assento standard Júnior/pequeno/grande/XL e inclinação do assento de 9° e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão ou rodas dianteiras de 9"
- 24.26) Incompatível com assento standard Júnior/pequeno/grande/XL e inclinação do assento de 9° e rodas dianteiras de 8"
- 24.27) Incompatível com assento standard grande/XL e basculação de assento de 20° e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão ou rodas dianteiras de 10" ou braço oscilante da roda dianteira sem suspensão ou rodas dianteiras de 9"
- 24.28) Incompatível com braço oscilante da roda dianteira com suspensão ou rodas dianteiras de 10"
- 24.29) Incompatível com VAS e LA > 42 cm e rodas dianteiras de 8"
- 24.31) Incompatível com VAS e inclinação do assento de 9° e rodas dianteiras de 8"
- 24.32) Incompatível com assento standard grande/XL
- 24.33) Incompatível com assento standard grande/XL e braço oscilante da roda dianteira com suspensão ou rodas dianteiras de 9"

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.** Folha de pedido

- 24.34) Incompatível com elevação de assento até 35 cm com basculação de 45° e peso máximo do utilizador > 75 kg
- 24.35) Incompatível com basculação de 20° e inclinação de 3° e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão e rodas dianteiras de 9"
- 24.36) Incompatível com basculação de 20° e inclinação de 3° e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão e rodas dianteiras de 8"
- 24.37) Ver tabela "Altura de assento"
- 27.0) Apenas possível em combinação com o kit de montagem para apoios de cabeça/pescoço
- 27.1) Indicações obrigatórias em combinação com o kit de montagem para apoios de cabeça e nuca
- 27.2) Apenas possível em combinação com kit de montagem pescoço de cisne ou multiaxial, reto ou encurvado
- 28.0) Informação obrigatória em combinação com a categoria B
- 28.1) Impossível em combinação com assento standard pequeno, PA < 42cm e LA > 38cm
- 30.1) Apenas possível em combinação com o comprimento tibial selecionado
- 30.2) Impossível em combinação com assento standard e ou VAS e comprimento tibial inferior a 21 cm
- 31.1) Apenas possível em combinação com o comprimento tibial selecionado
- 31.2) Incompatível com assento standard ou VAS e CT < 21 cm.
- 31.3) Incompatível com carga máxima > 75 kg e assento standard e CT < 28 cm
- 31.4) Incompatível com carga máxima > 75 kg e VAS e CT < 27 cm
- 31.5) Incompatível com o comprimento tibial selecionado
- 31.6) Impossível em combinação com a altura de assento < 45 cm e CT <= 30 cm
- 31.7) Impossível em combinação com PA 38 cm, cinto pélvico com rebobinador, com fivela em metal, suporte para coxa VAS tamanhos S ou M e apoio de braço standard
- 31.8) Impossível em combinação com PA 38 cm, cinto pélvico com rebobinador, com fivela em metal, suporte para coxa VAS tamanhos S ou M e apoio de braço rebatível para cima
- 32.0) Não combinável com a opção sem patins
- 32.1) Informação obrigatória em combinação com suportes de patim standard, elevatório manual ou elevatório elétrico
- 32.2) Incompatível com assento standard e CT < 25 cm
- 32.3) Incompatível com VAS e CT < 24 cm
- 32.4) Incompatível com suportes de patim, standard novo design, elevatório manual ou elevatório elétrico
- 32.6) Incompatível com suportes de patim standard design básico
- 32.8) Incompatível com carga máxima > 75 kg e assento standard ou VAS e CT < 24 cm e suporte de patim standard
- 32.9) Incompatível com suportes de patim elevatórios manuais ou elétricos, com controlo separado
- 32.10) Incompatível com a combinação de peso máximo do utilizador > 140 kg e com suportes de patim elevatórios manuais ou elétricos, com controlo simultâneo
- 33.1) Apenas possível em combinação com patins elevatórios manuais ou elétricos
- 33.2) Apenas possível em combinação com plataforma para pés única, alumínio
- 33.3) Impossível em combinação com suporte de patim standard (novo design) e CT < 24 cm
- 33.4) Impossível em combinação com patins elevatórios elétricos, controlo simultâneo e CT < 28 cm
- 33.5) Apenas possível em combinação com suporte de patim standard (design básico)
- 35.2) Impossível com países de destino Argentina, Austrália, Brasil, Hong Kong, Japão, Canadá, Colômbia, México, Tailândia, Reino Unido ou EUA
- 35.3) Incompatível com baterias de AGM 63 Ah (C5) ou Gel 63 Ah (C5)
- 35.4) Impossível com países de destino Argentina, Austrália, Brasil, Hong Kong, Japão, Canadá, Colômbia, México, Tailândia, Reino Unido ou EUA
- 39.5) Apenas possível em combinação com a opção AA 40 cm e braço oscilante da roda dianteira sem suspensão e rodas dianteiras de 9" e VAS ou assento standard grande/XL
- 39.6) Incompatível com AA 42,5 cm e braço oscilante da roda dianteira com suspensão ou rodas dianteiras de 10" ou VAS ou assento standard grande/XL
- 41.2) Incompatível com a opção de trepa-passeios
- 41.3) Incompatível com basculação elétrica 20°, cinto pélvico com rebobinador e PA < 44 cm
- 42.1) Incompatível com mesa de terapia
- 42.2) Incompatível com espelho retrovisor
- 42.3) Incompatível com Alemanha como país de destino
- 42.4) Incompatível com Austrália como país de destino
- 42.5) Impossível em combinação com assento standard pequeno e PA < 42 cm
- 42.6) Impossível em combinação com assento standard pequeno e basculação de assento 45° ou com elevação de assento até 35 cm, ou elevação de assento até 35 cm e basculação de 45°
- 42.7) Impossível em combinação de VAS (Vario Adjust Seat) e profundidade de assento < 46 cm
- 42.8) Apenas possível em combinação com apoios de braço rebatíveis para cima
- 43.1) Incompatível com tomada para fonte de alimentação externa, direita, de 24 V e tomada p/ fonte de alimentação externa, direita, USB
- 43.2) Incompatível com tomada para fonte de alimentação externa, direita, de 12 V e tomada p/ fonte de alimentação externa, direita, USB
- 43.3) Incompatível com tomada para fonte de alimentação externa, direita, de 12 V e tomada p/ fonte de alimentação externa, direita, 24 V
- 43.4) Incompatível com baterias/capacidade de baterias AGM de 63 Ah (C5)/75 Ah (C20)
- 44.0) Informação obrigatória em combinação com a categoria B e todos os países de destino, exceto: Argentina, Austrália, Brasil, França, Hong Kong, Japão, Canadá, Colômbia, Coreia, México, Rússia, Suíça, Tailândia, EUA ou Reino Unido.
- 44.1) Incompatível com a opção de Alemanha como país de destino e categoria de produto B
- 46.1) Incompatível com as funções elétricas
- 46.2) Apenas possível em combinação com peso total <= 260 kg
- 46.3) Apenas possível em combinação com máximo 3 funções elétricas
- 46.4) Incompatível com iluminação de acordo com as normas de tráfego da Alemanha
- 46.5) Incompatível com Alemanha como país de destino e mais de 2 funções elétricas
- 46.8) Incompatível com elevação de assento até 35 cm, encosto reclinável eletricamente e patins elevatórios elétricos controlo simultâneo.
- 50.1) Incompatível com o comando TEN°
- 53.0) Apenas possível em combinação com o comando TEN°
- 54.0) Apenas possível em combinação com o módulo LCD TEN°
- 54.1) Informação obrigatória para combinação com o módulo LCD TEN°
- 55.0) Informação obrigatória para combinação com o comando TEN° (90 A) e > 1 função elétrica
- 55.1) Informação obrigatória para combinação com a iluminação de acordo com as normas de tráfego da Alemanha e comando TEN°

Cadeira de rodas elétrica **Juvo B4.**

Folha de pedido

- 56.1) Impossível em conjunto com suporte de comando articulado em paralelo 6 cm, destacável ou com suporte de comando articulado em paralelo 14 cm, destacável
- 57.0) Apenas possível em combinação com comando de acompanhante
- 57.1) Informação obrigatória para combinação com comando de acompanhante
- 57.2) Incompatível com assento standard Júnior ou módulo atuador para comando TEN°
- 58.1) Apenas possível em combinação com o comando VR2
- 59.0) Incompatível com Austrália, Canadá ou EUA como país de destino
- 59.1) Incompatível com a opção de baterias Gel de 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) e buzina externa
- 59.2) Incompatível com a opção de baterias AGM de 63 Ah (C5) / 75 Ah (C20) e buzina externa
- 61.1) Com Alemanha como país de destino, apenas possível em combinação com a opção de luz traseira ou iluminação de acordo com as normas de tráfego da Alemanha
- 62.0) Apenas possível em combinação com Alemanha como país de destino e velocidade > 6 km/h
- 62.1) Informação obrigatória para combinação com Alemanha como país de destino e velocidade > 6 km/h
- 63.0) Incompatível com Austrália como país de destino
- 67.1) Impossível em conjunto com assento standard pequeno e LA 38 cm ou 40 cm
- 67.2) Impossível em conjunto com assento standard grande e LA 44 cm ou 46 cm
- 67.3) Impossível em conjunto com assento standard XL e LA 50 cm ou 52 cm
- 67.4) Incompatível com cinto de dois pontos com rebobinador
- 67.5) Incompatível com PA < 48 cm
- 67.6) Apenas possível em combinação com peso máximo de utilizador >= 125 kg
- 68.1) Apenas possível em combinação com com elevação de assento 35 cm e com elevação de assento até 35 cm e basculação 45°
- 69.0) Apenas possível em combinação com kit de montagem UniLink Multiaxial
- 71.1) Impossível em conjunto com o estofado de encosto adaptável e largura de assento < 46 cm
- 71.2) Não compatível com a versão de encosto Contour com contorno profundo, AD ou encosto Contour com contorno plano, AD ou Baxx
- 71.3) Não compatível com com punhos para VAS
- 72.0) Apenas em conjunto com a almofada de assento Contour com contorno plano ou profundo