

Cadeira de transporte dobrável *Lisa*. Folha de pedido

Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Orçamento

Pedido

Anexo para fabricação especial



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de

Cadeira de transporte dobrável e compacta com um desenho de alumínio leve e estável, regulação do encosto com uma mão

Tamanho 1 para crianças a partir de aprox. 3 a 8 anos

Tamanho 2 para crianças a partir de aprox. 6 a 16 anos

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

Equipamento standard

- Estofos de assento e de encosto reforçado
- Patim regulável e divisível
- Rodas dianteiras e traseiras com rolamentos
- Rodas dianteiras com bloqueio de rotação integrado
- Travão de bloqueio
- Cinto pélvico standard
- Auxiliar de inclinação integrado, à direita
- Estofos de cor azul
- Cor de chassis: prata

Rodas standard:

- Rodas EVA, dianteiras, 180 mm
- Rodas EVA, traseiras, 250 mm

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

Cadeira de transporte dobrável *Lisa*.

Folha de pedido

Modelo standard		Preço
HR32130001-027	Lisa, tamanho 1 com estofa de assento; ajuste de PA 30 cm	1.670 €
HR32130002-027	Lisa, tamanho 1 com estofa de assento; ajuste de PA 35 cm	1.670 €
HR32140001-027	Lisa, tamanho 2 com estofa de assento; ajuste de PA 35 cm	1.740 €
HR32140002-027	Lisa, tamanho 2 com estofa de assento; ajuste de PA 40 cm	1.740 €
Acessórios		Preço
HR32137100-027	Apoio de braço, unidade (por favor, pedir duas unidades)	79 €
HR16001102	Buggy board	251 €
HR32135300-343	Estofa almofadado standard, tamanho 1 (azul)	146 €
HR32145300-343	Estofa almofadado standard, tamanho 2 (azul)	169 €
HR32135200-343	Estofa almofadado com encosto multifuncional, tamanho 1 (azul cora)	378 €
HR32145200-343	Estofa almofadado com encosto multifuncional, tamanho 2 (azul cora)	378 €
HR32137700-031	Apoio de cabeça, tamanho 1, com encosto multifuncional, tamanho 1	240 €
HR32147700-031	Apoio de cabeça, tamanho 2, com encosto multifuncional, tamanho 2	240 €
HR32070060-031	Apoio de cabeça almofadado, tamanho 1 (não disponível em conjunto com o estofa almofadado com encosto multifuncional)	240 €
HR32086500-031	Apoio de cabeça almofadado, tamanho 2 (não disponível em conjunto com o estofa almofadado com encosto multifuncional)	240 €
HR32136100	Cinto de cinco pontos com almofadado para a nuca	226 €
HR32135500-031	Guias laterais com redução variável da largura de assento (4-6-8 cm), tamanho 1 (disponível apenas em conjunto com encosto multifuncional)	199 €
HR32145500-031	Guias laterais com redução variável da largura de assento (4-6-8 cm), tamanho 2 (disponível apenas em conjunto com encosto multifuncional)	155 €
HR32137200-031	Taco abdutor rebatível para baixo tamanho 1	354 €
HR32147200-031	Taco abdutor rebatível para baixo tamanho 2	329 €
HR32075800-031	Separador de pernas para encosto multifuncional tamanho 1	201 €
HR32085800-031	Separador de pernas para encosto multifuncional tamanho 2	188 €
HR32137800	Arco dianteiro tamanho 1	137 €
HR32147800	Arco dianteiro tamanho 2	141 €
HR32135700-031	Estofa almofadado para arco dianteiro tamanho 1	64 €
HR32145700-031	Estofa almofadado para arco dianteiro tamanho 2	64 €
HR32010080	Cintos de velcro para pés, com almofada tamanho 1	35 €
HR32020080	Cintos de velcro para pés, com almofada tamanho 2	35 €
HR32200120-343	Saco de inverno azul com zona anterior destacável, com ranhura para cintos e acessórios, tamanho 2 (prof. assento até aprox. 34 cm)	698 €
HR32400120-343	Saco de inverno azul com zona anterior destacável, com ranhura para cintos e acessórios, tamanho 3 (prof. assento até aprox. 39 cm)	915 €
HR32100100-074	Capa para chuva, azul marinho tamanho 1	101 €
HR32010100-074	Capa para chuva, azul marinho tamanho 2	101 €
481S64=ST005	Mochila com logo Otto Bock	71 €
HR32135800	Bolsa de armazenamento dobrável tamanho 1	108 €
HR32145800	Bolsa de armazenamento dobrável tamanho 2	108 €
HR32136200-094	Capota na cor do estofa com impermeável transparente	256 €

Cadeira de transporte dobrável *Lisa*.


Folha de pedido

Dados técnicos

	Tamanho 1	Tamanho 2
Largura de assento (com/sem estofo almofadado)	32/36 cm	37/41 cm
Profundidade de assento	30 ou 35 cm	35 ou 40 cm
Altura de encosto	65 cm	70 cm
Ajuste de encosto	30° (em passos de 4 x 7,5°)	30° (em passos de 4 x 7,5°)
Comprimento tibial	27 – 40 cm	27 – 40 cm
Máxima capacidade de carga	50 kg	60 kg
Peso	13,6 kg	14,6 kg

Outros acessórios

		Preço
HR51040000-027	Robby, tamanho 1 (Profundidade de assento 20 – 24 cm, altura de encosto incluindo a secção da cabeça 63 – 72.5 cm). Maca para banho e para deitar, inclui estofo de rede lavável, cinto pélvico e cintos de pernas, máx. peso de utilizador 30 kg	1.066 €
HR51050000-027	Robby, tamanho 2 (Profundidade de assento 31 – 42.5 cm, altura de encosto incluindo a secção da cabeça 89 – 94 cm). Maca para banho e para deitar, inclui estofo de rede lavável, cinto pélvico e cintos de pernas, máx. peso de utilizador 60 kg	1.157 €



Maca de banho Robby