

## Cadeira de rodas para basket, ténis e desporto integrado Multisport.

### Folha de pedido

#### Cliente

Nº. de cliente

Nome

Morada

CP / Cidade

#### Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP / Cidade

Nome \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

#### Orçamento

#### Pedido



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

#### Equipamento standard

**Preço: 1.334,- €**

válido de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Design tipo caixa, específico para desporto
- Equipamento para basket e ténis no âmbito de entrega standard
- Pára-choques destacável
- Resguardo lateral fixo soldado
- Estofa de assento e de encosto adaptáveis
- Profundidade de assento adaptável (35 ou 40 cm), Versão Junior: um tamanho, 30 cm
- Almofada de assento
- Altura de encosto regulável
- Cinto pélvico e para joelhos
- Roda traseira com eixo de extração rápida, 12 mm
- Comprimento tibial regulável
- Roda anti-volteio regulável em altura
- Kit de ferramentas

**Carga máx. permitida: 100 kg, Junior: 75 kg**

	Pedido individual	Pedido em contentor	
		Cont. 20' [_CT] (69 unid.)	Cont. 40' [_CT] (147 unid.)
	Quantidade	Quantidade contentores	
Pequena 480S143=00001			
Média 480S143=00002			
Grande 480S143=00003			
Extra-grande 480S143=00004			
Júnior 480S143=00005			



**Basket**



**Ténis**



**Altura de encosto  
regulável**



**Roda anti-volteio**