

Cadeira de rodas elétrica infantil *Skippi*. Folha de pedido

Cliente

Nº. de cliente

Nome

Morada

CP / Cidade

Nome _____

Data _____

Assinatura _____

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP / Cidade

Orçamento



Pedido

Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Referência: 490E55=00000_K

Equipamento standard

Preço: 6.380,- €

Preços Válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Eletrónica VR2
- 6 km/h
- Baterias AGM 28 Ah (C5)
- Carregador
- Rodas dianteiras maciças 8"
- Assento standard com bolsa no encosto
- Almofada de assento
- Apoios de braço telescópicos
- Patim telescópico em duas peças
- Pára-lamas para rodas traseiras
- Rodas traseiras com jantes de alumínio pretas
- Cinto pélvico com fivela

Carga máx. permitida: 50 kg

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.


Cadeira de rodas elétrica infantil **Skippi.**

Folha de pedido

Dados básicos (Informação voluntária)

Género masculino feminino diverso

Indicação



Informação necessária*

Altura utilizador [cm]

Peso utilizador [kg]

1 Largura de assento [cm]

2 Profundidade de assento [cm]

3 Profundidade de tronco [cm]

4 Altura apoios de braço [cm]

5 Altura axilar [cm]

6 Altura de ombros [cm]

7 Altura de cabeça [cm]

8 Comprim. antebraço até à palma

9 Largura de tronco [cm]

10 Comprimento tibial [cm]

* Esta informação irá auxiliar nos ajustes orientados ao utilizador e no desenvolvimento do produto. A Ottobock garante o uso confidencial e puramente interno destes dados.

Ajustes assento standard

(PA 28 ... 38 cm, LA 30 ... 38 cm)

Ângulo encosto

manual -9/1/11/21°

manual 0/10/20/30°

Não disponível com regulação elétrica de encosto

Profundidade de assento PA em cm

30 31 32 33 34 35

36 37 38 47 48

com almofadado lateral destacável

24 25 26 27 28 29

Largura de assento LA em cm

28 30 32 34 36 38

Comprimento tibial (CT)

cm (15 ... 38 cm) sem almofada de assento

Punhos

Preço

ED10 Reguláveis em altura, destacáveis

244 €

Basculação de assento

Preço

EC51 Basculação manual de assento 20° (progressiva) ver indicação 8.1)

276 €

EC50 Basculação elétrica de assento 20° (progressiva)

719 €

Ajuste altura assento

Preço

EC57 Elevação elétrica de assento 20 cm / 7.9" (progressiva) ver indicações 9.1) e 9.2)

2.145 €

Ajuste ângulo de encosto

Preço

ED50 Regulação eléctrica do ângulo de encosto 25°; ver indicações 10.1) e 10.2)

943 €

Cadeira de rodas elétrica infantil *Skippi*. Folha de pedido

Acessórios de assento		Preço
EE30	Kit de acessórios de montagem para apoio de cabeça ver indicação 11.1)	22 €
EP65	Cinto pélvico com fivela	-
EE37	Almofadas para resguardos laterais, destacáveis (par, espessura 3 cm) ver indicação 11.1)	106 €
ED11	Extensão altura encosto (35 cm - 46 cm) ver indicação 11.1)	163 €

A informação sobre os apoios de cabeça, cintos pélvicos e outros acessórios pode ser encontrada no catálogo de posicionamento.

Patins		Preço
EB02	Patim em duas peças, plataformas alumínio (equipamento standard, CT 23 - 38 cm) ver indicações 12.1) e 12.4)	-
EB05	Patim com base contínua de alumínio (CT 23 - 38 cm) ver indicações 12.1) e 12.4)	187 €
EB06	Patim em duas peças, plataformas de alumínio para comprimento tibial curto (CT 15 ... 22 cm) ver indicações 12.1) e 12.4)	240 €
EB16	Patim com base contínua de alumínio para comprimento tibial curto (CT 15...22 cm) ver indicações 12.1) e 12.4)	166 €
EB20	Patins elevatórios de forma manual (CT 15 ... 33 cm) ver indicações 12.1) e 12.4)	408 €
EB07	Sem patins ver indicação 12.5)	-

A informação sobre o posicionamento do pé pode ser encontrada no catálogo de posicionamento.

Cores de chassis		Preço
014	Vermelho guloseima	-
016	Prata metalizada	-
023	Branco RAL 9016	-
048	Preto Obsidian (textura)	-
049	Granito metalizado (textura)	-
050	Beringela (textura)	-
051	Laranja Sol (textura)	-
052	Lima (textura)	-
053	Cereja Kordia (textura)	-
054	Cinza seixo (textura)	-
055	Mirtilo (textura)	-

Rodas		Preço
EF10	Rodas dianteiras 8" PU, rodas traseiras de 12 1/2 " pneumáticas, jantes de alumínio pretas (equipamento standard)	-
EG06	Pneus maciços para todas as rodas	42 €

Carregadores de bateria		Preço
EU91	Carregador (Equipamento standard)	-
EU02	Carregador sem ventoinha (menor ruído) ver indicações 28.1) e 28.2)	83 €

Cadeira de rodas elétrica infantil *Skippi*.

Folha de pedido

Comandos		Preço
EU85	Comando "enable 40" com ecrã e botões para a iluminação (Equipamento standard)	-
EU06	Comando para mesa, com recorte, articulado manualmente à esquerda ou à direita	1.467 €
Suportes de comando		Preço
EU19	Suporte de comando standard (Equipamento básico)	-
EU20	Suporte de comando articulado em paralelo	-
Lado de montagem do comando (ver indicações 16.1 e 16.2)		
Direito		
Esquerdo		
Acessórios de comando		Preço
EU15	Comando para acompanhante (regulável em altura, requer punhos destacáveis) ver indicação 8.1)	691 €
EU23	Forqueta para tetraplégicos (Largura de mão 4-8 cm/ 1.6"-3.1") ver indicações 16.1) e 19.1)	83 €
EU24	Stick S80 (manípulo especial de Joystick 80 mm/ 3.1") ver indicações 16.1) e 19.1)	68 €
EU25	Bola mole, revestimento preto ver indicações 16.1) e 19.1)	123 €
EU26	Bola superior, pequena (diâmetro 43 mm/1.7") ver indicações 16.1) e 19.1)	93 €
EU35	Bola mole (diâmetro 30 mm, 4 pças.) ver indicação 19.1)	96 €
Acessórios gerais		Preço
ES39	Buzina pequena canguru, manual	20 €
ES35	Mesa de terapia articulada (incl. Kit de montagem). O recorte para o comando deve ser adaptado. ver indicação 16.1)	542 €
ES40	Bandeira de sinalização	63 €
ES63	Arco protetor/pára-choques, destacável, prata (máx. comprimento tibial: 32 cm) ver indicação 20.1)	263 €
EZ52	Kit de ferramentas com bomba de ar	68 €
ES60	Kit de transporte de acordo com ISO 7176-19 ver indicação 20.2)	88 €
Iluminação ver indicação 45.0)		Preço
ES08	Luz básica para iluminação de caminhos ver indicação 45.1)	38 €
ES06	Iluminação completa	575 €
Velocidade		Preço
ET01	6 km/h	-
ET09	7 km/h ver indicação 28.1)	-

Cadeira de rodas elétrica infantil *Skippi*. Folha de pedido

Notas e indicações

- 8.1) Apenas possível em combinação com punhos reguláveis em altura e destacáveis
- 9.1) Não se pode combinar com profundidade de assento de 28 cm
- 9.2) Não se pode combinar com basculação manual de assento
- 10.1) Não se pode combinar com ângulo de encosto de -9/1/11/21° ou 0/10/20/30°.
- 10.2) Informação obrigatória em combinação com ângulo de encosto não selecionado
- 11.1) Apenas possível em combinação com o cinto pélvico
- 12.1) Apenas possível em combinação com comprimento tibial de 23 cm a 38 cm
- 12.2) Apenas possível em combinação com comprimento tibial de 15 cm a 22 cm
- 12.3) Apenas possível em combinação com comprimento tibial de 15 cm a 33 cm
- 12.4) Apenas possível em combinação com o comprimento tibial selecionado
- 12.5) Impossível em combinação com o comprimento tibial selecionado
- 16.1) Não se pode combinar com o comando central para mesa
- 16.2) Informação obrigatória em combinação com o comando standard
- 19.1) Apenas é possível um acessório para joystick
- 20.1) Apenas possível em combinação com comprimento tibial <= 32 cm
- 28.1) Impossível em combinação com Alemanha ou Áustria como país de destino
- 28.2) Impossível em combinação com Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, México ou EUA como país de destino
- 45.0) Informação obrigatória em combinação com todos os países de destino exceto Outros países, Argentina, Austrália, Brasil, França, Hong Kong, Japão, Canadá, Colômbia, Coreia, México, Rússia, Suíça, Tailândia, Reino Unido ou EUA
- 45.1) Impossível com Alemanha como país de destino

Cadeira de rodas elétrica infantil *Skippi*. Folha de pedido

Informação



ED 10 Punho reg. em altura, destacável



EC 50 Basculação elétrica



EC 57 Regulação de altura de assento



ED 50 Reclinação elétrica de encosto



EE 37 Almofadas laterais



EB 02 Patim em duas peças



EB 05 Patim único



EB 20 Patins elevatórios



EU 85 Comando standard



EU 06 Comando para mesa




EU 20 Suporte de comando, articulado em paralelo



EU 15 Comando de acompanhante



ES 06 Iluminação completa



ES 63 Arco protetor



EU 08 Luz básica para caminhos



ES 06 Iluminação completa