

Cadeira de rodas leve *Start M2 Flex*

Folha de pedido

Cliente

Nº. de cliente

Nome

Morada

CP / Cidade

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP / Cidade

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Orçamento

Pedido



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Referência: 480F74=4_RW01_C

Equipamento standard

Preço: 756,- €

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Chassis Flex de alumínio em cor antracite metalizado
- Cruzeta dobrável 1,5 na LA 53 cm
- Auxiliar de inclinação integrado no chassis
- Patins em duas peças, articulados
- Plataformas de plástico, reguláveis em ângulo
- Cintos de perna individuais
- Profundidade de assento regulável sem ferramentas
- Resguardos laterais standard, apoios de braço reguláveis em altura, rebatíveis para cima, destacáveis sem necessidade de ferramentas
- Estofos de assento e de encosto de nylon preto
- Encosto com curva lombar
- Punhos antibacterianos
- Rodas traseiras com eixo de extração rápida, 24", 1 3/8" PU maciças
- Cabeça de forqueta regulável
- Aros motores de alumínio anodizado, altos

Dobrável

Carga máx. permitida: 130 kg

Testada contra impactos de acordo com DIN ISO 7176-19

Regulação de fábrica:

- Altura de encosto: 42.5 cm
(regulável a 40 cm, 45 cm e 47.5 cm)

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

Cadeira de rodas leve *Start M2 Flex*

Folha de pedido

Medidas da cadeira de rodas



LA= cm

Largura de assento
Rebordo exterior do chassis –
Rebordo exterior do chassis



PA= cm

Profundidade de assento
Parte frontal do estofo de assento -
Tubo de encosto



AAA= cm

Altura anterior de assento
Solo -
Parte superior do estofo



APA= cm

Altura posterior de assento
Solo -
Parte superior do estofo



AE= cm

Altura de encosto
Parte superior do tubo de assento -
Parte superior do estofo de encosto



CT= cm

Comprimento tibial
Parte superior do estofo
Parte superior da plataforma para pés (centro)

Largura de assento LA em cm						Preço
38	40.5	43	45.5	48	50.5	-
MA105		53*				-

*(com cruzeta dobrável 1,5)

Profundidade de assento PA em cm		Preço
	43 (Intervalo de ajuste: 40,5 - 45,5)	-
MA106	48 (Intervalo de ajuste: 48 - 50,5)	105 €

Rodas dianteiras		Altura anterior de assento (AAA) em cm						
		45	46	47	48	49	50	51
MF06	6" PU maciças							
MF08	7" borracha dura							
MF13	8" PU maciças, largas							

<input checked="" type="checkbox"/> Regulação de fábrica	-
<input type="checkbox"/> Ajuste opcional	86 €

Acessórios chassis		Preço
MA103	Anti-volteio, individual, sem montar	16 €
MA104	Anti-volteio, par, sem montar	35 €
MA58	Porta bengala, esquerdo	39 €
MA57	Porta bengala, direito	39 €
MA102	Porta bengala, sem montar	8 €

Prolongamento distância entre eixos		Preço
MG86	Sim (montado)	50 €
MG46	Não	-

Cadeira de rodas leve *Start M2 Flex*

Folha de pedido

Pneus		Preço
MG35	PU 1 3/8"	-
MG30	Pneumáticos 1 3/8"	130 €
MG31	Schwalbe Right Run 1"	119 €
Acessórios travão		Preço
MH10	Prolongamento do manípulo de travão, montado	42 €
MH23	Prolongamento do manípulo de travão, sem montar	34 €
Sistemas de encosto		Preço
MD09	Standard, com curva lombar	-
MD10	Regulável em ângulo 30°*	333 €
* (incl. MA104, MD58)		
Estofos encosto		Preço
MD04	Standard	-
MD19	Economy Ergo (ajustável em 5 passos)	114 €
Acessório encosto		Preço
MD58	Barra estabilizadora	122 €
Resguardos laterais		Preço
ME01	Standard, apoio de braço 300 mm, longo montado	-
ME05	Regulável em altura, apoio de braço 300 mm	167 €
Acessório resguardos laterais		Preço
ME06	Apoios de braço braço 365 mm, par, sem montar	57 €
Almofadas assento		Preço
MC01	Standard (espessura 5cm)	50 €
MC29	Livo (espessura 5cm)	106 €
MC30	Evoflair (espessura 8cm)	385 €
Comprimento tibial (CT) sem almofada		Preço
	35 (intervalo de ajuste: 35 - 38)	-
	42 (intervalo de ajuste: 39 - 49)	-
Patins		Preço
MB10	Plataformas de plástico, em duas peças, reguláveis em ângulo	-
MB27	Elevatório, esquerdo* **	231 €
MB26	Elevatório, direito* **	231 €
MB25	Elevatórios, par **	459 €
MB22	Patim para amputado, esquerdo*	311 €
MB21	Patim para amputado, direito*	311 €
MB23	Patins para amputados, par	620 €
*MB10 no lado oposto **carga máx. permitida 125kg		
Acessórios patins		Preço
MB72	Cintos de calcanhar, montados	73 €
MB78	Cintos de calcanhar, sem montar	31 €

Cadeira de rodas leve *Start M2 Flex*

Folha de pedido

Apoios de cabeça		Preço
MZ63	incl. kit de montagem, horizontal e vertical, montado	735 €
MZ97	incl. kit de montagem, horizontal e vertical, sem montar	468 €
Outros acessórios		Preço
MZ50	Cinto pélvico com fecho de plástico, montado	76 €
MZ96	Cinto pélvico com fecho de plástico, sem montar	39 €
Protetores de raios		Preço
MG90	Transparentes, montados	155 €
MG105	Transparentes, sem montar	136 €



MA103
Anti-volteio



MB21/22/23
Patim elevatório




MB25/26/27
Patim para amputado




MD10
Encosto regulável em ângulo 30°



MD19
Estofa encosto Economy Ergo



MC29
Livo



MC30
Evoflair