

Cadeira de rodas infantil *StartM6 Junior*

Folha de pedido

Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Orçamento

Pedido

Anexo para fabricação especial



Referência: 480F53=60000_K

Equipamento standard

Preço: 1.091,- €

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Chassis de alumínio dobrável através de cruzeta
- Auxiliar de inclinação integrado
- Patins em duas peças, plataformas de plástico reguláveis em ângulo
- Suportes de patim articulados
- Resguardo lateral standard com apoio de braço regulável em altura
- Estofa de nylon preto
- Design modular
- Rodas de acionamento com eixo de extração rápida
- Travão de manípulo

Dobrável, carga máx. permitida: 90 kg

Testada conta impactos até 75 kg de acordo com a norma DIN ISO 7176-19

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

Indústria Ortopédica Otto Bock Unipessoal, Lda. · T +351 213535587 · F +351 213535590 · info@ottobock.pt · www.ottobock.com/es-es/

Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Cadeira de rodas infantil *StartM6 Junior*

Folha de pedido

Dimensões cadeira de rodas

Largura de assento (LA)	cm	Altura anterior de assento (AAA)	cm
Profundidade de assento (PA)	cm	Altura posterior de assento (APA)	cm
Altura de encosto (AE)	cm	Comprimento tibial (CT) (medida chassis)	cm

Medidas de assento em cm

Largura assento (LA)	28	30.5	33	35.5	38
Profundidade de assento (PA)	31	34	37		

Medidas altura de assento em cm

Altura anterior assento	40	41	42	43	44				
	45	46	47	48	49				
Altura posterior assento		37	38	39	40	41	42	43	44
		45	46	47	48	49			

Tabela alturas assento

Altura anterior assento em cm

Forqueta curta

Diâmetro roda dianteira 5"
Diâmetro roda dianteira 6"

Intervalo de ajuste

40 – 44
43 – 45

Forqueta longa

Diâmetro roda dianteira 5"


44 – 47



Tabela alturas assento

Altura posterior assento em cm

Tamanho roda traseira	Intervalo de ajuste
20"	37 – 43
22"	38 – 45
24"	41 – 49



Os dados acima indicados são teóricos, permite-se um desvio máximo de 1 cm.
A altura anterior depende do tamanho da roda dianteira, da forqueta e da posição de montagem.
Ter em conta a tabela de alturas de assento.

Indicações sem almofada de assento para inclinação = 0°

Máxima inclinação de assento: 3,5 cm.

Cadeira de rodas infantil *StartM6 Junior* Folha de pedido

Acessórios chassis		Preço
MA 55	Anti-volteio direito	25 €
MA 56	Anti-volteio esquerdo	25 €
MA 57	Porta bengala direito	55 €
MA 58	Porta bengala esquerdo	55 €
MA 61	Anti-volteio pendular direito	49 €
MA 62	Anti-volteio pendular esquerdo	49 €



MA 55 / MA 56



MA 61 / MA 62

Rodas dianteiras		Preço
MF 03	5" maciças	-
MF 05	6" pneumáticas (150 x 30)	-
MF 06	6" maciças (150 x 27)	-

Forquetas rodas dianteiras		Preço
MF 80	Longas	-
MF 81	Curtas	-

Tamanho rodas acionamento		Preço
MG 04	20"	-
MG 01	22"	-
MG 02	24"	-

Montagem rodas	
Curta/ativa	Longa/passiva

Jantes roda acionamento		Preço
MG 05	Standard	-
MG 80	Jantes com travão de tambor / acompanhante	402 €

Pneus		Preço
MG 30	Pneumáticos 1 3/8"	-
MG 35	PU maciços 1 3/8"	-

Aros motores		Preço
MG 52	Alumínio anodizado em prata, alto	-
MG 56	Aço inoxidável, polido, alto	59 €

Cadeira de rodas infantil *StartM6 Junior*

Folha de pedido

Acessórios roda acionamento		Preço
MG 87	Bomba alta pressão, 14 bar	118 €
MG 88	Bomba Airman	183 €
Travões		Preço
MH 01	Travão de alavanca standard	-
MH 06	Travão de alavanca para utilizador e acompanhante	254 €
Acessório para travão		Preço
MH 10	Prolongamento da alavanca de travão	31 €
Sistemas encosto		Preço
MD 09	Encosto standard com curva lombar	-
MD 01	Encosto standard reto	-
MD 10	Encosto regulável em ângulo 30º (apenas para altura de encosto 37.5 cm)	248 €
MD 11	Encosto, dobrável (apenas para altura de encosto 37.5 cm)	95 €



MD 10



MD 11

Altura de encosto em cm			
30	32.5	35	37.5

Estofos encosto		Preço
MD 04	Standard	-
MD 05	Regulável	144 €
MD 06	Sem	-

Cadeira de rodas infantil *StartM6 Junior*

Folha de pedido

Punhos		Preço
MD 51	Standard	–
MD 52	Telescópicos (apenas em conjunto com o encosto regulável em ângulo 30°)	213 €
MD 54	Reguláveis em altura, encurvados (apenas em conjunto com o encosto standard reto)	122 €

Acessórios encosto		Preço
MD 23	Suporte torácico lateral, direito	100 €
MD 24	Suporte torácico lateral, esquerdo	100 €
MD 58	Barra estabilizadora	48 €

Resguardos laterais		Preço
ME 01	Resguardos laterais, standard, apoio de braço de 300 mm, curto	–
ME 01	Resguardos laterais, standard, apoio de braço de 300 mm, longo	–
ME 05	Resguardos laterais reguláveis em altura, apoio de braço 300 mm	139 €



MD 54



MD 23 / MD 24



ME 05

Acessórios resguardos laterais		Preço
ME 60	Mesa de terapia	200 €

Estofos assento		Preço
MC 13	Estofa standard	–
MC 06	Sem	–

Almofadas assento		Preço
MC 01	Almofada de assento standard (espessura 5 cm)	113 €
MC 02	Cubic Foam (espessura 5 cm)	170 €
MC 05	EvoLight (espessura 6 cm)	298 €

Comprimento tibial em cm (sem almofada)		Preço
Comprimento tibial (CT) em cm	(intervalo de ajuste 16 cm – 45 cm)	–

Barras para patins		Preço
MB 40	Curta (27 – 40 cm)	–
MB 41	Média (32 – 45 cm)	–

Tenha em conta que os comprimentos tibiais variam no caso dos patins elevatórios.

Cadeira de rodas infantil *StartM6 Junior*

Folha de pedido

Patins		Preço
MB 10	Plataformas para pés em duas peças, reguláveis em ângulo, plástico	-
MB 25	Patins elevatórios, sem ajuste automático de comprimento, par	258 €
MB 26	Patim elevatório, sem ajuste automático de comprimento, direito (inclui patim standard esquerdo)	130 €
MB 27	Patim elevatório, sem ajuste automático de comprimento, esquerdo (inclui patim standard direito)	130 €
MB 20	Plataforma para pés única para comprimento tibial curto	220 €
MB 19	Plataformas para pés em duas peças para comprimento tibial curto	78 €

Acessórios patins		Preço
MB 72	Cinto de calcanhar para plataformas para pés em duas peças	32 €



MB 20



MB 72

Outros acessórios		Preço
MZ 50	Cinto pélvico com fecho de plástico	44 €
MZ 52	Kit de ferramentas	64 €
MZ 53	Apoio de cabeça	122 €
MZ 54	Kit de montagem clínico para apoio de cabeça	127 €
MZ 55	Kit de montagem multiaxial, encurvado para apoio de cabeça	109 €
MZ 70	Kit de transporte para veículos (pontos de ancoragem, carga máx. permitida 75 kg)	390 €

Nota: Por favor, utilize também os formulários de pedido de posicionamento para cadeiras de rodas



MZ 53



MZ 54




MZ 55

Cadeira de rodas infantil *StartM6 Junior*

Folha de pedido

Protetores de raios		Preço
MG 90	Transparentes	153 €
MG 95	Decorados	247 €



MG 95

Cores chassis		Preço
009	Cor de vinho suave brilhante*	191 €
017	Amarelo semáforo RAL 1023*	-
018	Vermelho semáforo RAL 3001*	-
021	Verde maçã brilhante*	191 €
003	Preto profundo**	-
051	Laranja Sol (textura)**	75 €
055	Mirtilo (textura)**	-
058	Verde menta**	75 €
059	Framboesa**	-

* disponível até 06/26

** disponível a partir de 07/26