

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® TDX® SP2 NB LINX® CE**

**Código ISO 12 23 06:** Cadeira de rodas elétrica de tração central com Tecnologia Sure Step para ultrapassar obstáculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de assento Modulite (standard ou telescópico) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LiNX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Largura total da base de tração de 610mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 50Ah.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**            **kg.**

Código	Descrição		P.R.P. €
ARL0000	<input type="checkbox"/>	TDX SP2 NB modelo básico	6.427,00 €
ARV1300	<input type="checkbox"/>	ESPECIAL (SOB CONSULTA)	<input type="checkbox"/>
<b>1. Unidade de Assento MODULITE Standard</b>			
ARL2110	<input type="checkbox"/>	Unidade de Assento MODULITE Standard - placa de assento rígida, largura de 430mm, ajustável de 440 a 480 mm através dos apoios de braços NC 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1719, 2052, 2053, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 0556, 0589, 2113, 1332, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179	◆
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm</b>			
ARL2132	<input type="checkbox"/>	410 mm    NC 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	○
ARL2134	<input type="checkbox"/>	460 mm    (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	◆
ARL2136	<input type="checkbox"/>	510 mm    NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	○
ARL2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensao, a prof assento é reduzida em 10 mm)    NC 2141, 2143, (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152)	○
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>			
ARL2141	<input type="checkbox"/>	Almofada standard, nylon preto, 50mm altura    NC 2111, 2112, 2138, 2152	◆
ARL2142	<input type="checkbox"/>	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)    NC (2121/22/23+2138), (2138+2152/53/54)	120,82 €
ARL2143	<input type="checkbox"/>	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430mm (peso máx. 100kg)    NC 2136, 2121, 2124, 2138	141,83 €
ARL2147	<input type="checkbox"/>	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)    NC (2124+2132), (2121/23/23+2138)	462,16 €
<b>TIPO DE ENCOSTO (NC 0977)    ENCOSTO REMOVÍVEL DE SÉRIE SEM FERRAMENTAS</b>			
ARL2161	<input type="checkbox"/>	Encosto altura 480mm, removível    NC 2111, 2112, 2173, 0977	◆
ARL2171	<input type="checkbox"/>	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 2152	◆
ARL2174	<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)    NC 1445, 2124	790,84 €
ARL2175	<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)    NC 1445, 2124	790,84 €
ARL2176	<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh]    NC 1445, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	752,89 €
ARL2178	<input type="checkbox"/>	Encosto Matrx Elite E2 Profundo, height 500 mm [tecido Mesh]    NC 1445, 1496, 2124	810,80 €



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €	
<b>2. Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou Matrx)</b>			
<b>TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO</b>			
ARL2111	<input type="checkbox"/> Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 550mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/94+2173)	584,27 €	
ARL2112	<input type="checkbox"/> Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 550mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/94+2173)	584,27 €	
<b>LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)</b>			
ARL2121	<input type="checkbox"/> 380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ ARL2183)	NC 2110, 2143, (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	○
ARL2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARL2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC 2110, (2138+2142/2147), 2702, 2704, 2706	○
ARL2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2143, (2111/12+2192/94+2173), (2132+2147), 2702, 2704, 2706	○
ARL2125	<input type="checkbox"/> 550 mm		○
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 560mm (selecionar predefinição de fábrica)</b>			
ARL2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147)(2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARL2134	<input type="checkbox"/> 460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARL2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	○
ARL2138	<input type="checkbox"/> 560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensão, a prof assento é reduzida em 10 mm)	NC 2141, 2143, (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152)	○
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>			
ARL2142	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm) NC (2121/22/23+2138), (2138+2152/53/54)		◆
ARL2143	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124, 2138	141,83 €	
ARL2147	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	NC (2124+2132), (2121/23/23+2138)	462,16 €
ARL2140	<input type="checkbox"/> Sem almofada de assento		○
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>			
ARL2162	<input type="checkbox"/> Altura 540 mm	NC 2110	○
ARL2163	<input type="checkbox"/> Altura 480 mm	NC 2110, 2173	◆
<b>PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO</b>			
ARL2107	<input type="checkbox"/> Tubos de encosto com punhos	NC 2161	◆
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>			
ARL2171	<input type="checkbox"/> Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 2052, 2053, 2152, 2324, 2325, 2327		◆
ARL2179	<input type="checkbox"/> Flex3 Regulável em tensão (longo=540 mm/ curto=480mm) (em combinação com prof assento mais larga, vai ser reduzido 100mm) NC 2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 2324, 2325, 2327	330,50 €	
ARL2173	<input type="checkbox"/> Encosto <b>FLEX 3</b> , ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada <b>Laguna</b> NC 2110, 2161, 2163, 2128 (2111/22+2124+2192/94)	330,50 €	
ARL2174	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 2124	790,84 €
ARL2175	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 2124	790,84 €
ARL2176	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	752,89 €
ARL2178	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx Elite E2 Profundo, height 500 mm [tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124	810,80 €
ARL2168	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx MAC Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral	NC: 1496, 1445	663,00 €



2111



2112

2111  
+2142  
+21712111  
+ 2142  
+ 2173

Vista posterior do Encosto Flex 3 com encosto reclinável elect.



2111 + 2175



Código	Descrição	P.R.P. €
ARL2169	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx MAC HUG com Stamina Fiber Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral NC: 1496, 1445	708,90 €
ARL2170	<input type="checkbox"/> Sem estofo de encosto - apenas os tubos NC 1445, 2324, 2325, 2327	○
<b>ALTURA ENCOSTO MAC</b>		
ARL2380	<input type="checkbox"/> 40.5cm	○
ARL2381	<input type="checkbox"/> 45.5cm	○
ARL2382	<input type="checkbox"/> 50.5cm	○
ARL2383	<input type="checkbox"/> 56cm	○
<b>CONTORNO LATERAL ESQUERDO MAC</b>		
ARL2385	<input type="checkbox"/> 9cm	117,30 €
ARL2386	<input type="checkbox"/> 15cm	142,80 €
ARL2387	<input type="checkbox"/> 23cm	173,40 €
<b>CONTORNO LATERAL DIREITO MAC</b>		
ARL2389	<input type="checkbox"/> 9cm	117,30 €
ARL2390	<input type="checkbox"/> 15cm	142,80 €
ARL2391	<input type="checkbox"/> 23cm	173,40 €
<b>LARGURA MAC</b>		
ARL2394	<input type="checkbox"/> encosto igual à largura assento	○
ARL2395	<input type="checkbox"/> +2,5cm que a largura assento	○
<b>Opções para a Unidade de Ass. Modulite Telescópica</b>		
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO E ENCOSTO (apenas para Modulite c/ Flex3)</b>		
ARL2151	<input type="checkbox"/> Nylon preto NC 2179	◆
ARL2152	<input type="checkbox"/> Tecido negro PU TR26 NC 2141, 2171, (2138+2142)	○
<b>APOIOS DE BRAÇO</b>		
ARL2191	<input type="checkbox"/> T-Arm, reguláveis em altura 245-315mm, prof. e remov. (par) NC 2132+2113, (2134/2136+suporte anca+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARL2181	<input type="checkbox"/> T-Arm destacável (50mm mais alto) NC (2132+2113), (2134/2136+suporte anca+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	330,50 €
ARL2198	<input type="checkbox"/> Ap Braço Almofada envolvente (par) NC 2132, 2195/96/97, 2184/85/86/87/88/89	177,06 €
ARL2183	<input type="checkbox"/> Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184/85/86/87/88/89, (2132+2113)	○
ARL2193	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebatível NC 2110, 1445, 2179	230,16 €
ARL2192	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm) NC 2110, 1445, (2134/2136+suporte anca+0556), (2111/12+2124+2173), 217, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €
ARL2194	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm) NC 2110, 1445, (2134/2136+suporte anca+0556), (2111/12+2124+2173), 2179, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €
<b>ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO</b>		
ARL2195	<input type="checkbox"/> Almofada standard, curta 325mm (par) NC 2198, (2132+1607/1404/1405)	◆
ARL2196	<input type="checkbox"/> Almofada standard, longa 375mm (par) NC 2132, 2198	○
ARL2197	<input type="checkbox"/> Almofada longa Ergonómica 397mm (par) NC 2132, 2198	147,54 €
<b>SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ARL2193 e 2192/4)</b>		
ARL2184	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca esq. 140x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	247,88 €
ARL2185	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca dto. 140x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	247,88 €



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição		P.R.P. €	
ARL2186	<input type="checkbox"/>	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	247,88 €
ARL2187	<input type="checkbox"/>	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	247,88 €
ARL2188	<input type="checkbox"/>	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	247,88 €
ARL2189	<input type="checkbox"/>	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	247,88 €
<b>HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA</b>				
ARL2164	<input type="checkbox"/>	Montagem para ajuste em altura 155mm		○
ARL2165	<input type="checkbox"/>	Montagem para ajuste em altura 206mm		○
<b>APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA</b>				
ARL1350	<input type="checkbox"/>	Apoio de pescoço regulável em profundidade		212,47 €
ARL1432	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça com abas laterais, ajustável		230,16 €
ARL1427	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça, c/ apoio das maçãs do rosto		247,88 €
ARL2324	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170		◆
ARL2325	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170		383,61 €
ARL2327	<input type="checkbox"/>	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170		531,17 €
ARL1496	<input type="checkbox"/>	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178		○
ARL1495	<input type="checkbox"/>	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)		○
<b>APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)</b>				
ARL1445	<input type="checkbox"/>	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável NC 2170/71/74/75/76, 2192/93/94		230,16 €
<b>Regulações da Unidade de Assento Modulite Standard e Modular</b>				
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO (ver tabela de medidas na última página)</b>				
ARL1091	<input type="checkbox"/>	Basculação manual 0 - 8,5°	NC 0364	◆
ARL1092	<input type="checkbox"/>	Basculação Eléctrica 0 - 20° (peso máx. Utilizador 136 Kg)	NC 2110, 2202	672,80 €
ARL1095	<input type="checkbox"/>	Basculação Eléctrica 0 - 20° Heavy Duty (peso máx. Utilizador 150 Kg) NC 2110, 2202		737,73 €
ARL1093	<input type="checkbox"/>	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30° (peso máx. utilizador 160 kg)	NC 2110, 0354, 0364, 2202	861,66 €
ARL1094	<input type="checkbox"/>	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Eléctrica c/ compensação COG 0°-30°	NC 2110, 1638, 1639, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2202	1.888,56 €
ARL2052	<input type="checkbox"/>	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 50° (peso máx. utilizador 136kg)	NC: 2201	1.245,42 €
ARL2053	<input type="checkbox"/>	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Eléctrica c/ compensação COG 0°-45° (peso máx. utilizador 136kg)	NC:2201	2.582,64 €
<b>ALTURA ASSENTO-CHÃO (apenas se opções 1092 ou 1095 selecionadas)</b>				
ARL0354	<input type="checkbox"/>	Altura de assento 450 mm		◆
ARL0364	<input type="checkbox"/>	Altura de assento 475 mm	NC 1091	○
<b>OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 e 1094)</b>				
ARL2054	<input type="checkbox"/>	Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5° - reduz basculação posterior em 5°	NC 1091, 1092, 1095, (1094+0556/0589)	354,10 €
<b>RECLINAÇÃO DO ENCOSTO</b>				
ARL0975	<input type="checkbox"/>	Reclinação Manual 0°-30°	ENCOSTO DESMONTÁVEL SEM FERRAMENTAS	◆
ARL0977	<input type="checkbox"/>	Reclinação Eléctrica 0°-30°	ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS NC 2110	619,69 €



1432



1427



0975



0977

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>Apoios de Pernas e Pés</b>		
<b>APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gêmeos e patim ajust. em angulo)</b>		
ARL0556	<input type="checkbox"/> Central elevação manual	NC (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2110, (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)
ARL0589	<input type="checkbox"/> Central elevação eléctrica com compensação	NC 2110, (1094+2054)
1.859,05 €		
<b>APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)</b>		
ARL0526	<input type="checkbox"/> Standard 80°	NC 0504
ARL0503	<input type="checkbox"/> Apoio de pernas Vari F	
ARL0533	<input type="checkbox"/> Apoio de pernas Vari A - elevatório manual	NC 0512
295,10 €		
ARL0531	<input type="checkbox"/> Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80°	NC 0512, 1801
885,27 €		
<b>TIPO DE PATIM (par)</b>		
ARL0512	<input type="checkbox"/> Patins Fixos	NC 0533, 0531
ARL0504	<input type="checkbox"/> Patins reguláveis em ângulo	NC 0526
118,03 €		
ARL0513	<input type="checkbox"/> Patins reguláveis em ângulo e profundidade	
177,06 €		
<b>Tipo de Comando e Eletrónica LINX</b>		
<b>COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE</b>		
ARL2203	<input type="checkbox"/> Comando LINX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 1437, 2231, 2232, 2270
ARL2204	<input type="checkbox"/> Comando LINX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ ASA1437)	NC 2231, 2232, 2270
ARL2205	<input type="checkbox"/> Comando LINX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220
932,48 €		
ARL2206	<input type="checkbox"/> Comando LINX Rehab DLX-REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 1709, 1710, 2220, 2270
1.534,46 €		
ARL1207	<input type="checkbox"/> Suporte standard dto.	NC 1404
ARL1208	<input type="checkbox"/> Suporte standard esq.	NC 1405
ARL1707	<input type="checkbox"/> Rebatível dta.	NC 1404
ARL1708	<input type="checkbox"/> Rebatível esq.	NC 1405
ARL1709	<input type="checkbox"/> Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita	NC: 2207, 2213, 1404
357,00 €		
ARL1710	<input type="checkbox"/> Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda	NC: 2208, 2214, 1405
357,00 €		
ARL2227	<input type="checkbox"/> Suporte direito, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 2128
141,64 €		
ARL2228	<input type="checkbox"/> Suporte esquerdo, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 2128
141,64 €		
<b>OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400</b>		
ARL2270	<input type="checkbox"/> 2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	
141,64 €		
<b>HARDWARE DE MONTAGEM PARA LINX REHAB DLX-REM500</b>		
ARL2209	<input type="checkbox"/> Multiajustável, rebatível à direita	NC (2251+2217), 1404, 1415
ARL2210	<input type="checkbox"/> Multiajustável, rebatível à esquerda	NC (2251+2218), 1405, 1339
ARL2213	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415
708,21 €		
ARL2214	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339
708,21 €		
<b>COMANDO DUPLO LINX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)</b>		
ARL2220	<input type="checkbox"/> Comando duplo LINX (DLX-REM050 como comando secundário)	NC 2205, 2206, 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204), 2128
873,46 €		



Encosto Rebatível



0533 0513

LINX®



REM211



1709/1710



REM050



2219

Código	Descrição	P.R.P. €
ARL2219	<input type="checkbox"/> Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2227, 2228 873,46 €
ARL1207	<input type="checkbox"/> Suporte acompanhante std montado dta.	NC 2245 ○
ARL1208	<input type="checkbox"/> Suporte acompanhante std montado esq.	NC 2245 ○
ARL1221	<input type="checkbox"/> Suporte acompanhante destacavel, montado dta	NC 2219, 2220 141,64 €
ARL1222	<input type="checkbox"/> Suporte acompanhante destacavel, montado esq	NC 2219, 2220 141,64 €
<b>LINX - COMANDOS COMPACTOS &amp; SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)</b>		
ARL2231	<input type="checkbox"/> Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204 708,21 €
ARL2232	<input type="checkbox"/> Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204 1.003,30 €
ARL2207	<input type="checkbox"/> Montagem à dta.	NC 1404+(1207/1707+2204/2205/2206), (2251+2217) ○
ARL2208	<input type="checkbox"/> Montagem à esq.	NC 1405+(1208/1708+2204/2205/2206), (2251+2218) ○
ARL2213	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/177+2205), (2209/2213+2206) 708,21 €
ARL2214	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206) 708,21 €
<b>LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES</b>		
ARL2251	<input type="checkbox"/> Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	607,88 €
ARL2217	<input type="checkbox"/> Suporte dto., montado para o utilizador	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207) 63,04 €
ARL2218	<input type="checkbox"/> Suporte esq., montado para o utilizador	NC 2210, 2214, (2231/2232+2208) 63,04 €
ARL2227	<input type="checkbox"/> Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128 141,64 €
ARL2228	<input type="checkbox"/> Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128 141,64 €
ARL2252	<input type="checkbox"/> Cabo para entrada "jack" - modo condução e função	112,13 €
<b>ACESSÓRIOS LINX (fornecidos, não montados)</b>		
ARL2253	<input type="checkbox"/> Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A	NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 212,47 €
ARL2207	<input type="checkbox"/> Montagem à dta.	○
ARL2208	<input type="checkbox"/> Montagem à esq.	○
<b>BOTÕES BUDDY (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)</b>		
ARL1685	<input type="checkbox"/> Vermelho	118,03 €
ARL1686	<input type="checkbox"/> Amarelo	118,03 €
ARL1687	<input type="checkbox"/> Verde	118,03 €
ARL1690	<input type="checkbox"/> Azul	118,03 €
<b>EGG SWITCH (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)</b>		
ARL2254	<input type="checkbox"/> Egg switch, preto	- €
<b>BOTÕES PIKO (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)</b>		
ARL1711	<input type="checkbox"/> Vermelho	129,85 €
ARL1712	<input type="checkbox"/> Amarelo	129,85 €
ARL1713	<input type="checkbox"/> Verde	129,85 €
ARL1714	<input type="checkbox"/> Laranja	129,85 €
ARL1715	<input type="checkbox"/> Azul	129,85 €
ARL1716	<input type="checkbox"/> Preto	129,85 €
<b>MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT</b>		
ARL2721	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	118,03 €
ARL2722	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	118,03 €
ARL2723	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	118,03 €
ARL2724	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	147,54 €
<b>Opções da Unidade de Tracção/Condução</b>		
<b>COR CHASSIS</b>		
ARL2640	<input type="checkbox"/> Preto Obsidiano	○



2231  
2232



2251



2253



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de arco palmar



Manípulo em forma de cogumelo

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €	
ARL2641	<input type="checkbox"/> Vermelho Rubi	○	
ARL2642	<input type="checkbox"/> Púrpura	○	
ARL2643	<input type="checkbox"/> Azul	○	
ARL2644	<input type="checkbox"/> Azul Ártico	○	
<b>COR DOS AROS DAS JANTES</b>			
ARL2650	<input type="checkbox"/> Preto Obsidiano	○	
ARL2651	<input type="checkbox"/> Vermelho Rubi	○	
ARL2652	<input type="checkbox"/> Púrpura	○	
ARL2653	<input type="checkbox"/> Azul	○	
ARL2654	<input type="checkbox"/> Azul Ártico	○	
<b>FORQUETAS</b>			
ARL2631	<input type="checkbox"/> Forqueta única	◆	
ARL2632	<input type="checkbox"/> Forqueta dupla	○	
<b>RODAS DE TRACÇÃO</b>			
ARL0704	<input type="checkbox"/> 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas	◆	
ARL0705	<input type="checkbox"/> 14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas	○	
ARL0706	<input type="checkbox"/> 14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas	○	
<b>Opções De Performance</b>			
<b>TIPO DE MOTOR</b>			
ARL1282	<input type="checkbox"/> Motor 6 km/h, 4 polos	◆	
ARL1283	<input type="checkbox"/> Motor 10 km/h, 4 polos (peso máx. utilizador: 150kg)	295,10 €	
<b>TIPO DE BATERIAS</b>			
ARL1257	<input type="checkbox"/> 50 Ah Gel	◆	
<b>Acessórios De Performance</b>			
<b>TECNOLOGIA G-TRAC</b>			
ARL1215	<input type="checkbox"/> Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!	737,73 €	
<b>CARREGADOR DE BATERIAS</b>			
ARL1343	<input type="checkbox"/> Carregador OptiCharge 8A	◆	
ARL1313	<input type="checkbox"/> Carregador OptiCharge 10A		
ARL1389	<input type="checkbox"/> Carregador 10A	413,13 €	
<b>Opções de Segurança</b>			
<b>KIT DE LUZES</b>			
ARL1254	<input type="checkbox"/> Sem Kit de Luzes	◆	
ARL1437	<input type="checkbox"/> Luzes LED com piscas 30 Lux	NC 1638, 2203, 2202, 2221	483,95 €
ARL2837	<input type="checkbox"/> Luzes LED extra brilho com piscas 60 Lux		578,38 €
<b>Acessórios De Segurança</b>			
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>			
ARL1493	<input type="checkbox"/> 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆	
ARL1494	<input type="checkbox"/> 4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça - ver opções abaixo) NC 2128	○	
<b>CINTO PÉLVICO</b>			
ARL1329	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	56,21 €	
ARL2113	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telesc.) NC 2110, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2191+2132)	56,21 €	
ARL1332	<input type="checkbox"/> Cinto em H	188,85 €	
<b>CINTOS PÉLVICOS BODYPONT</b>			
ARP2701	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	147,54 €	
ARP2702	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	147,54 €	
ARP2703	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	129,85 €	
ARP2704	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	129,85 €	
ARP2705	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	106,23 €	
ARP2706	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	106,23 €	
<b>ESPELHO RETROVISOR</b>			
ARL1415	<input type="checkbox"/> Retrovisor direito	NC 2209, 2213	70,82 €
ARL1339	<input type="checkbox"/> Retrovisor esquerdo	NC 2210, 2214	70,82 €



G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajetória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button

Código	Descrição	P.R.P. €	
<b>Acessórios</b>			
<b>GANCHOS PARA SUPORTE MOCHILA</b>			
ARL2128	<input type="checkbox"/> Ganchos para mochila (apenas no Modulite telescópico) NC 1494, 2173, 2179, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245	118,03 €	
<b>MESA/TABULEIRO</b>			
ARL1404	<input type="checkbox"/> Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214	
ARL1405	<input type="checkbox"/> Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214	
<b>FABRICO ESPECIAL</b>			
<b>ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).</b>			
ARV1300	<input type="checkbox"/> Especial		
<b>PREÇO TOTAL</b>			
TABELA ALTURA ASSENTO-CHÃO DE ACORDO UN. DE ASSENTO			
	Altura Assento-Chão (mm)		
	Modulite Standard 2110	Modulite Modular 2111	Modulite Modular 2112
1091 - Basculação Manual	450	450	480
1092/1095 - Basc. Eléctrica 0-20°	NC	450 / 475	480 / 505
1093 - Basc. Eléctrica 0-30° COG	NC	475	505
1094 - Basc. Com elev. de Ass.	NC	475	505



2128