

## P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

### Invacare® AVIVA RX 20



**Código ISO 12 23 06:** Cadeira de rodas elétrica de tração traseira com largura mínima da base de 56cm, sistema de suspensão CTC por sinobloco ajustável e definido de acordo com peso do utilizador; Rodas traseiras de 14" e dianteiras de 8" maciças (para contextos interiores) ou 9" pneumáticas (para contextos exteriores); Alta manobrabilidade com raio de viragem de 753mm); Unidade de Assento standard (largura entre 38 e 43cm) ou telescópico (largura ajustável entre 33 e 53cm) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm; Eletrónica LiNX Simply Smart, extensível com bluetooth integrado e programável sem fios, com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador com opções de comandos especiais; Motores de 4 polos (340W) e baterias 60Ah Gel  
Várias opções de sistema de posicionamento Matrx para o assento e encosto e apoios Matrx ELAN para posicionamento da cabeça.  
Peso max utilizador: 136Kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**      **kg.**

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
<b>AVIVA RX BASE</b>			
JCB0000	<input type="checkbox"/> <b>AVIVA RX 20</b>	Peso máx do utilizador até 136 kg Inclui de potência de 75A + baterias mínimas de 52Ah	5.836,87 €
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input type="checkbox"/> Não		
JBX1300	<input type="checkbox"/> Fabrico especial	Tempo de entrega: + 10 dias	Sob Consulta
<b>CHASSIS AVIVA RX</b>			
Medido no ponto mais exterior da unidade motriz, rodas de tração			
JCB2810	<input checked="" type="checkbox"/> Chassis Estreito (560 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>UNIDADE DE ASSENTO</b>			
JCB2105	<input checked="" type="checkbox"/> Unidade de Assento MODULITE Standard	Largura fixa	NC 2052, 2053, 2128, 2113, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401
<b>PLACA DE ASSENTO</b>			
JCB2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa de Assento rígida	(Largura ajustável através dos apoios de braço)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LARGURA DE ASSENTO PARA UNIDADE DE ASSENTO MODULITE STANDARD</b>			
Ajuste + 50 mm através dos apoios de braços			
JCB2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	Pode ser reduzida para 330 mm com apoios de braço Inrigged	NC 2141, 2174, 2175, 2176
JCB2122	<input checked="" type="checkbox"/> 430 mm	Pode ser reduzida para 380 mm com apoios de braço Inrigged	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm</b>			
JCB2132	<input type="checkbox"/> 410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2195+ 1404/ 1405)
JCB2134	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
JCB2136	<input type="checkbox"/> 510 mm		<input type="checkbox"/>
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>			
Tamanhos de acordo com a unidade de assento			
JCB2141	<input checked="" type="checkbox"/> Almofada standard, espuma 50mm altura, capa nylon preto		NC 2121, 2155
JCB2142	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)		120,82 €
JCB2143	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG		157,59 €
JCB2147	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de Entrega: + 4 dias	462,16 €
JCB2140	<input type="checkbox"/> Sem almofada		<input type="checkbox"/>
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>			
JCB2161	<input checked="" type="checkbox"/> Encosto altura 480mm, destacável (sem ferramentas)	Para encosto em Tensão e encostos Matrx	<input checked="" type="checkbox"/>



2147

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
<b>ESTOFO DO ENCOSTO</b>			
JCB2171	<input checked="" type="checkbox"/> Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	CURTO = 480 mm / 7 faixas de ajuste medido da placa de assento até ao topo do estofado de encosto	NC 2155, 2230, 2247
JCB2174	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121
JCB2175	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121
JCB2176	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Elite E2 (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121
JCB2178	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Elite E2 profundo (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121
JCB2170	<input type="checkbox"/> Sem estofado de encosto		NC 2230, 2247
<b>COR DO ESTOFO DE ENCOSTO</b>			
JCB2151	<input checked="" type="checkbox"/> Tecido Preto, Nylon nas laterais e faixa central em tecido perfurado, respirável		
JCB2155	<input type="checkbox"/> Tecido Preto Spacer (microperfurado)		
<b>APOIOS DE BRAÇO (par)</b>			
JCB2191	<input checked="" type="checkbox"/> Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 245 - 315 mm	
JCB2181	<input type="checkbox"/> Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura (mais altos)	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 295 - 365 mm	
JCB2198	<input type="checkbox"/> Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199
JCB2183	<input type="checkbox"/> Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)		
JCB2190	<input type="checkbox"/> Sem apoios de braço		
<b>ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)</b>			
JCB2195	<input checked="" type="checkbox"/> Almofada standard, curta 325mm		NC 2198, (2132+ 1404 /1405)
JCB2196	<input type="checkbox"/> Almofada standard, longa 375mm		NC 2132, 2198
JCB2197	<input type="checkbox"/> Almofada longa Ergonómica 397mm		NC 2132, 2198, 2230, 2247
JCB2199	<input type="checkbox"/> Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)		NC 2198
<b>APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA</b>			
JCB1350	<input type="checkbox"/> Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		NC 2230, 2247
JCB1432	<input type="checkbox"/> Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		NC 2230, 2247
JCB1427	<input type="checkbox"/> Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temporo-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		NC 2230, 2247
JCB2324	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247
JCB2325	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247
JCB2327	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247
JCB1495	<input type="checkbox"/> Sem apoio de cabeça		



2171



2176

2178




2191

2198



2199



1432

1427



2324



2325



2327

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO</b>				
JCB1091	<input checked="" type="checkbox"/> Basculação manual	0 - 15°	NC 1401	◆
JCB1092	<input type="checkbox"/> Basculação Eléctrica	0 - 20°	NC 1401, 2201	672,80 €
<b>ALTURA ASSENTO-CHÃO</b>				
Medida sem almofada de assento e a 0º				
JCB2857	<input type="checkbox"/> Altura de assento 435 mm			○
JCB2858	<input checked="" type="checkbox"/> Altura de assento 460 mm			◆
JCB2859	<input type="checkbox"/> Altura de assento 485 mm			○
<b>RECLINAÇÃO DO ENCOSTO</b>				
JCB0975	<input checked="" type="checkbox"/> Reclinação Manual (ajustável em incrementos de 3,75°)	90° - 120°		◆
<b>UNIDADE DE ASSENTO MODULITE TELESCÓPICA</b>				
<b>TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO</b>				
JCB2111	<input type="checkbox"/> Plataforma <b>TELESCÓPICA</b> , com calhas laterais e placa de assento <b>rígida</b> ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.			584,27 €
JCB2112	<input type="checkbox"/> Plataforma <b>TELESCÓPICA</b> , com calhas laterais e faixas reguláveis em <b>tensão</b> ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.			584,27 €
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>				
+50mm através dos apoios de braços				
JCB2121	<input type="checkbox"/> 380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ apoios de braço inrigged)		NC 2701, 2703, 2705, (0977 +2285/2283/ 2287)	○
JCB2122	<input type="checkbox"/> 430 mm		NC 2701, 2703, 2705,	◆
JCB2123	<input type="checkbox"/> 480 mm		NC 2702, 2704, 2706	○
<b>KIT BODYFIT</b>				
JCB2106	<input type="checkbox"/> Kit Bodyfit (para combinação com sistema de posicionamento para redução das forças de fricção e cisalhamento)	Aumenta a largura dos tubos do encosto em + 2,54cm de cada lado	NC , 2192, 2194	177,06 €
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>				
Ajustável na calha de assento				
JCB2132	<input type="checkbox"/> 410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2191 /2181/ 2183+ 2113), (2195 +1404/1405), (2191/ 2181/ 2192/ 2194 +2184/ 2185/ 2186 /2187/ 2188/ 2189+ 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
JCB2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		NC (2191 /2181 /2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆
JCB2136	<input type="checkbox"/> 510 mm		NC 2143	○
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>				
Tamanhos de acordo com a unidade de assento				
JCB2142	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm)			◆
JCB2143	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG (peso máx. 100kg)		NC 2136	157,59 €
JCB2147	<input type="checkbox"/> Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de entrega: + 4 dias		462,16 €
JCB2140	<input type="checkbox"/> Sem almofada de assento			○
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>				
Inclui punhos				



2111



2112



Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCB2163	<input type="checkbox"/> Encosto Curto - Altura 480 mm	Para encosto regulável em tensão/ encostos MatrX, medido desde a plataforma do assento até ao topo do estofo Sistema de Ajuste de Largura	NC 2173	◆
JCB2162	<input type="checkbox"/> Encosto Longo - Altura 540 mm	Para encostos Flex 3 / regulável em tensão/ encostos MatrX, medido desde a plataforma do assento até ao topo do estofo Sistema de Ajuste de Largura		○
<b>(Selecionar apenas se não pretende punhos no encosto)</b>				
JCB2108	<input type="checkbox"/> Sem Punho para Tubos de Encosto		NC 1307,1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	○
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>				
JCB2171	<input type="checkbox"/> Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	Para encosto Curto: 7 faixas ajustáveis em tensão Para encosto Longo: 8 faixas ajustáveis em tensão	NC 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247 (2273+1093/1094)	◆
JCB2179	<input type="checkbox"/> Flex3 Regulável em tensão	Medida do Encosto (desde a plataforma de assento té tipo do estofo) 54cm	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247	330,50 €
JCB2173	<input type="checkbox"/> Encosto FLEX 3 LAGUNA, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna		NC 2163, 2128, (+2192/2194)	330,50 €
JCB2174	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496	790,84 €
JCB2175	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496	790,84 €
JCB2176	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Elite E2 (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496	752,89 €
JCB2178	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX Elite E2 Profundo (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação) [tecido Mesh]		NC 1445, 1496	810,80 €
JCB2168	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX MAC	Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral		663,00 €
JCB2169	<input type="checkbox"/> Encosto MatrX MAC HUG com Stamina Fiber	Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral		708,90 €
JCB2170	<input type="checkbox"/> Sem estofo de encosto - apenas os tubos		NC 1445, 1496, 2230, 2247	○
<b>ALTURA ENCOSTO MAC</b>				
JCB2380	<input type="checkbox"/> 40.5cm			○
JCB2381	<input type="checkbox"/> 45.5cm			○
JCB2382	<input type="checkbox"/> 50.5cm			○
JCB2383	<input type="checkbox"/> 56cm			○
<b>CONTORNO LATERAL ESQUERDO MAC</b>				
JCB2385	<input type="checkbox"/> 9cm			117,30 €
JCB2386	<input type="checkbox"/> 15cm			142,80 €
JCB2387	<input type="checkbox"/> 23cm			173,40 €
<b>CONTORNO LATERAL DIREITO MAC</b>				
JCB2389	<input type="checkbox"/> 9cm			117,30 €
JCB2390	<input type="checkbox"/> 15cm			142,80 €
JCB2391	<input type="checkbox"/> 23cm			173,40 €
<b>LARGURA MAC</b>				
JCB2394	<input type="checkbox"/> encosto igual à largura assento			○
JCB2395	<input type="checkbox"/> +2,5cm que a largura assento			○



2173



2174/2175

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
<b>COR DO ESTOFO DE ENCOSTO</b>			
JCB2151	<input type="checkbox"/> Tecido Preto, Nylon nas laterais e faixa central em tecido perfurado, respirável	NC 2179	◆
JCB2152	<input type="checkbox"/> Estofado de Encosto em tecido facilmente lavável, cinzento escuro	NC 2171	○
JCB2155	<input type="checkbox"/> Preto Spacer (microperfurado)	NC 2171, 2179	○
<b>APOIOS DE BRAÇO (par)</b>			
JCB2191	<input type="checkbox"/> Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 245-315 mm	NC (2132+ 2113); (2132/ 2134+ 2184 /2185 /2186 /2187 /2188/2189+ 2253)	◆
JCB2181	<input type="checkbox"/> Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 290-365 mm (mais altos)	NC (2132+ 2113); (2132/ 2134+ 2184 /2185/ 21 86/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	○
JCB2198	<input type="checkbox"/> Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	177,06 €
JCB2183	<input type="checkbox"/> Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	88,53 €
JCB2193	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebatíveis (peso utilizador max. 150 kg)	NC 1445, 2179	230,16 €
JCB2192	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 1445, 2179, 2106 (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €
JCB2194	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 1445, 2179, 2106 (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €
JCB2190	<input type="checkbox"/> Sem apoio de braços		○
<b>ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)</b>			
JCB2195	<input type="checkbox"/> Almofada standard, curta 325mm	NC 2198, (2132 + 1404/1405)	◆
JCB2196	<input type="checkbox"/> Almofada standard, longa 375mm	NC 2132, 2198	○
JCB2197	<input type="checkbox"/> Almofada longa Ergonómica 397mm	NC 2132, 2198, 2230, 2247	147,54 €
JCB2199	<input type="checkbox"/> Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)	NC 2198	247,88 €
<b>SUPORTES DE ANCA ESQ.</b>			
Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes			
JCB2184	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/ 2134+2191/ 2181/ 2192/ 2194+2253)	247,88 €
JCB2186	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/ 2181/2192/2194+2 253)	247,88 €
JCB2188	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2 134+2191/2181/2192/ 2194+2253)	247,88 €
<b>SUPORTES DE ANCA DIREITO</b>			
Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes			
JCB2185	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2 134+2191/2181/2192/ 2194+2253)	247,88 €
JCB2187	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2 134+2191/2181/2192/ 2194+2253)	247,88 €



2191



2183



2192



2193



2195

2196

2197



2199



2184-2189

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCB2189	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)		247,88 €
<b>HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA</b>				
JCB2164	<input type="checkbox"/> Montagem para ajuste em altura 155mm			○
JCB2165	<input type="checkbox"/> Montagem para ajuste em altura 206mm			◆
<b>APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA</b>				
JCB1350	<input type="checkbox"/> Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247		212,47 €
JCB1432	<input type="checkbox"/> Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247		230,16 €
JCB1427	<input type="checkbox"/> Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temporo-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247		247,88 €
JCB2324	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247		377,72 €
JCB2325	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247		383,61 €
JCB2327	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247		531,17 €
JCB1496	<input type="checkbox"/> Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178		137,89 €
JCB1495	<input type="checkbox"/> Sem Apoio de Cabeça - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm			○
<b>APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)</b>				
JCB1445	<input type="checkbox"/> Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178, 2192, 2193, 2194		230,16 €
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO</b>				
JCB1091	<input type="checkbox"/> Basculação manual	0° - 15°	NC 1401, 2054	◆
JCB1092	<input type="checkbox"/> Basculação Eléctrica	0 - 20°	NC 1401, 2054, 2201	672,80 €
JCB1093	<input type="checkbox"/> Basculação eléctrica c/ compensação COG	0 - 30°	NC 1401, 2201, 2171/0975+ 2273)	861,66 €
JCB1094	<input type="checkbox"/> Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Eléctrica c/ compensação COG 0°-30°	(configuração equipada com Power Module 120 A)	NC 1494, 2201, 2220, (2171/ 0975+ 2273), 1910, 1912	2.124,63 €
JCB2052	<input type="checkbox"/> Basculação eléctrica c/ compensação COG	0 - 50°	NC: 1401, 2201, 2171	1.245,42 €
JCB2053	<input type="checkbox"/> Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Eléctrica c/ compensação COG 0°-45°		NC: 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	2.582,64 €
<b>ALTURA ASSENTO-CHÃO</b>				
Medida sem almofada de assento e a 0°				
JCB2857	<input type="checkbox"/> Altura de assento 435 mm			◆
JCB2858	<input type="checkbox"/> Altura de assento 460 mm	NC 2054		○
JCB2859	<input type="checkbox"/> Altura de assento 485 mm	NC 2054		○
<b>OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se seleccionou as opções 1093 e 1094)</b>				
JBX2054	<input type="checkbox"/> Basculação anterior 5° - reduz basculação posterior em 5°	NC 1091, 1092, 2858, 2859,		177,06 €
<b>RECLINAÇÃO DO ENCOSTO</b>				
JCB0975	<input type="checkbox"/> Reclinação Manual	90° - 120°	NC (1093/ 1094+ 2273)	◆
JCB0977	<input type="checkbox"/> Reclinação Eléctrica	30°	NC 2201, (2121 + 2285/ 2283/ 2287)	619,69 €
<b>APOIOS DE PERNAS E PÉS</b>				
<b>APOIO DE PERNAS (PAR)</b>				
JCB0526	◆ Standard 80°	Ajuste comprimento perna: 350 - 450 mm	NC 0504	◆
JCB0503	<input type="checkbox"/> Apoio de pernas Vari F, ajustável em ângulo com ferramentas 0-70°	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm		○



2324



2325



1445



0975

0977



0526



0503

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB0533	<input type="checkbox"/> Apoio de pernas Vari A, ajustável em ângulo com manípulo 0-70° - inclui sup. gêmeos	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512 295,10€
JCB0531	<input type="checkbox"/> Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80° (inclui almofada suporte gêmeos)	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512, 2201 885,27 €
JCB0501	<input type="checkbox"/> Sem apoios de pernas		NC 0512, 0504, 0513 ○
<b>TIPO DE PATIM (par)</b>			
JCB0512	<input checked="" type="checkbox"/> Patins Fixos		NC 0501, 0533, 0531 ◆
JCB0504	<input type="checkbox"/> Patins reguláveis em ângulo		NC 0501, 0526 118,03 €
JCB0513	<input type="checkbox"/> Patins reguláveis em ângulo e profundidade		NC 0501 177,06 €
<b>TIPO DE COMANDO E ELETRÓNICA LINX</b>			
<b>COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE</b>			
JCB2201	<input checked="" type="checkbox"/> Comando LiNX - DLX-REM110: 1 perfil de condução		NC 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, , 0539, 0549, 0531; (2220 + 1283), 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, , ◆
JCB2203	<input type="checkbox"/> Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas		NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258 ○
JCB2204	<input type="checkbox"/> Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ JCB1437)		NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258 ○
JCB2205	<input type="checkbox"/> Comando LiNX Rehab DLXREM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch		NC 2220 932,48 €
JCB2206	<input type="checkbox"/> Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch		NC 1709, 1710, 2220, 2270 1.534,46 €
<b>OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400</b>			
JCB2270	<input type="checkbox"/> 2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade		NC 2201, 2203, 2204, 2206 141,64 €
<b>COMANDO PRIMÁRIO E POSIÇÃO DE MONTAGEM</b>			
JCB1207	<input type="checkbox"/> Suporte standard montado direita		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 ○
JCB1208	<input type="checkbox"/> Suporte standard montado esquerda		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 ○
JCB1707	<input checked="" type="checkbox"/> Rebatível dta.		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 ◆
JCB1708	<input type="checkbox"/> Rebatível esq.		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 ○
JCB1709	<input type="checkbox"/> Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita		NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404 357,00 €
JCB1710	<input type="checkbox"/> Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda		NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405 357,00 €
JCB2209	<input type="checkbox"/> Multiajustável, rebatível à direita (apenas para REM500)		NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404 ○
JCB2210	<input type="checkbox"/> Multiajustável, rebatível à esquerda (apenas para REM500)		NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405 ○



0533



0513



REM211

REM216



REM400



REM500



2270



1709/1710

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB2213	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	708,21 €
JCB2214	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	708,21 €
JCB2227	<input type="checkbox"/> Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	141,64 €
JCB2228	<input type="checkbox"/> Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	141,64 €
JBX2239	<input type="checkbox"/> Montagem individual, por pedido (Especial)	Requere informação adicional	sob consulta
<b>COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE</b>			
JCB2220	<input type="checkbox"/> Comando duplo LiNX (DLXREM050 como comando secundário)	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201 +1283), 2227, 2228	873,46 €
JCB2219	<input type="checkbox"/> Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)	NC 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	873,46 €
JCB2245	<input type="checkbox"/> Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO)	NC 2201, 2108, 2259, 2260	1.652,49 €
JCB2259	<input type="checkbox"/> Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante	NC 2291, 2245, 1312	○
JCB2260	<input type="checkbox"/> Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante	NC 2292, 2245, 1363	○
JCB1221	<input type="checkbox"/> Suporte destacável à direita, para posição de acompanhante	NC 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	141,64 €
JCB1222	<input type="checkbox"/> Suporte destacável à esquerda, para posição de acompanhante	NC 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	141,64 €
<b>LiNX - COMANDOS COMPACTOS &amp; SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)</b>			
JCB2231	<input type="checkbox"/> Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)	NC 2201, 2203, 2204	743,62 €
JCB2232	<input type="checkbox"/> Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2201, 2203, 2204	826,24 €
JCB2207	<input type="checkbox"/> Montagem à dta.	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○
JCB2208	<input type="checkbox"/> Montagem à esq.	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○
JCB2265	<input type="checkbox"/> Montagem Central, rebatível para a direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	708,21 €
JCB2266	<input type="checkbox"/> Montagem Central, rebatível para a esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	708,21 €
JBX2215	<input type="checkbox"/> Montagem individual, por pedido (Especial)	Requere informação adicional	sob consulta
<b>COMANDOS ALTERNATIVOS</b>			
<b>COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>			
JCB2230	<input type="checkbox"/> Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis	NC 2201, 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.606,66 €
JCB2247	<input type="checkbox"/> Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis	NC 2201, 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	6.609,96 €
<b>ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM</b>			
JCB2249	<input type="checkbox"/> Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)		531,17 €
JCB2250	<input type="checkbox"/> Emulador de Rato wireless (ASL558)		1.062,31 €


REM05C




2219



2245

2231  
2232

2230



2247

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
<b>LINX - COMANDOS PROPORCIONAIS COM TPI E BRACKETS (Requer o REM400/500 como comando principal)</b>			
JCB2233	<input type="checkbox"/> Comando Mini Proporcional MEC (MEC ASL130)	NC 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	4.131,22 €
JCB2240	<input type="checkbox"/> Comando Proportional Heavy Duty com mode switch (ASL133)	NC 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	3.865,64 €
JCB2285	<input type="checkbox"/> Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	295,10 €
JCB2286	<input type="checkbox"/> Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	295,10 €
JCB2283	<input type="checkbox"/> Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	708,21 €
JCB2284	<input type="checkbox"/> Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	708,21 €
JCB2287	<input type="checkbox"/> Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	1.062,31 €
JCB2288	<input type="checkbox"/> Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	1.062,31 €
JBX2289	<input type="checkbox"/> Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	
<b>COMANDO ALTERNATIVO PARA REGULAR FUNÇÕES DE ASSENTO</b>			
<b>LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES</b>			
JCB2251	<input type="checkbox"/> Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento		607,88 €
JCB2217	<input type="checkbox"/> Suporte dto., montado para o utilizador	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○
JCB2218	<input type="checkbox"/> Suporte esq., montado para o utilizador	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○
JCB2291	<input type="checkbox"/> Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128, 2259, 1221, 2108	○
JCB2292	<input type="checkbox"/> Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128, 2260, 1222, 2108	○
<b>ACESSÓRIOS LINX</b>			
<b>CARREGADOR USB</b>			
JCB2253	<input type="checkbox"/> Carregador 2 entradas USB Charger DLXUSB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	212,47 €
JCB2281	<input type="checkbox"/> Montagem à dta.		○
JCB2282	<input type="checkbox"/> Montagem à esq.		○
<b>COMANDO STOP</b>			
JCB2258	<input type="checkbox"/> Comando Remoto para paragem de emergência (ASL504)	NC 2201, 2203, 2204	371,81 €
<b>MÓDULO INPUT200</b>			
JCB2273	<input type="checkbox"/> Módulo IN200 (fornecido com entrada Jack para switch ON/OFF + entrada DB9 para controlo input de botões externos)	NC (1093 / 1094+2171/0975), 2220	619,69 €
<b>OUTROS COMPONENTES/ACESSÓRIOS LINX</b>			
JCB2300	<input type="checkbox"/> A serem fornecidos em conjunto com a Cadeira (sem instalação)		◆
JBX2301	<input type="checkbox"/> A serem fornecidos instalados e programados na cadeira (Obrigatório considerar Especial e registar parametros a programar)		○
<b>CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)</b>			
JCB1685	<input type="checkbox"/> Vermelho		118,03 €
JCB1686	<input type="checkbox"/> Amarelo		118,03 €
JCB1687	<input type="checkbox"/> Verde		118,03 €



2233



2251



2253



2273



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB1690	<input type="checkbox"/> Azul		118,03 €
<b>EGG SWITCH</b>			
JCB2254	<input type="checkbox"/> Egg switch, preto		177,06 €
<b>CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO)</b>			
JCB1711	<input type="checkbox"/> Vermelho		129,85 €
JCB1712	<input type="checkbox"/> Amarelo		129,85 €
JCB1713	<input type="checkbox"/> Verde		129,85 €
JCB1714	<input type="checkbox"/> Laranja		129,85 €
JCB1715	<input type="checkbox"/> Azul		129,85 €
JCB1716	<input type="checkbox"/> Preto		129,85 €
<b>MANÍPULOS DE JOYSTICK BODYPOINT</b>			
JCB2721	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A		118,03 €
JCB2722	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A		118,03 €
JCB2723	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A		118,03 €
JCB2724	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A		147,54 €
<b>DETALHES DA UNIDADE DE TRACÇÃO</b>			
<b>COR CHASSIS</b>			
JCB2871	<input checked="" type="checkbox"/> Preto		◆
JCB2872	<input type="checkbox"/> Cinzento		○
JCB2873	<input type="checkbox"/> Vermelho		○
JCB2874	<input type="checkbox"/> Azul Mercúrio		○
JCB2875	<input type="checkbox"/> Lilás		○
JBX0299	<input type="checkbox"/> Premium - Escolher Cor ref RAL (inclui tampas do Encosto Modulite pintadas na mesma cor)	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias"	Apenas possível combinar com cor de Jantes Premium sob consulta
<b>COR JANTES</b>			
JCB2882	<input checked="" type="checkbox"/> Preto		◆
JCB2883	<input type="checkbox"/> Cinzento		94,43 €
JCB2884	<input type="checkbox"/> Vermelho		94,43 €
JCB2885	<input type="checkbox"/> Azul Mercúrio		94,43 €
JCB2886	<input type="checkbox"/> Lilás		94,43 €
JBX2887	<input type="checkbox"/> Premium - Escolher Cor ref RAL	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias	Apenas possível combinar com cor de Chassis Premium sob consulta
<b>FORQUETA</b>			
JCB2632	<input checked="" type="checkbox"/> Forqueta Dupla		◆
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>			
JCB0828	<input checked="" type="checkbox"/> 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm), maciças, pretas		◆
JCB0835	<input type="checkbox"/> 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), pneumáticas, pretas		○
<b>BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS</b>			
JCB1490	<input type="checkbox"/> Bloqueio das rodas dianteiras (sistema manual ativado junto da forqueta)	NC (2631+1416)	165,25 €
<b>RODAS TRASEIRAS</b>			
JCB0704	<input checked="" type="checkbox"/> 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas		◆
JCB0705	<input type="checkbox"/> 14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas		○
JCB0706	<input type="checkbox"/> 14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas		○
<b>TRAVÕES DE PARQUE (nas rodas traseiras)</b>			
JCB1206	<input type="checkbox"/> Travões de Parque (par)		○
<b>SUSPENSÃO CTC</b>			
JCB2870	<input checked="" type="checkbox"/> Suspensão CTC Controlo-tração-conforto		◆
<b>SUSPENSÃO PERSONALIZADA PARA RX20</b>			
JCB1910	<input type="checkbox"/> SOFT para utilizadores até 70kg	NC 1094	○
JCB1912	<input type="checkbox"/> MÉDIO para utilizadores até 90Kg	NC 1094	○
JCB1911	<input checked="" type="checkbox"/> FORTE para utilizadores até 110kg		◆
JCB1915	<input type="checkbox"/> MUITO FORTE para utilizadores até 136kg		○



2721  
2722



2723



2724



2871



2872



2873



2874



2875



Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €	
<b>OPÇÕES DE VELOCIDADE MÁXIMA</b>				
JCB1294	<input type="checkbox"/> Definição para interior, velocidade reduzida para 3km/h	NC 1244	○	
JCB1282	<input checked="" type="checkbox"/> 6 km/h		◆	
JCB1283	<input type="checkbox"/> 10 km/h	NC (2201+2220)	295,10 €	
<b>BATERIA</b>				
JCB1259	<input checked="" type="checkbox"/> 60 Ah Gel		◆	
JCB1392	<input type="checkbox"/> Sem baterias		○	
<b>G-TRAC</b>				
JCB1215	<input type="checkbox"/> Módulo G-Trac		737,73 €	
<b>CARREGADOR</b>				
JCB1481	<input type="checkbox"/> Sem carregador		○	
JCB1343	<input checked="" type="checkbox"/> Carregador Opti Charge 8A (IP44)		◆	
JCB1313	<input type="checkbox"/> Carregador Opti Charge 10A (IP44)		413,13 €	
<b>RODAS ANTI-VOLTEIO</b>				
JCB1205	<input checked="" type="checkbox"/> Rodas anti-volteio		◆	
<b>LUZES</b>				
JCB1437	<input type="checkbox"/> Luzes LED com piscas	30 Lux	NC 2201, 2203	483,95 €
JCB2837	<input type="checkbox"/> Luzes LED extra brilho com piscas	60 Lux	NC 2201, 2203	578,38 €
JCB1254	<input checked="" type="checkbox"/> Sem sistema de luzes		◆	
<b>TREPA-PASSEIOS</b>				
JCB1244	<input type="checkbox"/> Trepas-passeios	Com posição de desbloqueio	NC 2830, 1294	212,47 €
<b>PREPARAÇÃO PARA ESTAÇÃO DOCKING</b>				
JCB1450	<input type="checkbox"/> Preparado para a estação DAHL DOCKING - requer apoio de cabeça obrigatório		383,61 €	
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>				
JCB1493	<input checked="" type="checkbox"/> 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	NC 2894	◆	
JCB1494	<input type="checkbox"/> 4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça)	NC 1094	○	
JCB1401	<input type="checkbox"/> 6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça) para variantes com elevação e basculação	NC 2105, 1091, 1092, 1093	○	
<b>PONTOS DE FIXAÇÃO</b>				
JCB2894	<input type="checkbox"/> Pontos de fixação frontais facilmente acessíveis, com 4 ou 6 pontos adicionais	NC 1493	224,27 €	
<b>CINTO PÉLVICO</b>				
JCB1329	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)		56,21 €	
JCB2113	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telescópica)	NC 2105, (2132 +2191/2183/2181)	56,21 €	
JCB2701	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	147,54 €	
JCB2702	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	147,54 €	
JCB2703	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	129,85 €	
JCB2704	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	129,85 €	
JCB2705	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	106,23 €	
JCB2706	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	106,23 €	
<b>ESPELHO RETROVISOR</b>				
JCB1415	<input type="checkbox"/> Retrovisor direito	NC 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,82 €	



1244



1329



2701, 2702



2703, 2704




2705, 2706

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB1339	<input type="checkbox"/> Retrovisor esquerdo	NC 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,82 €
<b>ACESSÓRIOS</b>			
<b>GANCHOS PARA SUPORTE DA MOCHILA</b>			
JCB2128	<input type="checkbox"/> Ganchos para suporte da mochila	Peso máx de 6 kg NC 2105, 2173, 2227, 2228, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	118,03 €
<b>SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto)</b>			
JCB1312	<input type="checkbox"/> Suporte à direita	NC 2227, 2259, 1221	70,82 €
JCB1363	<input type="checkbox"/> Suporte à esquerda	NC 2228, 2260, 1222	70,82 €
<b>GUARDA-LAMAS RODAS DIANTEIRAS (preto)</b>			
JCB1416	<input type="checkbox"/> Guarda-lamas para rodas dianteiras	NC (2631+1490)	70,82 €
<b>GUARDA-LAMAS RODAS TRASEIRAS (preto)</b>			
JCB1417	<input type="checkbox"/> Guarda-lamas para rodas traseiras		106,23 €
<b>MESA/TABULEIRO</b>			
JCB1404	<input type="checkbox"/> Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	295,10 €
JCB1405	<input type="checkbox"/> Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	295,10 €



2128



1416

1417

1404, 1405