

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Alber® SmooV One

Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Código ISO 12 24 09 - Unidades de propulsão

Descrição:

- Unidade de apoio à propulsão da cadeira de rodas manual com controlo por roda com eixo multidirecional, motor integrado e estrutura de ligação à cadeira com pega de transporte e baterias de lítio incorporadas.

Ligação de bluetooth à unidade de condução instalada no chassis anterior da cadeira (esquerda ou direita).

- Leve: 7,2 kg
- Luz de posição traseira e conexão USB

- Compatível com cadeiras de rodas manuais com chassis rígido ou de encartar
- Conexão com a app SmooV através de Bluetooth (autonomia, velocidade, modos de condução, etc)
- Carregador com entrada magnética EasyConnect
- Autonomia até 20 km
- Peso máximo de utilizador: 140 kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
SmooV One 010		
1592897	<input type="checkbox"/> Alber SmooV One - 6 km/h - Comando incluído com suporte para regular a velocidade e ligar/ desligar	4.782,99 €
1592898	<input type="checkbox"/> Alber SmooV One - 10 km/h - Comando incluído com suporte para regular a velocidade e ligar/ desligar	4.933,40 €
Consulte a Invacare e verifique se a sua cadeira é compatível com o equipamento		
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS		
1592899	<input type="checkbox"/> Kit de fixação SmooV One - Cadeira de rodas com chassis rígido	324,89 €
1592900	<input type="checkbox"/> Kit de fixação SmooV One - Cadeira de rodas com chassis de encartar	324,89 €
1584856-SM	<input type="checkbox"/> Montagem do kit de fixação SmooV One pela Invacare para cadeiras já existentes. Gratuito para encomendas em conjunto com cadeira de rodas.	240,66 €
OUTRAS OPÇÕES (NÃO OBRIGATÓRIAS)		
1489214	<input type="checkbox"/> Rodas anti-volteio Alber, par	360,98 €
1594521	<input type="checkbox"/> Mala de Transporte para SmooV	200,54 €
	App SmooV - gratuita para o seu smartphone! Inclui: seleção do modo de condução, função cockpit, registo de trajetos, diagnósticos. Disponível para descarga gratuita através da Play ou App Store.	
	Pack Mobility Plus - Android e iOS Inclui: velocidade máxima até 10 km/h (129,99€), diagnósticos, controlo automático de velocidade. Utilizadores de iOS e Android devem fazer a compra direta na Apple Store (sem intervenção da Invacare)	



1592899



1592900




Obrigatório preencher:
Para seguimento de encomenda / determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira, indique:

Marca: _____

Modelo: _____


Número de série: _____

Lagura de assento




_____ cm
 (Medida de exterior dos tubos do chassis)

Altura traseira da cadeira



_____ cm
 (Medida de exterior dos tubos do chassis)

Distancia entre eixos da roda traseira (apenas para cadeiras de encartar)



_____ cm

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.