

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Storm® e Storm® X-Plore

Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica de tração traseira, elevada performance, suspensão às 4 rodas com braços dianteiros articulados (versão X-Plore) e sistema de molas helicoidal com regulador interno de tensão, ajustável individualmente garantindo o maior conforto nos vários contextos.

Unidade de Assento MODULITE (standard ou telescópica) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LINX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Unidade de assento com possibilidade de funções elétricas de basculação, elevação do assento por coluna central robusta com altura mínima ao chão 40cm, reclinación encosto e apoio de pernas; Largura total da base de tração 63cm, diâmetro de viragem 1770mm (raio de viragem 885mm); 2 Motores de 340W, baterias de Gel 70Ah.



LINX

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA0000	<input type="checkbox"/> Storm4 Modelo básico	7.348,86
ATA0017	<input type="checkbox"/> Storm4 X - Plore modelo básico	NC 1030 8.049,98
Unidade de Assento MODULITE Telescópica (Obrigatório escolher uma das opções ATA2111 ou ATA2112)		
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO		
ATA2111	<input type="checkbox"/> Plataforma TELESCÓPICA , com calhas laterais e placa de assento rígida ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC (2124+2192/2194+2173)	584,27 €
ATA2112	<input type="checkbox"/> Plataforma TELESCÓPICA , com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC(2124+2192/2194+2173)	584,27 €
LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)		
ATA2121	<input type="checkbox"/> 380 mm Pode ser reduzido a 33cm c/ ap. braço inrigged	NC 2143, 2701, 2703, 2705 <input type="radio"/>
ATA2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC 2701, 2703, 2705 <input checked="" type="radio"/>
ATA2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC 2702, 2704, 2706 <input type="radio"/>
ATA2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC 2174, 2175, 2178, 2143, (2111/2112+2192/2194+2173), (2132+2147), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 <input type="radio"/>
ATA2125	<input type="checkbox"/> 550mm	<input type="radio"/>
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm (selecionar predefinição de fábrica)		
ATA2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC 2196, 2197, 2198; (2183/2191/2181+2113) 2192/2194+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189, (2124+2147), (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 <input type="radio"/>
ATA2134	<input type="checkbox"/> 460 mm	<input checked="" type="radio"/>
ATA2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC 2143 <input type="radio"/>
ALMOFADA DE ASSENTO		
ATA2142	<input type="checkbox"/> Almofoada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm)	<input checked="" type="radio"/>
ATA2143	<input type="checkbox"/> Almofoada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124	141,83 €
ATA2147	<input type="checkbox"/> Almofoada Matrx Libra, 90 mm espessura standard (peso max. 136kg), HD (peso max. 227 kg)	NC (2124+2132) 462,16 €
ATA2140	<input type="checkbox"/> Sem almofoada de assento	<input type="radio"/>
TUBOS DE ENCOSTO		
ATA2162	<input type="checkbox"/> Altura 540 mm	<input type="radio"/>
ATA2163	<input type="checkbox"/> Altura 480 mm	NC 2173 <input checked="" type="radio"/>
PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO		
ATA2107	<input type="checkbox"/> Tubos de encosto com punhos	<input checked="" type="radio"/>
TIPO DE ENCOSTO		



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA2171	<input type="checkbox"/> Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1496, 2152, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	◆
ATA2179	<input type="checkbox"/> Encosto Flex 3 regulável em tensão (longo=540mm/ curto=480mm) NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	330,50 €
ATA2173	<input type="checkbox"/> Encosto FLEX 3 , ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna NC 2163, 2128 (2111/2112+2124+2192/2194)	330,50 €
ATA2174	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	790,84 €
ATA2175	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	790,84 €
ATA2176	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx Elite E2 plano altura 500mm (não disponível para largura assento 530 mm) NC 1445, 1496, 2124	752,89 €
ATA2178	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx Elite E2 Profundo (com espuma recortada), height 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1496, 2124	810,80 €
ATA2170	<input type="checkbox"/> Sem estofado de encosto - apenas os tubos NC 1445, 1496, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247	○
ATA2168	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx MAC Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral	663,00 €
ATA2169	<input type="checkbox"/> Encosto Matrx MAC HUG com Stamina Fiber Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral	708,90 €
ALTURA ENCOSTO MAC		
ATA2380	<input type="checkbox"/> 40.5cm	○
ATA2381	<input type="checkbox"/> 45.5cm	○
ATA2382	<input type="checkbox"/> 50.5cm	○
ATA2383	<input type="checkbox"/> 56cm	○
CONTORNO LATERAL ESQUERDO MAC		
ATA2385	<input type="checkbox"/> 9cm	117,30 €
ATA2386	<input type="checkbox"/> 15cm	142,80 €
ATA2387	<input type="checkbox"/> 23cm	173,40 €
CONTORNO LATERAL DIREITO MAC		
ATA2389	<input type="checkbox"/> 9cm	117,30 €
ATA2390	<input type="checkbox"/> 15cm	142,80 €
ATA2391	<input type="checkbox"/> 23cm	173,40 €
LARGURA MAC		
ATA2394	<input type="checkbox"/> encosto igual à largura assento	○
ATA2395	<input type="checkbox"/> +2,5cm que a largura assento	○
Opções para a Unidade de Ass. Modulite		
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)		
ATA2151	<input type="checkbox"/> Nylon preto NC 2179	◆
ATA2152	<input type="checkbox"/> Estofado de tecido facilmente lavável, cinzento escuro NC 2171	○
ATA2155	<input type="checkbox"/> Tecido Spacer (microperfurado), preto NC 2171, 2179	○
APOIOS DE BRAÇO		
ATA2191	<input type="checkbox"/> T-Arm, reguláveis em altura 245-315 mm, profundidade e removíveis (par) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ATA2181	<input type="checkbox"/> T-Arm, destacável (50mm mais alto) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	88,53 €
ATA2198	<input type="checkbox"/> Ap Braço tecido macio com revestimento do protetor lateral (par) NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	177,06 €
ATA2183	<input type="checkbox"/> Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	○
ATA2193	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebatível NC 1445, 2179	230,16 €
ATA2192	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm) NC 1445, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €
ATA2194	<input type="checkbox"/> Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm) NC 1445, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO		
ATA2195	<input type="checkbox"/> Almofada standard, curta 325mm (par) NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
ATA2196	<input type="checkbox"/> Almofada standard, longa 375mm (par) NC 2132, 2198	○
ATA2197	<input type="checkbox"/> Almofada Ergonómica 397mm (par) NC 2132, 2198, 2230, 2247	147,54 €



Código	Descrição	P.R.P. €
ATA2199	<input type="checkbox"/> Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea) NC 2179, 2198	188,85 €
SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ATA2193 e 2192/4)		
ATA2184	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca esq. 140x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2185	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca dto. 140x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2186	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca esq. 230x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2187	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca dto. 230x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2188	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca esq. 330x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
ATA2189	<input type="checkbox"/> Suporte de Anca dto. 330x100mm NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA		
ATA2164	<input type="checkbox"/> Montagem para ajuste em altura 155mm	○
ATA2165	<input type="checkbox"/> Montagem para ajuste em altura 206mm	○
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA		
ATA1350	<input type="checkbox"/> Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	212,47 €
ATA1432	<input type="checkbox"/> Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	230,16 €
ATA1427	<input type="checkbox"/> Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247	247,88 €
ATA2324	<input type="checkbox"/> ELAN STANDARD almofada Elipse para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	377,72 €
ATA2325	<input type="checkbox"/> ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23 x 18 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	383,61 €
ATA2327	<input type="checkbox"/> ELAN 4 PONTOS pontos para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	531,17 €
ATA1496	<input type="checkbox"/> Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2170, 2174, 2175	131,33 €
ATA1495	<input type="checkbox"/> Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)	
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)		
ATA1445	<input type="checkbox"/> Apoios laterais de tronco c/ braço longo, almofada multi-ajustável NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2178, 2192, 2193, 2194	206,56 €
Regulações da Unidade de Assento Modulite		
ALTURA ASSENTO-CHÃO E ELEVADOR DE ASSENTO		
ATA1023	<input type="checkbox"/> Altura fixa 450 mm	◆
ATA1025	<input type="checkbox"/> Altura fixa 480 mm	○
ATA1030	<input type="checkbox"/> Elevador assento eléctrico (400-650mm) NC 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2202	1.652,49 €
ATA1040	<input type="checkbox"/> Elevador assento eléctrico (440-690 mm) Obrigatório para versão X-Plore	1.888,56 €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO		
ATA1002	<input type="checkbox"/> Basculação manual por fuso	◆
ATA1014	<input type="checkbox"/> Basculação eléctrica 0 - 25°	861,66 €
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO P/ ASS. MODULITE		
ATA0975	<input type="checkbox"/> Reclinação Manual 0°-30° ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS	◆
ATA0977	<input type="checkbox"/> Reclinação Eléctrica 0°-30° ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS	619,69 €
Apoios de Pernas e Pés		
FIXAÇÃO DOS APOIOS DE PERNAS		
ATA0590	<input type="checkbox"/> Posição fix. Ap. pernas p/ alm. até 7 mm de altura	◆
ATA0591	<input type="checkbox"/> Posição fix. Ap. pernas p/ alm. acima de 7 mm alt.	○
TIPO DE APOIO DE PERNAS (par)		



2184 - 89



1432



1427



1030 / 1040



0975

0977



Encosto Rebatível

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA0503	<input type="checkbox"/> Vari F - ajustavel 90°-65°	◆
ATA0533	<input type="checkbox"/> Vari A - ajustável em ângulo 0-80°, através de manipulador lateral NC 0512	295,10 €
ATA0531	<input type="checkbox"/> Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80° (inclui almofada suporte gémeos) NC 0512, 2202	885,27 €
TIPO DE PATIM (par)		
ATA0512	<input type="checkbox"/> Patins Fixos NC 0533, 0531	◆
ATA0504	<input type="checkbox"/> Patins reguláveis em ângulo	118,03 €
ATA0513	<input type="checkbox"/> Patins reguláveis em ângulo e profundidade	177,06 €
Tipo de Comando e Electrónica LiNX NC 1180		
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE		
ATA2203	<input type="checkbox"/> Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções eléctricas NC 2231, 2232	◆
ATA2204	<input type="checkbox"/> Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções eléctricas e Kit de Luzes NC 2231, 2232	○
ATA2205	<input type="checkbox"/> Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch NC 2220	932,48 €
ATA2206	<input type="checkbox"/> Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch) NC 1709, 1710, 2220	1.534,46 €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400		
ATA2270	<input type="checkbox"/> 2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	141,64 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO		
ATA1207	<input type="checkbox"/> Suporte standard dto. NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	○
ATA1208	<input type="checkbox"/> Suporte standard esq. NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA1707	<input type="checkbox"/> Suporte rebatível dto. NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708	<input type="checkbox"/> Suporte rebatível esq. NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA1709	<input type="checkbox"/> Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita NC: 2207, 2213, 2235, 1404	357,00 €
ATA1710	<input type="checkbox"/> Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda NC: 2208, 2214, 2236, 1405	357,00 €
ATA2227	<input type="checkbox"/> Suporte direito, montado para acompanhante NC 2219, 2220, 2245, 2128	141,64 €
ATA2228	<input type="checkbox"/> Suporte esquerdo, montado para acompanhante NC 2219, 2220, 2245, 2128	141,64 €
SUPORTE PARA DISPLAY LiNX REM500		
ATA2209	<input type="checkbox"/> Multiajustável, rebatível à direita NC (2251+2217), 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA2210	<input type="checkbox"/> Multiajustável, rebatível à esquerda NC (2251+2218), 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA2213	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	708,21 €
ATA2214	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	708,21 €
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)		
ATA2220	<input type="checkbox"/> Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário) NC 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, 2230, 2247, 2233	873,46 €
ATA2219	<input type="checkbox"/> Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200) NC 1221, 1222, 2128	873,46 €
ATA2245	<input type="checkbox"/> Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO) NC 1207, 1208, 2128	1.652,49 €
ATA1207	<input type="checkbox"/> Suporte standard dto. NC 2245	○
ATA1208	<input type="checkbox"/> Suporte standard esq. NC 2245	○
ATA1221	<input type="checkbox"/> Suporte pos. Acompanhante lado direito, destacável NC 2219, 2220	141,64 €
ATA1222	<input type="checkbox"/> Suporte pos. Acompanhante lado esq., destacável NC 2219, 2220	141,64 €



0531



REM211



1709/1710




Código	Descrição	P.R.P. €
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer comando primário REM400 ou REM500)		
ATA2231	<input type="checkbox"/> Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204 708,21 €
ATA2232	<input type="checkbox"/> Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204 1.003,30 €
ATA2207	<input type="checkbox"/> Montagem à dta.	NC 1404, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206); (2251+2217) ○
ATA2208	<input type="checkbox"/> Montagem à esq.	NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206) (2251+2218) ○
ATA2213	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206) 708,21 €
ATA2214	<input type="checkbox"/> Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206) 708,21 €
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)		
ATA2247	<input type="checkbox"/> Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2171, 2179, 2197, , 2203, 2204, 2220, 2233, 2324, 2325, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	6.609,96 €
ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM		
ATA2249	<input type="checkbox"/> Recetor de switch triplo (ASL557-3)	531,17 €
ATA2250	<input type="checkbox"/> Emulador de rato sem fios (ASL558)	1.121,34 €
COMANDO MEC - MicroJoystick de Baixa Força (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)		
ATA2233	<input type="checkbox"/> MEC Proportional Joystick (Micro Extremity Control ASL130)	2203, 2204, 2230, 2247, 2128 4.131,22 €
ATA2235	<input type="checkbox"/> Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	○
ATA2236	<input type="checkbox"/> Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	○
ATA2213	<input type="checkbox"/> Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	○
ATA2214	<input type="checkbox"/> Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	○
ATA2241	<input type="checkbox"/> Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	708,21 €
ATA2242	<input type="checkbox"/> Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	708,21 €
LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES		
ATA2251	<input type="checkbox"/> Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	607,88 €
ATA2217	<input type="checkbox"/> Suporte dto., montado para o utilizador	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 2235, 2241 ○
ATA2218	<input type="checkbox"/> Suporte esq., montado para o utilizador	NC 2209, 2214, (2231/2232+2208), 2236, 2242 ○
ATA2227	<input type="checkbox"/> Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128 ○
ATA2228	<input type="checkbox"/> Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128 ○
ATA2252	<input type="checkbox"/> Cabo para entrada "jack" - modo condução e função	112,13 €
CARREGADOR USB		
ATA2253	<input type="checkbox"/> Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A	NC (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189) 212,47 €
ATA2207	<input type="checkbox"/> Montagem à direita	○
ATA2208	<input type="checkbox"/> Montagem à esquerda	○
ACESSÓRIOS LINX (fornecidos, não montados)		
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)		
ATA1685	<input type="checkbox"/> Vermelho	118,03 €
ATA1686	<input type="checkbox"/> Amarelo	118,03 €
ATA1687	<input type="checkbox"/> Verde	118,03 €
ATA1690	<input type="checkbox"/> Azul	118,03 €



REM050



2219

2231
2232

2213/14



2251



2253

Código	Descrição	P.R.P. €
EGG SWITCH (necessita de ser seleccionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)		
ATA2254	<input type="checkbox"/> Egg switch, preto	129,85 €
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO) (necessita de ser seleccionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)		
ATA1711	<input type="checkbox"/> Vermelho	129,85 €
ATA1712	<input type="checkbox"/> Amarelo	129,85 €
ATA1713	<input type="checkbox"/> Verde	129,85 €
ATA1714	<input type="checkbox"/> Laranja	129,85 €
ATA1715	<input type="checkbox"/> Azul	129,85 €
ATA1716	<input type="checkbox"/> Preto	129,85 €
Manípulo de Joystick BODYPOINT		
ATA2721	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	118,03 €
ATA2722	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	118,03 €
ATA2723	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	118,03 €
ATA2724	<input type="checkbox"/> Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	147,54 €
Opções da Unidade de Tracção/Condução		
COR CHASSIS (carenagens SEMPRE na cor antracite/prata; Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ATA0228)		
ATA0228	<input type="checkbox"/> Preto	<input type="checkbox"/> ATA0202 Azul
ATA0204	<input type="checkbox"/> Vermelho cereja	
ATZ0299	<input type="checkbox"/> Cor especial (indicar código RAL)	708,21 €
RODAS DIANTEIRAS		
ATA0851	<input type="checkbox"/> Pneumática 3.00 - 6 cinza	◆
ATA0855	<input type="checkbox"/> Maciça cinza anti-furo 3.00 - 6	○
ATA0853	<input type="checkbox"/> Cinza anti-furo 3.00 - 6 injeção de líquido	○
RODAS TRASEIRAS		
ATA0771	<input type="checkbox"/> 14" Pneumática cinza 3.00 - 8	◆
ATA0750	<input type="checkbox"/> 14" Maciça cinza antifuro 3.00 - 8	○
ATA0773	<input type="checkbox"/> 14" Cinza anti-furo 3.00 - 8 injeção de líquido	○
ATA0798	<input type="checkbox"/> 14" Trelleborg 8 x 3.00 cinza anti-furo, injeção de líquido	348,20 €
ATA0799	<input type="checkbox"/> 14" Trelleborg 8 x 3.00 cinza pneumática	348,20 €
Opções De Performance		
TIPO DE MOTOR		
ATA1285	<input checked="" type="checkbox"/> Motor 10km/h	◆
ATA1224	<input type="checkbox"/> 12 km/h DuraWatt Motor	Motores mais potentes e silenciosos 531,17 €
TIPO DE BATERIAS		
ATA1364	<input type="checkbox"/> Baterias 73,5 Ah	◆
SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4; exclui X-Plore)		
ATA1240	<input type="checkbox"/> Suspensão macia (peso utilizador até 80kg)	◆
ATA1241	<input type="checkbox"/> Suspensão média (peso utilizador 70-100kg)	○
ATA1242	<input type="checkbox"/> Suspensão dura (peso utilizador 90-150kg)	○
SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4 X-Plore)		
ATA1233	<input type="checkbox"/> Suspensão Hitec X-Plore	◆
SUSPENSÃO DIANTEIRA (apenas c/ 0811 ou 0813)		
ATA1238	<input type="checkbox"/> Suspensão até 100kg	◆
ATA1239	<input type="checkbox"/> Suspensão acima 100kg	○
Acessórios De Performance		
G-TRAC		
ATA1215	<input type="checkbox"/> Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!	737,73 €
CARREGADOR DE BATERIAS		
ATA1343	<input type="checkbox"/> Carregador Opticharge 8A	◆
ATA1313	<input type="checkbox"/> Carregador Opticharge 10A	413,13 €
Opções de Segurança		
ANTI-VOLTEIO		
ATA1205	<input type="checkbox"/> Rodas Anti-Volteio	◆
ATA1204	<input type="checkbox"/> Rodas Anti-Volteio rebativeis para baixo	141,64 €
KIT DE LUZES		
ATA1254	<input type="checkbox"/> Sem Kit de Luzes	◆



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar



1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA1437	<input type="checkbox"/> Luzes LED com piscas 30 Lux NC2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	483,95 €
ATA2837	<input type="checkbox"/> Luzes LED extra brilho com piscas 60 Lux	578,38 €
Acessórios De Segurança		
TREPA-PASSEIOS		
ATA1244	<input type="checkbox"/> Trepas-passeios	212,47 €
KIT DE TRANSPORTE		
ATA1493	<input type="checkbox"/> 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆
ATA1494	<input type="checkbox"/> 4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça) NC 2128	○
CINTO PÉLVICO		
ATA1329	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) NC cintos Bodypoint	56,21 €
ATA2113	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico com auto-lock (montagem p/ placa de assento Modulite telescópica) NC (2132+2181/2183/2191)	56,21 €
ATA1332	<input type="checkbox"/> Cinto em H	188,85 €
CINTO PÉLVICO BODYPOINT		
ATA2701	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	147,54 €
ATA2702	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	147,54 €
ATA2703	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	129,85 €
ATA2704	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	129,85 €
ATA2705	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	106,23 €
ATA2706	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	106,23 €
ESPELHO RETROVISOR		
ATA1415	<input type="checkbox"/> Retrovisor direito NC 2209, 2213, 2217, 2235, 2241	70,82 €
ATA1339	<input type="checkbox"/> Retrovisor esquerdo NC 2210, 2214, 2218, 2236, 2242	70,82 €
Acessórios		
GANHCOS PARA SUPORTE DE MOCHILA		
ATA2128	<input type="checkbox"/> Ganchos para suporte de mochila NC 1494, 2173, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245, 2233	118,03 €
SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto)		
ATA1312	<input type="checkbox"/> Suporte à direita	<input type="checkbox"/> ATA1363 Suporte à esquerda
GUARDA-LAMAS (sempre na cor preto)		
ATA1416	<input type="checkbox"/> Guarda-lamas para rodas dianteiras	70,82 €
ATA1417	<input type="checkbox"/> Guarda-lamas para rodas traseiras	106,23 €
MESA/TABULEIRO		
ATA1404	<input type="checkbox"/> Rebatível à direita NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 2207	295,10 €
ATA1405	<input type="checkbox"/> Rebatível à esquerda NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 2208	295,10 €
FABRICO ESPECIAL		
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).		
ATZ1300	<input type="checkbox"/> Especial (Sob Consulta) (tempo de fornecimento mais alargado + 10 dias)	
PREÇO TOTAL		



1437



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button



2128